

Pill Organizer Tabtime 8

Deze pillendoos met groot LCD-scherm bevat 8 compartimenten. Aan elk van deze vakjes kan, indien gewenst, een alarm worden toegewezen. Men kan ook de aftelfunctie gebruiken die zo kan geprogrammeerd worden dat ze op geregelde, vaste tijdstippen afgaat.

Pillendoos *Tabtime 8* heeft 10 verschillende schermen die elk via de "mode" knop kunnen worden weergegeven. Het eerste scherm is het huidige uur, scherm 2-3-4-5-6-7-8-9 zijn voor de 8 alarmen (bovenaan ziet men een klokje met daarnaast een nummer). Scherm 10 is de aftel-functie (zandloper links bovenaan).

1. Klok (scherm 1)

Deze functie geeft de huidige tijd weer.

Druk enkele seconden op de "mode" knop om de tijd te kunnen veranderen. Wanneer alles pinkt, kan men via de "H" & "M" knoppen (uren en minuten) de juiste tijd instellen. Bevestig nadien door nogmaals op de "mode" knop te drukken.
 Het is mogelijk om een 12u (P= namiddag) of 24u tijdsaanduiding te gebruiken. Dit is eenvoudig te veranderen via de knop "12/24".

2. Alarm (scherm 2-3-4-5-6-7-8-9)

Met deze functie kan u aangeven op welke tijdstippen u wenst gewaarschuwd te worden om uw medicatie in te nemen. De vakjes zijn genummerd en kunnen dus elk een apart alarm krijgen.

Instellen alarm

Voor het 1ste alarm drukt u enkele malen op de "mode" knop totdat, links bovenaan, een klokje met het cijfer 1 verschijnt.
 Druk enkele seconden op de "mode" knop om het alarm te kunnen instellen/veranderen.
 Wanneer alles pinkt, kan men via de "H" & "M" knoppen (uren en minuten) de eerste alarmtijd instellen. Bevestig nadien door nogmaals op de "mode" knop te drukken.
 Indien u per dag meerdere malen medicatie moet innemen, dan herhaalt u deze procedure door via de "mode"-knop naar het scherm van alarm 2 te gaan, de "mode" knop enkel seconden in te drukken tot alles pinkt en dan uur en minuten aan te passen (via "H" & "M" knop).
 Dit kan men herhalen voor 8 alarmen. Wanneer de verschillende alarmtijden zijn ingesteld, drukt u nog enkele malen op de "mode" knop totdat u terug het huidige uur ziet. U zal merken dat al de actieve alarmtijden bovenaan staan aangeven (klokje met cijfer).

Alarmsignaal stoppen

Wanneer het alarm afgaat dan kan men deze doen stoppen door op de "start/stop" knop te drukken
www.advys.be

Alarmsignaal verwijderen

Druk op de "mode"-knop totdat de te verwijderen alarm-tijd op het scherm verschijnt.
 Druk achtereenvolgens kort op "mode" en nadien op "start/stop". U krijgt dan "- : -" te zien. Het geselecteerde alarm staat nu op nonactief. Door de procedure "alarm instellen" te volgen, kan u deze later terug activeren/veranderen.

3. Aftel-functie

De aftel-functie kan men zo programmeren dat ze op geregelde, vaste tijdstippen afgaat (bijvoorbeeld elke 25 minuten, elk uur 1/2,...).

Aftel-functie instellen

Druk verschillende malen op de "mode" knop totdat u links bovenaan een zandloper ziet.
 Druk enkele seconden op de "mode" knop om de aftel-tijd te kunnen instellen/veranderen
 Wanneer alles pinkt, kan men via de "H" & "M" knoppen (uren en minuten) de aftel-tijd instellen. Bevestig nadien door nogmaals op de "mode" knop te drukken.
 Druk op "start/stop" om het aftellen te starten (zandloper zal pinken).
 Druk nadien nog enkele malen op de "mode"-knop om het huidige uur opnieuw weer te geven. De aftel-functie blijft actief.
 Wanneer de tijd verstreken is zal u een alarm horen.

Aftel-alarmsignaal stoppen

Men kan het signaal doen stoppen door op de "mode" knop te drukken. Wanneer men de aftelfunctie verschillende malen na elkaar wenst te gebruiken (bijv. telkens om de 4 uur een aftel-signaal), dan moet men deze telkens op nieuw activeren.

Opnieuw activeren van de aftel-functie

Druk verscheidene malen op de "mode"-functie totdat u het scherm van de aftel-functie bereikt heeft (zandloper links bovenaan).
 Druk op "start/stop" om dezelfde aftel-tijd opnieuw te starten.
 Indien u deze aftel-tijd wil wijzigen, dan volgt u de procedure "aftelfunctie instellen".

Pill Organizer Tabtime 8

Cette boîte à pilules avec un grand écran LCD contient 8 compartiments. Vous pouvez, si vous le désirez, attribuer une alarme à chacune de ces petites cases. On peut également utiliser la fonction de compte à rebours qui peut être aussi être programmée lorsqu'elle arrive sur le moment fixe réglé. La boîte à pilules *Tabtime 8* possède 10 écrans différents qui peuvent être chacun produits par le bouton « mode ». Le premier écran est l'heure réelle, les écrans 2-3-4-5-6-7-8-9 pour les 8 alarmes (au dessus, on voit une petite horloge avec un numéro). L'écran 10 est la fonction de compte à rebours (sablier en haut à gauche).

1. Horloge (écran 1)

Cette fonction donne l'heure réelle.

- Appuyez quelques secondes sur le bouton "mode" pour pouvoir modifier l'heure. Lorsque tout clignote, vous pouvez régler l'heure par les boutons "H" & "M" (heures et minutes). Confirmez après en appuyant encore une fois sur le bouton "mode".
- Il est possible d'utiliser l'indication 12 h (P = après-midi) ou 24 h.
- Simple à changer grâce au bouton "12/24".

2. Alarme (écran 2-3-4-5-6-7-8-9)

Avec cette fonction, vous pouvez indiquer à quel moment vous désirez être prévenu de prendre vos médicaments. Les petites cases sont numérotées et peuvent donc bénéficier chacune d'une alarme différente.

Régler l'alarme

- Pour la première alarme, appuyez quelques fois sur le bouton "mode" jusqu'à ce qu'une petite horloge avec le chiffre 1 apparaisse en haut à gauche.
 - Appuyez quelques secondes sur le bouton "mode" pour pouvoir régler ou modifier l'alarme.
 - Lorsque tout clignote, vous pouvez régler la première alarme en appuyant sur les boutons "H" & "M" (heures et minutes). Confirmez après en appuyant encore une fois sur le bouton "mode".
 - Si vous devez prendre des médicaments à différents moments de la journée, vous répétez alors cette procédure en appuyant sur le bouton jusqu'à l'écran de l'alarme 2, appuyer quelques secondes sur le bouton "mode" jusqu'à ce que tout clignote et régler l'heure et les minutes (par les boutons "H" & "M").
 - Cette procédure peut être répétée pour les 8 alarmes. Lorsque les différentes alarmes sont réglées, appuyez encore quelques fois sur le bouton jusqu'à ce que l'heure réapparaisse. Vous remarquerez que toutes les alarmes sont signalées en haut (petite horloge avec chiffre).
- www.advys.be

Arrêter l'alarme

- Lorsque l'alarme se met en route, vous pouvez l'arrêter en poussant sur le bouton "start/stop".

Supprimer l'alarme

- Appuyez sur le bouton "mode" jusqu'à disparition de l'alarme sur l'écran.
- Appuyez successivement sur le bouton "mode" et "start/stop". Vous voyez alors "- : - : -". L'alarme sélectionnée est alors « non-active. En suivant la procédure "régler l'alarme", vous pourrez l'activer/changer plus tard.

3. Compte à rebours

On peut programmer le compte à rebours qui sonne à heures fixes réglées (par exemple toutes les 25 minutes, chaque ½ h,...).

Réglage du compte à rebours

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton "mode" jusqu'à ce que vous voyez apparaitre un sablier au dessus.
- Appuyez quelques secondes sur le bouton "mode" pour pouvoir régler/modifier le compte à rebours.
- Lorsque tout clignote, vous pouvez régler le compte à rebours en appuyant sur les boutons "H" & "M" (heures et minutes). Confirmez après en appuyant encore une fois sur le bouton "mode".
- Appuyez sur le bouton "start/stop" pour commencer le décompte (le sablier clignotera).
- Appuyez après encore quelques fois sur le bouton "mode" pour afficher à nouveau l'heure réelle. Le compte à rebours reste actif.
- Vous entendrez une alarme à l'expiration du décompte.

Arrêter l'alarme du décompte à rebours

- On peut arrêter le signal en appuyant sur le bouton "mode".
- Lorsqu'on souhaite utiliser le compte à rebours plusieurs fois d'affilée (par exemple un signal de décompte toutes les 4 h), on doit le réactiver à chaque fois.

Réactiver le compte à rebours

- Appuyez plusieurs fois sur la fonction "mode" jusqu'à ce que l'écran du décompte soit atteint (sablier en haut à gauche).
- Appuyez sur "start/stop" pour recommencer le même décompte.
- Si vous voulez modifier ce décompte, vous devez suivre la procédure "régler la fonction compte à rebours".