

Kiest u voor Pronk ergo

dan kiest u voor:

- Jarenlange ervaring
- Professionele advisering
- Snelle offerte inclusief tekening met aansluitpunten
- Eigen servicedienst
- Eigen showrooms door heel Nederland en België
- Lange levensduur in de praktijk bewezen
- Onderhoudscontracten mogelijk

**Hoofdkantoor
Pronk ergo bv Nederland:**
Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. +31 (079) 361 13 40
Fax +31 (079) 361 13 41
zoetermeer@pronkergo.nl

Vestiging Zoetermeer:
(Zuid-Holland, Utrecht,
Gelderland)
Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. +31 (079) 361 13 40
Fax +31 (079) 361 13 41
zoetermeer@pronkergo.nl

Vestiging Haarlem:
(Noord-Holland,
Flevoland)
Pijnboomstraat 103
2023 VP Haarlem
Tel. +31 (023) 526 38 66
Fax +31 (023) 526 41 96
haarlem@pronkergo.nl

Vestiging Eindhoven:
(Brabant, Zeeland)
Bedrijvenweg 5
5627 BW Eindhoven
Tel. +31 (040) 248 43 75
Fax +31 (040) 248 08 65
eindhoven@pronkergo.nl

Vestiging Hogeveen:
(Groningen, Friesland,
Drenthe, Overijssel)
Plesmanstraat 81
7903 BG Hogeveen
Tel. +31 (0528) 23 08 58
Fax +31 (0528) 23 08 59
hogeveen@pronkergo.nl

Dealer Sittard:
(Limburg)
Ergomat b.v.
Dr. Nolenslaan 157 B
6136 GM Sittard
Tel. +31 (046) 458 78 62
Fax +31 (046) 452 48 33

Service-afdeling
Tel. +31 (079) 363 30 40

Bezoek onze website:
www.pronkergo.nl

**Hoofdkantoor
Pronk ergo NV België:**
Sint-Pietersmolenstraat 204/1
8000 Brugge
Tel. +32 (050) 32 20 20
Fax +32 (050) 33 20 40
info@pronkergo.be

Vestiging Brugge:
(België)
Sint-Pietersmolenstraat 204/1
8000 Brugge
Tel. +32 (050) 32 20 20
Fax +32 (050) 33 20 40
info@pronkergo.be

Bezoek onze website:
www.pronkergo.be

Pronk ergo bv is aangesloten
bij de FIREVA.
(Fabrikanten en Importeurs van
Revalidatieproducten).



Pronk ergo beschikt over royaal opgezette showrooms, die goed toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking.

ZOETERMEER

HAARLEM

EINDHOVEN

HOOGEVEEN

SITTARD

BRUGGE

**Pronk
ergo**

zelfstandiger in beweging

De dienstverlening van Pronk ergo is volledig op mensen met een functiebeperking afgestemd. Pronk ergo ontwikkelt en produceert in hoogte verstelbare en nastelbare aangepaste keukens, maar ook verrijdbare en plafonddliften, statafels, baden, verstelbare aankleedtafels, toiletten, douchezittingen, wastafels, tafels en andere naar wens ontwikkelde producten.

**Pronk
ergo**

zelfstandiger in beweging

WC-VAmat®



Voor wie is de WC-VAmat?

Mensen met een functie-
beperking
Senioren
Hygiëne bewuste mensen
Ziekenhuizen
Revalidatie
Verzorgingscentra
Zwembaden
Openbare toiletten

**Ik heb er schoon
genoeg van!**

WC-VAmat®

Dé optimale verzorging bij toiletgebruik

Sproeiarm



Voor wie is de WC-VAmat®?

De WC-VAmat® is bedoeld voor o.a. mensen met een functiebeperking, senioren en hygiëne bewuste mensen. Ook in ziekenhuizen, revalidatie- en verzorgingscentra, zwembaden en openbare toiletten kan de WC-VAmat® worden toegepast.

Draadloze afst. bediening



De WC-VAmat® van Pronk ergo

Mensen met functiebeperkingen aan armen en/of handen ondervinden vaak problemen bij het zichzelf reinigen na de toiletgang. Met de WC-VAmat® van Pronk ergo behoort dat probleem definitief tot het verleden. De WC-VAmat® reinigt en verzorgt de gebruiker na ieder toiletbezoek met water van lichaamstemperatuur (ca. 37°C), waarna automatisch de droogfunctie in werking wordt gesteld. Voor de gebruiker betekent dit een grotere zelfstandigheid en verhoging van de privacy. In de verzorging betekent de WC-VAmat® een verlichting van de taak.

Standaard afst. bediening



De WC-VAmat® is een compact apparaat met moderne vormgeving dat eenvoudig op bijna elk toilet gemonteerd kan worden. De installatie bestaat uit een speciale toiletzitting met een unit achter de zitting waarin alle functionaliteiten zijn ingebouwd. Na het doorspoelen, douchen en opnieuw doorspoelen volgt automatisch het droogprogramma waarvan de duur naar behoefte traploos instelbaar is. (WC-VAmat® incl. automatische doorspoeling).

Onderzijde toiletzitting



Na het gebruik van de WC-VAmat® ledigt de installatie zich volledig en neemt schoon water bij elke reiniging. Naast de hygiëne wordt ook de veiligheid van de gebruiker gegarandeerd: twee onafhankelijk van elkaar werkende veiligheidssystemen zorgen voor de temperatuurbegrenzing (Maximaal 37°C ter bescherming van de slijmvlies) en staan borg voor een constante watertemperatuur onafhankelijk van de douchetijd.

Kinderzittingen



In tegenstelling tot andere apparaten gebruikt de WC-VAmat® een warmte doorstroomelement, hierdoor geeft de WC-VAmat® continu verwarmd water en gebruikt hij alleen energie bij gebruik.

Verhoogde toiletzitting



De WC-VAmat® is zeer voordelig in gebruik en energiezuinig. De gebruikskosten zijn niet meer dan het gebruik van toilet papier. De WC-VAmat® is eenvoudig te monteren en past op vrijwel iedere toilet pot.

WC-VAmat® incl. automatische doorspoeling



WC-VAmat®



Standaard zachte zitting



De standaardbediening bestaat uit een, met de hand of met de voet, licht bedienbare ca. 10 cm grote startbutton. Een contactvrije bediening behoort echter ook tot de mogelijkheden.

De hoogte van de standaardzitting is ca. 4,5 cm.

Extra mogelijkheden WC-VAmat®:

- Zitcontact (standaard), de douche werkt alleen als de zitbril belast is.
- Radiografische tip-toetsbediening (optie), afstandsbedieningseenheid.
- Contactvrije bediening (optie), radiografische bediening d.m.v. bewegingsmelder.
- Anti-decubitus zitting.
- Automatische doorspoelinrichting (optie, niet mogelijk bij een hangende toilet pot), doorspoelen, douchen, doorspoelen föhnen.
- Verhoogde toiletzitting (optie).
- Uithangbare scharnieren (optie).
- Elektrische hoog/laag verstelling. (WC-Matic®) (optie).

Wat is de WC-VAmat®?

- De WC-VAmat® is een uiterst hygiënische toiletzitting voorzien van een compacte reinigingsunit inclusief douche- en droogfunctie.
- De WC-VAmat® is eenvoudig te monteren en past op bijna iedere toilet.

Technische gegevens

Uitvoering:

- Verwerkte onderdelen zijn vervaardigd uit edelstaal en kunststof.
- Standaardkleur wit.
- Toiletzitting speciale vorm van middelzachte kunststof of speciale antidecubitus uitvoering.
- Sproeiarm uit kunststof.
- Kalkwerend. (afstand tot reinigingspunt ca. 15 cm).
- Sproeiarm standaard voor anaal en vaginaal gebruik.

Instelmogelijkheden:

- Douche- en droogtijd.
- Waterdruk (drukventiel 3/8").

- Watertemperatuur (begrenzing ca. 37°C).
- Zitcontact.
- Automatische doorspoeling.
- Wisseldouche (warm-minder warm).

Veiligheid:

Temperatuurbegrenzing door twee onafhankelijk werkende veiligheidssystemen.

Aansluiting:

- Water: alle aansluitmogelijkheden.
- Elektra aansluiting: 220/240 Volt 50 Hz, 3,5 KW, d.m.v. een gearde wandcontactdoos.
- De elektra-aansluiting dient zo dicht mogelijk bij het toilet aangebracht te worden.

Keuringen:

De WC-VAmat® is CE gekeurd en voldoet aan alle Europese keuringseisen. (DVGW, VDE, GS). De WC-VAmat® is als enige onderdouche-föhncombinatie als "Hilfsmittel" in Duitsland toegestaan. (33.40.05.0001).

Hoe werkt de WC-VAmat®

- De WC-VAmat® heeft achter de toiletzitting een unit, waarin alle functies zijn ingebouwd. Het douchewater wordt verwarmd via een doorstroomelement. Het drogen gebeurt door middel van een speciale krachtige föhn.
- Bij handmatige bediening zolang de startknop ingedrukt wordt werkt de onderdouche. Na het loslaten van de startknop volgt binnen ca. 5 seconden automatisch het drogen. (Droogtijd maximaal ca. 10 minuten).
- Bij automatische bediening wordt de gewenste douchetijd ingesteld. Na het kort indrukken van de startknop volgt het douchen volgens deze ingestelde douchetijd en erna volgt automatisch het drogen.
- Indien u tijdens het drogen toch nog extra gedoucht wil worden drukt u de startknop kort in. Het droogprogramma stopt en de WC-VAmat begint opnieuw met douchen en aansluitend het drogen.

De WC-VAmat® verbruikt alleen energie tijdens het douchen en föhnen. De WC-VAmat® is standaard uitgerust met anale en vaginale reiniging.

De WC-VAmat® is door praktisch alle douche toiletstoelen overrijdbaar.

De WC-VAmat® is ontworpen om eenvoudige schuiftransfers mogelijk te maken (sterke 8 mm RVS bevestiging aan de toilet-unit, geen zijwaartse belemmeringen).

Voor de montage zijn geen bouwkundige voorzieningen noodzakelijk. Volstaan kan worden met een elektra- en een waterpunt.

De WC-VAmat® is eenvoudig te monteren en te demonteren.



Spoelen, Wassen, Drogen