



Creating balance in healthcare



**Plafond- en  
verrijdbare tilliften  
2023-2024**





**Het hart van  
Lopital klopt  
voor de zorg.**

# Inhoud

Inleiding	05
Actieve opstahulp	10
Tilliften	13
Plafondtilliften	21
Freespan	26
Tilbanden & tiljukken	32
Training & scholing	41
Service en onderhoud	43







**Al ruim 45 jaar  
volledig gericht op  
de kwaliteit van zorg.**



# Over Lopital

**Lopital is dé specialist in preventie van fysieke overbelasting voor zorgverleners. Al ruim 45 jaar ontwikkelt, produceert en implementeert Lopital oplossingen voor zorgverleners om fysieke overbelasting en een te hoge werkdruk te verlagen.**

Het is de missie van Lopital om bij te dragen aan een kwalitatief goede en veilige zorgomgeving, met zo min mogelijk kans op fysieke overbelasting. Daarnaast streven wij naar het verlagen van de werkdruk zodat er meer tijd overblijft van zorgverleners voor belangrijke persoonlijke aandacht van de zorgvrager. Op deze wijze wil Lopital bijdragen aan een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgverleners. Voor nu en in de toekomst.

Elke zorgbehoefte vraagt om specifieke ondersteuning en elke ruimte om specifieke hulpmiddelen. Als totaalleverancier kunnen wij hierin optimaal faciliteren. Door onze jarenlange ervaring en vakkennis, is Lopital dé partner in zorgverlening en kunnen we u naast kwalitatief goede producten voorzien van het juiste advies. Hierdoor kunt u zich volledig richten op wat écht belangrijk is: De kwaliteit van zorg. En dat is een geruststellende gedachte!

## Ervaar met Lopital als partner de 'vijf' geruststellende gedachten:

- 1 Uitsluitend opleidingen en trainingen die verzorgd worden door ervaren, deskundige gecertificeerde opleiders;
- 2 Onderhoud van hulpmiddelen uitgevoerd door ervaren, deskundige en gecertificeerde onderhoudsmonteurs;
- 3 Persoonlijk advies en instructie voor àlle gebruikers;
- 4 Vooraf inzicht in kosten en verwachte opbrengsten;
- 5 Lopital voldoet aan alle wettelijke eisen van de Medical Device Regulation, Klasse 1 (MDR 2017/745), en als producent voldoen wij aan NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015 en UNI-CEI-EN-ISO 13485:2016.

Bent u nieuwsgierig naar onze aanpak en onze producten?  
In deze catalogus vindt u meer informatie of kijk op [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)



**Ontworpen voor  
optimaal comfort,  
veiligheid en hygiëne.**



# De juiste hulpmiddelen voor zorgvrager én zorgverlener

Het zeer complete assortiment zorgoplossingen van Lopital, helpt u bij het optimaliseren van de mogelijkheden en het welzijn van de zorgvrager en de zorgverlener. Elke zorgbehoefte vraagt om specifieke ondersteuning en elke ruimte om specifieke hulpmiddelen. Als totaalleverancier kunnen wij hierin optimaal faciliteren. Door onze jarenlange ervaring en vakkennis, is Lopital dé partner in zorgverlening en kunnen we u naast kwalitatief goede producten voorzien van het juiste advies.

Om kruisbesmetting te minimaliseren zijn onze hulpmiddelen voorzien van een antibacteriële coating door de toevoeging van zilverionen. Daarnaast is het belangrijk dat alle hulpmiddelen na het gebruik eenvoudig kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd. De hulpmiddelen van Lopital zijn zo ontworpen dat ze aan deze vereisten voldoen.

Iedereen binnen uw zorginstelling streeft naar optimale zorg voor uw cliënten. Lopital kan u, naast kwalitatief goede producten, voorzien van het juiste advies. Hierdoor kunt u zich volledig richten op wat écht belangrijk is: De kwaliteit van zorg. En dat is een geruststellende gedachte!

Comfort en  
hygiëne

Levenskwaliteit

Samen Vitaal

Veiligheid en  
ergonomie



Kwalitatief goede hulpmiddelen zijn belangrijk om fysieke overbelasting te voorkomen en werkdruk te verminderen. Echter Lopital vindt dat er meer nodig is dan alleen goede hulpmiddelen. Daarom inspireert en adviseert Lopital zorgorganisaties met het programma Samen Vitaal om te komen tot vitalere en meer tevreden zorgverleners.


Dankzij het doordachte, ergonomische ontwerp van onze hulpmiddelen ondersteunt Lopital u bij het veilig verzorgen van uw cliënten. Met behulp van de juiste transfer- en hygiëneoplossingen minimaliseert u het aantal arbeidsongevallen en de zorgkosten voor uw instelling. De verzorger profiteert van de verbeterde veiligheid en ergonomie terwijl de cliënt een hoge mate van comfort ervaart. Dit verhoogt het gevoel van waardigheid en garandeert een prettig gebruik.

Innovatieve hygiëneproducten,  
voor veilig en comfortabel gebruik.





Fysieke overbelasting en een hoge werkdruk zijn de belangrijkste oorzaken van een hoog ziekteverzuim onder zorgverleners. Het hoge ziekteverzuim (gecombineerd met een gebrek aan aanbod van zorgverleners) én een hoog personeelsverloop vormen daarmee de belangrijkste uitdagingen voor zorgorganisaties. Voor nu én in de toekomst.



# Samen vitaal

## Onze missie

Het hart van Lopital klopt voor de zorg. Het is daarom onze missie bij te dragen aan een aantrekkelijke en veilige zorgomgeving voor zorgverleners. Waarbij kwalitatief goede zorg verleend wordt met een minimale fysieke inspanning.

Daarnaast streven we naar het realiseren van het verlagen van de werkdruk. Hierdoor blijft er meer zorgtijd over voor persoonlijke aandacht voor de cliënt en/of patiënt. Een belangrijke drijfveer van zorgverleners. Op deze wijze wil Lopital bijdragen aan een lager ziekteverzuim en tegelijkertijd zorgen voor een hogere tevredenheid van zorgverleners.

## Samen Vitaal

Kwalitatief goede hulpmiddelen zijn belangrijk om fysieke overbelasting te voorkomen en werkdruk te verminderen. Echter... Lopital vindt dat er meer nodig is dan alleen goede hulpmiddelen. Daarom inspireert én adviseert Lopital zorgorganisaties met het programma **Samen Vitaal** om te komen tot vitalere en meer tevreden zorgverleners.

### Dit doen wij via ons hart voor de zorg:

1. Scan Fysieke Belasting
2. Plan van aanpak
3. Opbrengst
4. Implementatie

Wilt u weten hoe wij ook voor uw zorgorganisatie fysieke belasting en werkdruk kunnen verlagen? Wij staan u graag te woord.

5900 8100  
**Lotus**

Geschikt voor mensen met een lichte tot matige beperking



Lotus.  
Eenvoudig en comfortabel opstaan.



Comfortabele onderbeensteunen.



Wegdraaibare zitdelen.



**Technische details**


Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Lengte x breedte x hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Eigen gewicht in kg
5900 8100	Lotus actieve opstahulp	staal	200	98 x 68 x 113	89	50 - 87	35

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.





2 kunststof dubbel geremde zwenkwielen.



Mechanische poetspreiding.





Eenvoudig en  
veilig verplaatsen  
en tillen.

# Tilliften

Eenvoudig en veilig verplaatsen en tillen vergroot het comfort voor mensen met een beperking en het gebruiksgemak voor de verzorgende. Wij bieden een uitgebreid assortiment van zowel actieve als passieve tilliften. Door te kiezen voor een combinatie van de juiste tilliften en tilbanden hoeft een fysieke beperking niet te leiden tot een sociale beperking.

## **Alleen de allerbeste producten.**

Kwaliteit en veiligheid staan bij Lopital altijd voorop. Het gebruik van de juiste hulpmiddelen en materialen bepaalt mede de kwaliteit van zorg. Want het veilige en comfortabele gevoel dat het gebruik van passende hulpmiddelen biedt, heeft grote invloed op het gevoel van veiligheid en

welbevinden van de cliënt. Natuurlijk moeten de handelingen voor de zorgverlener veilig, verantwoord en comfortabel zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld lage rug- en schouderklachten voorkomen worden. Daarnaast wordt de keuze voor het juiste transfermiddel ook bepaald met het oog op de mogelijkheden van de cliënt.

Voor meer informatie kijk op onze website [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl) / [www.lopital.be](http://www.lopital.be)





# Viking M en L

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102040004	Viking L	aluminium	250	179	46	134	203	136	70 - 107	14	40
2102040015	Viking M	aluminium	205	179	42	125	202	123	69 - 111	11	33

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.




Voor actief revalideren.



Viking M met een minimale tilhoogte van 42 cm, voor tillen vanaf de grond.



Makkelijk in gebruik met rolstoel, douche-toiletstoel of brancard door pootspreiding.



Elke Viking is voorzien van handbediening en bediening op de lift zelf.



## Een echte allrounder.

- Groot gebruiksgemak.
- Makkelijk te manoeuvreren.
- Het groene metaal, aluminium.
- Verwisselbare accu.

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking

# Viking XL

Flexlink voor beter positioneren

Het Universal TwinBar™ 670-tiljuk biedt meer ruimte voor obese cliënten

Hefstang met Outer Tube™


Twee bedieningsopties

Instructiekaart

Accu met ingebouwde lader en accu-indicatie

Gebruiksvriendelijke noodstop

Grote, soepel rollende wielen



Plafond- en verrijdbare tilliften

- Groot gebruiksgemak.
- Standaard breed tiljuk.
- Het groene metaal, aluminium.
- Standaard grote wielen.

## Soepel en makkelijk tillen tot 300 kg.



Accu-indicatie met intelligente controlbox.



Het Universal TwinBar™ 670-tiljuk.



Voor actief revalideren.

### Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102040013	Viking XL	aluminium	300	191	54	137	211	135	82 - 113	14	43

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

2102000015

# Liko Golvo Tillift

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



De flexibele hijsband en de verticale tilbeweging verbeteren de functionaliteit

De lichtgewicht aluminium Universal SlingBar is veilig en eenvoudig te gebruiken

Standaard met armsteunen voor looptraining

Twee bedieningsopties

Instructiekaart

Accu met ingebouwde lader en accustatuswaarschuwing


Gebruiksvriendelijke noodstop

Parallele pootspreiding

Standaard uitgevoerd kleine wielen, ook met grotere wielen mogelijk



Horizontaal tillen mogelijk.



Handbediening



Accu-indicatie met intelligente controlbox.



Parallele pootspreiding van minimaal 73,5 cm tot maximaal 102 cm.\*

- Duurzaam aluminium.
- Breed inzetbaar.
- Flexibiliteit in tillen.

## Technische details

Art.nr.	Art.Omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Gewicht incl. accu
2102000015	Golvo*	aluminium	200	181	57	137	209	112	73,5 - 102	10,5	42
2102000019	Golvo Lowbase	aluminium	200	181	57	137	209	112	74,5 - 103	6 - 10,5	45

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.





Voor alle til- / transfersituaties de perfecte oplossing.



Parallele voetspreiding.



Minimale tilhoogte van 40 cm, voor tillen vanaf de grond.



Transfers van bed naar rolstoel / douche-toiletstoel of brancard.



Golvo Lowbase.

2102020003

# Sabina II EE

Geschikt voor mensen  
met een lichte tot  
matige beperking



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Max. tilhoogte	Min. tilhoogte	Interval hoogte	Max. hoogte	Lengte poten	Poot-spreiding	Hoogte poten	Eigen gewicht in kg
2102020003	Sabina II EE	staal	200	172	80	100	177	106	53 - 100	11	44

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voor cliënten die actief deelnemen aan het opstaan.

- De Sabina is een actieve opstalift.
- Uitstekende lift voor reactivering.
- De voetplaat is voorzien van een antisliplaag voor extra veiligheid.



Verstelbare onderbeensteun. Optie: afneembare kuitband.



Altijd een passende tilband.



Optie: Hielondersteuning.





Voor actieve reactivering.



Ondersteuning bij toiletgebruik.



De Sabina biedt ondersteuning bij het opstaan.



Voor mobilisatie tijdens ziekenhuisopname.





**Ontdek het  
gemak van onze  
plafondtilliften.**

# Plafondtilliften

Wanneer er beperkt ruimte is, zijn plafondtilliften een goede oplossing. Sommige personen met een beperkte mobiliteit kunnen met een plafondtillift geheel zelfstandig hun transfers uitvoeren. Dit vergroot de zelfstandigheid en het comfort en verbetert zo de levenskwaliteit aanzienlijk. Daarnaast is een plafondtillift fysiek minder belastend voor de verzorgenden waardoor de arbeidsomstandigheden aanzienlijk verbeteren.

Een plafondtillift is makkelijk toepasbaar in kleine ruimtes omdat deze liften geen vloeroppervlak gebruiken, niet in de weg staan en er geen opbergruimte nodig is. Er kan eenvoudig gemanoeuvreerd worden en bed of bad hoeven niet onderrijdbaar te zijn. Met behulp van een plafondtillift kan probleemloos de gehele ruimte gebruikt worden. Zo creëren we, door inzet van de juiste hulpmiddelen, samen met u 'life without limits' voor uw cliënten.

Door op basis van ons gedegen advies te kiezen voor de juiste oplossing en kwalitatief hoogwaardige producten bespaart u op kosten, ook op lange termijn. Naast goed advies en kwaliteitsproducten is het juiste onderhoud van groot belang voor de levensduur van uw hulpmiddelen. Ook hierin staan wij graag voor u klaar. En door ons uitgebreide assortiment tilbanden- en tiljucken zijn onze plafondtilliften breed inzetbaar.



Voor meer informatie kijk op onze website [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl) / [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

2103121001

# Likorall 200

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking




## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tiinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103121001	Likorall 200	aluminium / kunststof	200	205	87	50 mm / s	12,5

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Voorzien van accustatus en noodstop.



Snelkoppeling voor eenvoudige bevestiging van accessoires.



Opladen met wandmodule. Ergonomische handbediening voorzien van accu-indicatie.



- De Likorall-plafondlift is voorzien van een SFS (Single Fault Safety)-veiligheidscilinder.
- Zorgt voor extra betrouwbaarheid en waarborgt een gelijkmatige en gecontroleerde dalende beweging.
- Elektrische nooddaalfunctie met accubackup.
- Noodstop-schakelaar die voldoet aan de noodzakelijke eisen volgens EN ISO 10535 en IEC 60601-1.

Veelzijdig en compleet.



# Likorall 242 / 243 / 250



## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103122010/ 2103122012	Likorall 242 S	aluminium / kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103122006- 2103122008	Likorall 242 ES	aluminium / kunststof	200	205	74	50 mm / s	13
2103123002	Likorall 243 ES 230 kg	aluminium / kunststof	230	205	74	50 mm / s	12,6
2103122501/ 2103122502	Likorall 250 ES	aluminium / kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6
2103124050	Likorall 250 S IRC	aluminium / kunststof	250	205	74	50 mm / s	12,6

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



Met een maximale tilcapaciteit van 200 kg tot 250 kg.



Looptraining.



Zittende transfer.



Horizontale transfer.

2103130001

# Multirall 200

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



Veelzijdiger dan andere plafondtilliften.



Makkelijk verplaatsbaar d.m.v. transport trolley.



Voorzien van ELD.

## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
2103130001	Multirall 200	aluminium / kunststof	200	160	74	60 mm / s	8,7

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

21023301030 / 1040

# LikoGuard

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



Plafond- en verrijdbare tilliften



Veiliger,  
completer.  
LikoGuard.



LCD-handbediening voorzien van gebruikersinterface.



Voorzien van ELD en noodstop.



Tiljuk met verbeterde cliëntveiligheid.

## Technische details

Art.nr.	Art.omschrijving	Materiaal	Max. belasting	Tilinterval	Kabel-lengte	Lift-snelheid	Eigen gewicht in kg
21023301030	LikoGuard L	aluminium / kunststof	272	230	74	40 - 6 cm / s	14 kg
21023301040	LikoGuard XL	aluminium / kunststof	363	230	74	40 - 6 cm / s	14 kg

Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.



# Freespan

Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking



Eenvoudige montage.

- De Liko Freespan is een verplaatsbaar plafondtiltsysteem.
- De Freespan bestaat uit de rails, motor, tiljuk met sling, lader en handbediening.
- Raillengte van 2 tot 5 meter.

**Maximale belasting 200 kg.**

Elke Freespan is in elkaar te zetten zonder gereedschap.

Met dit unieke systeem is bevestiging aan plafond of muur niet nodig!



# Ultra Twin Freespan



Geschikt voor mensen met een matige tot zeer ernstige beperking

Plafond- en verrijdbare tilliften



- Vrijstaande plafondtillift gemonteerd met een dubbel frame.
- Met 2 samenwerkende Likorall 242 ES R2R liftmotoren.
- In 2 verschillende modellen verkrijgbaar: voor tillen met een tilband of voor horizontaal tillen.
- Kan ook als traverse-systeem worden geleverd.



Geschikt voor obesitas-cliënten tot 400 kg.



FreeSpan Traverse



Hoogteverstelling Freespan.



Ultra Twin Freespan tot 400 kg capaciteit.

# Toepasbaar in elke ruimte



R2R in combinatie met traverse-systeem.



Monorailsysteem met rotonde en brandwerende deurdoorvoer.



Monorail in combinatie met traverse-systeem.



CT-scan in combinatie met monorail.



Multirail motor horizontaal tillen en monorail op intensive care.



Ziekenhuiskamer meerbeds met traverse-systeem voorzien van gordijndoortvoer.



Monorail, rotonde en traverse-systeem.



Monorail rotonde met bocht.



Zwembad met traverse-systeem.



# Wij ontwerpen uw railsystemen op maat



Voor meer informatie kijk op onze website [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl) / [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

# Technische oplossingen voor railsystemen

Wij beschikken over een uitgebreid programma met technische oplossingen voor uw plafondtilftstelsysteem, zo is het mogelijk om railsystemen te koppelen zodat meerdere ruimtes op een veilige manier met elkaar verbonden kunnen worden. Voor het aan plafond of muur bevestigen van railsystemen hebben we de meest uiteenlopende en veilige oplossingen.



*Traverse-systeem met elektrische koppeling.*



*Traverse-systeem met verhoogde carrier.*



*Traverse-systeem plafondbevestiging.*



*Volledig in het plafond ingebouwde monorail met elektrische rotonde.*



*Traverse-systeem met Ultra Twist.*



*90° en 45° bochten.*



*R2R systeem.*



*Traverse-systeem met gordijn-doorvoer.*



*Opladen met behulp van Multi-Station.*



*Volledige inbouw rail door middel van kunststof profiel.*



*Uitgebreide mogelijkheden om zowel aan de muur als aan het plafond te bevestigen.*





**Tilband en tiljuk  
samen een functionele  
en veilige eenheid.**



# Tilbanden

Wij bieden u een uitgebreid assortiment tilbanden en tilaccessoires.


Deze onderscheiden zich in de grote diversiteit in materialen, modellen en maten zodat uw tillift en plafondtillift in alle omstandigheden met de juiste tilband bruikbaar is. Met de juiste tilbanden en tilaccessoires kan het personeel alle soorten til- of verplaatssituaties gemakkelijk, veilig en probleemloos aan. De tilbanden omvatten een reeks oplossingen voor het tillen van cliënten in staande, achteroverzittend of horizontale posities. Elk model heeft unieke

eigenschappen die speciaal aan de verschillende behoeften zijn aangepast.

De keuze van het materiaal vormt een belangrijke schakel wanneer het de aanschaf van een tilband betreft. Onze tilbanden worden van verschillende materialen gemaakt, welke elk voor zich speciale eigenschappen bezitten. Het meest voorkomende materiaal is de groene polyester stof, slijtvastheid en duurzaam. De lage frictie zorgt ervoor dat de tilband gemakkelijk kan

worden aangebracht en verwijderd. Voor bad- en douche wordt een tilband van Plastic Coated materiaal aanbevolen. Wanneer de tilband moet blijven zitten onder de cliënt raden wij het grijze polyester net materiaal aan. Dat is luchtig en vormt een goede keus als verblijfsband.


Ook heeft de verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg, geleid tot het ontwikkelen van een reeks disposable tilbanden.



Kijk voor meer informatie op onze website [www.lophospital.nl](http://www.lophospital.nl) / [www.lophospital.be](http://www.lophospital.be).


# Tilbanden voor elke situatie

Standaardmodellen voor veilig en gemakkelijk tillen.




## Model 00 Universele tilband

- Goed standaardmodel, ideaal voor gebruikers met een stabiele hoofdfunctie.
- Biedt steun voor de gehele rug.
- De gebruiker houdt zijn armen binnen de tilband.
- Zorgt voor een rechtopzittende houding.



## Model 26 Zachte original HighBack tilband


- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers.
- Beste keuze voor het tillen vanuit een horizontale positie.
- Optimale pasvorm en comfort.
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd.
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding.



## Model 20 / 21 / 25 Original tilband HighBack

- Te gebruiken voor het tillen van de meeste gebruikers.
- Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale positie.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Zorgt voor een semi-achteroverzittende houding.
- Model 25, Solo HighBack, is een wegwerptilband, bedoeld voor kortdurend gebruik (niet wasen!).

## Modellen voor bijzondere behoeftes.




## Model 300 / 350 Comfortband plus Verblijfsband

- Goed voor gebruikers met beenamputaties en gebruikers met pijnlijke gewrichten.
- De tilband blijft onder de gebruiker.
- Voor een open buighoek van de heupen, in combinatie met een kruisjuk.
- Biedt extra comfortabele steun voor het hoofd.




## Model 75 Amputatieband

- Voor gebruikers met een een- of tweezijdige dijbeenamputatie.
- Ideaal voor gebruikers die uit de tilband dreigen te glijden.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Semi-achteroverzittende houding.



## Model 22 Silhouetband Verblijfsband


- Een plooibare tilband van netweefsel voor het tillen naar gevormde stoelen en ondersteuning. Goed voor gebruikers met handicaps.
- Kan na het tillen in de stoel blijven.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- De gebruiker houdt zijn / haar armen binnen of buiten de tilband.



## Model 06 Ultra tilband


- Ontworpen voor zwaarlijvige gebruikers.
- Biedt extra veel ruimte voor de buik.
- Kan worden gebruikt voor toiletbezoek.
- Max. belasting 500 kg.

## Staan / ambulant zijn / mobiliteit.




### Model 64 Tilvest

- Hetzelfde toepassingsgebied als model 60.
- Met bevestiging aan voorzijde
- Aan voorzijde verstelbaar voor buste en maag.
- Voor zelfstandige gebruikers.
- Beenharnas (accessoire) kan geschikt zijn voor sommige gebruikers.



### Model 92 Tilbroek


- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.



### Model 920 Tilbroek Ultra


- Voor gebruikers die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstreining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.
- Tilbroek ultra, model 920 ontwikkeld voor ambulante training van obesitas-cliënten.

## Toilet / hygiëne.




### Model 41 Hygiëneband

- Voor gebruikers met een goede stabiliteit.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- De gebruiker houdt zijn / haar armen buiten de tilband.
- Tilband is voorzien van een riem voor extra veiligheid en een veilig gevoel.



### Model 45 Hygiëneband safety

- Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal voor gebruikers met weinig stabiliteit.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- Kan worden gebruikt met één arm binnen de tilband.




### Model 55 Hygiënevest HighBack

- Ideaal voor spastische gebruikers.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij Toiletbezoek.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Uitstekende veiligheid bij het tillen naar / van het toilet.



Duidelijke labels met product informatie



Duidelijke kleurcodering op elke tilband



Optie: kleurclips

XXS	Bruin
XS	Rood
S	Oranje
M	Geel
M smal	Grijs
L	Blauw
XL	Zwart
XXL	Wit





## Multistrap

In veel zorgsituaties is er behoefte aan het tillen en omhooghouden van een lichaamsdeel, bijv. een arm of voet. Bij bijzonder zware cliënten kan het ook nodig zijn de buik te tillen. Samen met een plafondlift is de MultiStrap de perfecte tiluitrusting. Ook disposable verkrijgbaar.

Productaanduiding	Productnr.	belasting	Materiaal	Breedte
MultiStrap Standaard, incl. FixStrap	3695115	200 kg	polyester	10 cm
MultiStrap Breed, incl. FixStrap	3695116	200 kg	polyester	25 cm
MultiStrap Ultra, incl. FixStrap	3695117	200 kg	polyester	40 cm



## Handybelt

De HandyBelt vereenvoudigt korte verplaatsingen, zonder mechanische tiluitrusting. De band wordt gebruikt voor cliënten die minder mobiel zijn maar die slechts weinig hulp nodig hebben om zichzelf te verplaatsen.

Productnaam	Productnr.	Maat	Maximale belasting	Materiaal
HandyBelt	3760014	S	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760015	M	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760016	L	200 kg	Polyester
HandyBelt	3760017	XL	200 kg	Polyester



## Handytube

De HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om een cliënt hoger op in bed te leggen, hem in bed te draaien of naar een ander bed te verplaatsen.


Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandyTube™ Kort, zonder handgrepen	3710015	M	70 x 90
HandyTube™ Lang, zonder handgrepen	3711015	M	90 x 185
HandyTube™ Breed, met handgrepen	3712015	M	140 x 140



## Handysheet

Het onder een bijzonder zware cliënt aanbrengen van een tilband kan erg zwaar werk zijn. De HandySheet maakt dit gemakkelijker en kan ook worden gebruikt voor kleinere verplaatsingen in het bed.

Productnaam	Prod. nr.	Maat	Maten (cm)
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715015	M	70 x 70
HandySheet™ Kort, zonder handgrepen	3715017	XL	120 x 85
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716015	M	90 x 185
HandySheet™ Lang, met handgrepen	3716017	XL	140 x 215



## Reposheet

Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is zwaar werk. De RepoSheet heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift. Ook disposable verkrijgbaar.

## Productoverzicht

Product	Materiaal	Maat	Prod. nr.	Max. belasting
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Regular	3687701	200 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Regular	3687301	200 kg
Liko RepoSheet Original	Katoen/polyester	Ultra	3687702	500 kg
Liko RepoSheet Original	Polyester HT	Ultra	3687302	500 kg

Wassen: 85° (185°F), drogen in droogkast of wasdroger


Product	Materiaal	Maat	Prod. nr.	Max. belasting
Liko Solo RepoSheet, 10 stuks	Katoen/polyester	Kort	36871003	200 kg
Liko Solo RepoSheet, 2 x 10 stuks	Katoen/polyester	Kort	36871003-2	200 kg

Wassen: ~~X~~ Niet wasbaar. Kan worden gerecycled door verbranding.

Neem voor adviezen en gegevens over productwijzigingen contact op met uw Liko-vertegenwoordiger.

# Disposable Transferhulpmiddelen

De verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg en de toegenomen vraag naar producten voor kortdurend gebruik hebben samen geleid tot het ontwikkelen van de Solo, een reeks disposable-tilaccessoires. Het unieke van de meeste Solo-producten, vergeleken met onze gewone tilaccessoires, is dat ze gemaakt zijn van een bijzonder sterk non-woven materiaal. Solo-producten zijn niet bedoeld om te worden gewassen maar worden weggegooid als ze vuil zijn geworden of wanneer de cliënt ze niet meer nodig heeft. Met andere woorden, ze zijn ontworpen voor kortdurend gebruik door één cliënt. De tilaccessoires zijn effectief in het voorkomen van de verspreiding van infecties, maar hebben daarnaast economische en praktische voordelen: wassen is niet meer nodig, en ze zijn altijd onmiddellijk beschikbaar op de afdeling.



## Solo SupportVest™

Het Solo SupportVest wordt samen gebruikt met de Sabina Opstalift om cliënten van een zittende naar een staande positie te tillen. Het Solo SupportVest tilt achter de rug en onder de armen van de cliënt. Het vest is ook geschikt voor cliënten tijdens een revalidatieproces.

## Solo Cover voor Ultra Broektilband

De Solo Cover is een disposable-accessoire voor de Ultra Broektilband. De Cover wordt over de broektilband geschoven zodat deze niet vuil kan worden.



### Solo HighBack Tilband

De Solo HighBack is een voor de meeste cliënten passende tilband. De Solo HighBack tilband kan in meest voorkomende tilsituaties worden gebruikt, bijvoorbeeld bij tillen van bed naar rolstoel en naar het toilet.



### Solo RepoSheet

De Solo RepoSheet wordt gebruikt om cliënten die in bed omlaag zijn gegleden weer hogerop te tillen of om bed-legerige cliënten te draaien van rug naar buik en terug, zoals veel gebeurt op IC afdelingen..



### Solo Octo tildoek

De Solo Octo tildoek is bedoeld voor horizontaal tillen met de Liko OctoStretch. De OctoStretch is eenvoudig te gebruiken en wordt ook op de afdelingen chirurgie en intensive care zeer gewaardeerd.




### Solo MultiStrap

Solo MultiStraps tillen en ondersteunen delen van het lichaam van de cliënt en vereenvoudigen zo onderzoek, zorg en behandeling. Solo MultiStraps kunnen ook worden gebruikt om een cliënt in bed te draaien en om hem te ondersteunen als hij op zijn zij ligt.



# Tiljukken & accessoires

Door slimme en doordachte accessoires te ontwikkelen is Liko erin geslaagd om onder alle denkbare omstandigheden de juiste oplossingen te creëren. Horizontaal tillen, wegen en het gebruik van opbergssystemen zijn maar enkele van deze oplossingen.



Slimme  
tilaccessoires  
voor een  
complete  
oplossing.



2203156056  
**OctoStretch™ inclusief  
Balance leveler**  
Max. 200 kg



2203156057  
**FlexoStretch**  
Max. 300 kg



2203156228  
**LikoScale 350™**  
Max. 400 kg



2303126075  
**Parking Panel 600™**  
Voor het overzichtelijk opruimen  
van tiljuk en lader

# Tiljukken & accessoires

De tilband en het tiljuk vormen samen een functionele en veilige eenheid.

Een tilband werkt altijd het beste met een zorgvuldig geselecteerd tiljuk.



2203156084  
**Universal SlingBar 350 with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156086  
**Universal SlingBar 600 with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156095  
**Universal SlingBar 450 R2R™**  
Max. 300 kg



2203156085  
**Universal SlingBar 450 with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156087  
**Universal TwinBar 670 with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156022  
**Sling Cross-bar 450 with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203156019  
**Sling Cross-bar 670 with Quick-release Hook™**  
Max. 300 kg



2203607001  
**SlingBar Cover™**



**Nét even meer  
aandacht.**



# Zwaartepunt, scholingsbureau voor aanpak fysieke belasting!



Zwaartepunt biedt opleidings- trajecten, praktijkgerichte scholingen en trainingen aan zorgverleners en medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector. We richten ons met name op Aanpak fysieke belasting en Zorg rondom mensen met Obesitas. Hierbij staat de kwaliteit in het contact en verminderen van de fysieke belasting van(zorg)medewerkers centraal. Voor de zorgsector zijn alle trainingen geaccrediteerd en worden deze zowel online (zie [www.leerpuntonline.nl](http://www.leerpuntonline.nl)) als fysiek aangeboden.



## Visie

Er wordt op een ergonomische, haptonomische en interactieve wijze gewerkt. Contact wordt daarbij gezien als de dynamische beweging tussen mensen, die weer de sleutel vormt tot verbetering van kwaliteit in zorg en werk.

Zwaartepunt verzorgt niet alleen trainingen maar kan de organisatie ook ondersteunen bij het borgen en implementeren van het beleid voor fysieke belasting waardoor medewerkers duurzaam, gezond en veilig kunnen werken.

## Werkwijze

Alle trainingen bestaan voornamelijk uit een praktisch deel aangevuld met een theoretisch deel. Onze trainingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de deelnemers en zijn daarom gericht op de specifieke handelingen en fysiek belastende situaties op de werkvloer. Wij trainen en coachen de medewerkers meestal op de eigen locatie(s).

## Aanbod Aanpak fysieke belasting Ergocoach opleidingen voor zorg (online en praktisch), kantoor en ondersteunende diensten (OD).

Onze 1ste expertise is het opleiden van ergocoaches (al sinds 2002). De kennis en vaardigheden worden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische wijze van werken. Op die manier wordt de cliënt optimaal betrokken en geactiveerd. Deze opleidingen zijn uit verschillende modules opgebouwd.

## Basis en Op maat trainingen aanpak fysieke belasting voor medewerkers zorg, OD, kantoor en huishoudelijke medewerkers.

Tijdens de basistrainingen staan de basis-houding, beweging, praktijkrichtlijnen en interactie met de cliënt/patiënt (indien van toepassing) centraal en wordt het fundament gelegd. Hierdoor kunnen tijdens op maat trainingen specifieke transfertechnieken en handelingen makkelijker worden aangeleerd.

## Aanbod Zorg rondom mensen met Obesitas

**Transfers en beleid rondom ziektebeeld Obesitas** is onze 2<sup>e</sup> expertise. Het tillen en verplaatsen van patiënten met obesitas vraagt extra aandacht. Geschikte hulpmiddelen, respectvolle zorg voor de patiënt en het voorkomen van overbelasting bij de medewerker staan bij deze trainingen voorop.

## Interesse, vragen?

Is er behoefte aan borging en verdieping van de aanpak fysieke belasting binnen uw organisatie? Heeft u behoefte aan een oplossing voor problemen op het gebied van Obesitas? Neem vrijblijvend contact op met Zwaartepunt via contactformulier of onderstaande gegevens, wij maken graag tijd voor u!

## Voor meer informatie:

Zwaartepunt, Postbus 135, 5520 AC Eersel  
Tel. +31 (0)497-550354,  
mob. +31 (0)6 236 530 04  
[info@zwaartepunt.nl](mailto:info@zwaartepunt.nl)  
**[www.zwaartepunt.nl](http://www.zwaartepunt.nl)**

Opleidingstrajecten, praktijkgerichte scholingen en trainingen binnen de zorg- en welzijnssector.



**Heeft u ons nodig?  
Wij zijn er voor u!**

# Service & onderhoud

Alle hulpmiddelen van Lopital zijn volledig gericht op kwaliteit. Dit vindt u ook terug in onze dienst Service en Onderhoud. Hierdoor zal het niet snel voorkomen dat een hulpmiddel van Lopital een storing heeft. Mocht er dan toch een storing optreden dan is er altijd een servicemonteur in de buurt om deze snel, vakkundig en met originele onderdelen op te lossen. De verzorging van uw cliënten ondervindt zo minimale hinder en zo minimaliseren wij tegelijk de fysieke belasting van uw medewerkers.

## Onderhoud volgens Europese wetgeving

De wetgeving MDR2017/745 verplicht zorginstellingen om medische hulpmiddelen te onderhouden volgens de voorschriften van de leverancier. Zowel voor douchestoelen, brancards, elektrische hoog/laag baden en tilliften wordt de Nederlandse norm NEN3140 en NEN7506 gevolgd. Deze schrijven voor dat de hulpmiddelen minimaal 1x per jaar moeten worden onderhouden door technici welke specifiek zijn opgeleid voor dat merk en type hulpmiddel.

## Ook voor onderhoud en het oplossen van storingen.

“Wij hebben in heel Nederland en België ervaren servicemonteurs beschikbaar, welke specifiek zijn opgeleid om onderhoud en reparaties te mogen uitvoeren aan de hulpmiddelen van Lopital.” aldus Fons van

Haaren, Service Manager Lopital Nederland. Deze specialistische kennis is een wettelijke eis voor onderhoud aan medische hulpmiddelen in de Europese Unie.

## Onderhoudscontract

Lopital biedt u de mogelijkheid om de hulpmiddelen op te nemen in een onderhoudscontract waardoor u gedurende de gehele levensduur van het hulpmiddel voldoet aan de wettelijke bepalingen hiervoor. Jaarlijks wordt het hulpmiddel onderhouden, gekeurd en worden (indien nodig) slijtage onderdelen preventief vervangen, zodat onverwachte uitval tot een minimum wordt beperkt. Voor een vaste vergoeding per jaar krijgt u maximale zekerheid voor de beschikbaarheid van al uw hulpmiddelen. Bovendien ontvangt u een interessante korting op onze tarieven wanneer u meerdere hulpmiddelen in een onderhoudscontract opneemt.



## GOZ Keurmerk

“Lopital heeft als 1<sup>o</sup> in Nederland het GOZ-keurmerk. GOZ staat voor Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector. Dit keurmerk borgt de kwaliteit en veiligheid. Het geeft u zekerheid over de kwaliteit van ons als servicepartner.”

## SERVICE PORTAAL

Diverse controlerende en certificerende instanties eisen dat er voor elk hulpmiddel een logboek wordt bijgehouden waarin o.a. de onderhoudshistorie wordt vermeld. Lopital heeft een Service Portaal ontwikkeld waarin wij alle verplichte gegevens voor u bijhouden in een Digitaal Logboek. U heeft zelf 24 uur per dag en 7 dagen per week, onbeperkt toegang tot dit digitale logboek voor al uw hulpmiddelen. De checklijsten worden in real-time in uw logboek bijgewerkt. Zodra de monteur klaar is kunt u eenvoudig alle checklijsten bekijken,

downloaden en deze evt. toevoegen aan uw eigen database. Verder geeft het Service Portaal u direct en onbeperkt inzage in de status en kosten per hulpmiddel. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig zien welke hulpmiddelen (binnenkort) aan vervanging toe zijn en welke nog een paar jaar mee kunnen.

Meer weten over onze dienstverlening of een serviceverzoek indienen? [www.lopital.nl/service-en-onderhoud](http://www.lopital.nl/service-en-onderhoud) storing-melden

Samengevat staat ons team Service en Onderhoud al meer dan 45 jaar garant voor:

- Optimaal inzet van uw hulpmiddelen
- Helder advies voor uw Investering
- Maximaal gebruiksgemak, voor medewerkers en cliënten
- Minimale uitval door storingen
- Snelle en betrouwbare dienstverlening.
- Beperking van de fysiek overbelasting van medewerkers
- Optimale bewegingsvrijheid voor uw cliënten.
- Service met een glimlach.





Creating balance in healthcare



**Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)**

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk  
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

**Voor meer informatie bezoek ook onze website: [www.lopital.be](http://www.lopital.be)**

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar  
Tel +32 (0)3 8705160, E-mail [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be), [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

