



Vergroting Optelec Traveller HD



Belangrijke eigenschappen

- Vergroting van 2.4x tot 30x
- Kleuren fotostand, 16 contrast leesstanden.
- Eenvoudige bediening en grote iconen menu.
- Instelbare leeslijnen.
- Snapshot functie (tijdelijk 'bevrozen' van beeld).
- HD-camera voor ultrascherp beeld.
- Scherm: 13,3" (33,7 cm) breedbeeld TFT.
- Gewicht: 1.995 gram - afmetingen: 36,5 x 24 x 4,9 cm.
- Gebruiksduur opgeladen batterij: circa drie uur continu.
- Oplaadtijd ingebouwde batterij: zes uur.
- Wordt geleverd inclusief beschermtas, netsnoer en adapter, reinigingsdoekje voor scherm en handleiding.

Optelec N.V.
Baron Ruzettelaan 29 - 8310 Brugge
Tel: 050 35 75 55
info@optelec.be
www.optelec.be

Optelec



vergroting



spraak



braille



Comfortabel lezen met vergroting

Optelec Traveller HD

Optelec

Life is worth enjoying

Eenvoudige en doeltreffende oplossingen
voor mensen met een visuele beperking



Optelec Traveller HD

Met de Traveller HD kan u comfortabel brieven, kranten, tijdschriften of post lezen aan de eettafel of op kantoor. Waar u ook bent, thuis, op het werk, op school, onderweg of op vakantie, de Traveller HD is dé ideale lichtgewicht leesoplossing. Wanneer u deze beeldschermloep niet gebruikt, kunt u het toestel makkelijk opbergen zodat het weinig plaats inneemt.

Vlot en vloeiend lezen

Dankzij de unieke vormgeving van de Traveller HD, kunt u dit toestel vlot bewegen over de tekst. U rolt de Traveller HD makkelijk naar boven of beneden, het scherm schuift zonder moeite van links naar rechts. Door deze intuïtieve manier van bewegen, kunt u makkelijker de woorden van een zin volgen en de tekst vlot begrijpen.

Superieure beeldkwaliteit

Op het High Definition breedbeeld scherm van maar liefst 33 cm kan u met de Traveller HD de kleinere details van foto's en teksten zien. De Traveller HD biedt een kleuren fotostand en 16 hoogcontrast leesstanden.

De Traveller HD is uniek

1. Rol de Traveller HD gemakkelijk over het document heen.
2. Schuif heen en weer om in een vloeiende beweging rechte lijnen te volgen.
3. Met het Zoom draaiwiel kunt u de vergroting instellen.
4. Gebruik de leeslijn om de Traveller HD recht op het document te houden.
5. Door het grote 13.3 inch scherm kunt u gemakkelijk woorden herkennen die op het scherm staan. De helderheid kan ingesteld worden van superhelder naar zachtenscherp.
6. Met de ontgrendelknoppen kunt u de Traveller HD veilig in en uit de open en gesloten stand zetten.

