

**Hoofdkantoor Nederland  
en vestiging Zoetermeer**  
(Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland)  
Cobaltstraat 14-15  
2718 RM Zoetermeer  
T (079) 361 13 40  
F (079) 361 13 41  
E zoetermeer@pronkergo.nl

**Vestiging Halfweg**  
(Noord-Holland, Flevopolder,  
m.u.v. Noord-Oostpolder)  
Haarlemmerstraatweg 125  
1165 MK Halfweg  
T 023 526 38 66  
F 023 526 41 96  
E halfweg@pronkergo.nl

**Vestiging Eindhoven**  
(Noord-Brabant & Zeeland)  
Bedrijvenweg 5  
5627 BW Eindhoven  
T 040 248 43 75  
F 040 248 08 65  
E eindhoven@pronkergo.nl

**Vestiging Hoogeveen**  
(Groningen, Friesland, Drenthe,  
Noordoostpolder, Overijssel  
& Gelderland)  
Plesmanstraat 81  
7903 BG Hoogeveen  
T 0528 23 08 58  
F 0528 23 08 59  
E hoogeveen@pronkergo.nl

**Vestiging Sittard**  
(Limburg)  
Dr. Nolenslaan 157B  
6136 GM Sittard  
T 046 458 78 62  
F 046 452 48 33  
E sittard@pronkergo.nl

**Hoofdkantoor België  
en vestiging Brugge**  
(België)  
Sint-Pietersmolenstraat 204/1  
8000 Brugge  
T 050 32 20 20  
F 050 32 20 40  
E info@pronkergo.be

Voor meer informatie: [www.pronkergo.nl](http://www.pronkergo.nl) en [www.pronkergo.be](http://www.pronkergo.be)

*Bezoek eens één  
van onze showrooms.*



# Tilliften

Pronk ergo voert een beleid van constante productverbetering. Om die reden kunnen de producten in werkelijkheid afwijken van de afbeeldingen in deze brochure.

mogelijkheden zonder beperkingen **Pronk ergo**

mogelijkheden zonder beperkingen **Pronk ergo**

Ergonomie is een kunst, een subtiele mix van vakmanschap en wetenschap. Mede dankzij nauwe samenwerkingsverbanden met revalidatiecentra en gespecialiseerde ergotherapeuten beheerst Pronk ergo die kunst tot in de finesses. Onze 'meesters' ontwikkelen en ontwerpen de meest geavanceerde aanpassingen voor mensen met uiteenlopende functiebeperkingen. Vakkundig en professioneel. Pronk ergo ziet enkel mogelijkheden, geen beperkingen.



#### Advies

Het doel van Pronk ergo is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten functioneren. Daarom is onze dienstverlening volledig afgestemd op mensen met een fysieke functiebeperking. Neem nu onze adviseurs. Veelal beschikken zij over een ergotherapeutische, fysiotherapeutische of bewegingstechnologische achtergrond, zodat zij u deskundige en waardevolle adviezen kunnen geven over producten, mogelijkheden en eventuele bouwkundige aanpassingen. Tijdens een vrijblijvend huisbezoek worden uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht. Verder praten en 'live' ervaren kan altijd nog in de showrooms van Pronk ergo.

#### Producten

Of u nu een particulier bent die een aanpassing of transfermiddel in huis nodig heeft, of een zorgprofessional op zoek naar een praktisch en functioneel product om het werk sneller, eenvoudiger en minder zwaar te maken. Met deze brochure biedt Pronk ergo u een globaal overzicht van de belangrijkste producten op het gebied van tilliften. Wij nodigen u van harte uit om eens met onze deskundige adviseurs door te praten over de onbeperkte mogelijkheden om voor elk dilemma een oplossing op maat te bieden.

#### Servicecontract

Voorkomen is beter dan genezen. Dat vindt ook Pronk ergo. Stel dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van uw product of aanpassing?

Voor een groot deel van onze klanten is dit een groot probleem. Daarom bieden wij voor een aantal producten een servicecontract aan, wat inhoudt dat wij jaarlijks langskomen om preventief onderhoud te plegen; onze technici controleren het systeem, de bevestigingspunten en de werking van het product. Mochten er toch storingen optreden, dan zijn de voorrijkosten en het arbeidsloon meestal bij het contract inbegrepen.

#### Service

Heeft u een vraag over een product of wilt u een storing melden over een Pronk ergo product? Neem dan contact op met onze serviceafdeling. Dat kan via meerdere kanalen. U kunt het storingsformulier invullen op de website ([www.pronkergo.nl](http://www.pronkergo.nl)) of een e-mail sturen naar [service@pronkergo.nl](mailto:service@pronkergo.nl). In beide gevallen neemt een servicemedewerker contact met u op. Natuurlijk kunt u ook bellen naar het speciaal hiervoor ingestelde servicenummer 079 363 30 40 (NL) of 050 32 20 40 (B).



mogelijkheden zonder beperkingen **Pronk ergo**



U kunt onze servicemedewerkers bereiken op de volgende manieren:

- Via onze website: [www.pronkergo.nl](http://www.pronkergo.nl) kunt u ons storingsformulier invullen.
- Per email: [service@pronkergo.nl](mailto:service@pronkergo.nl)
- Telefonisch: 079 363 30 40
- Per fax: 079 361 13 41

# Molift Quick Raiser 1



**molift**  
designed for life

**De Molift Quick Raiser, speciaal ontworpen voor zorgvragers die zelf kunnen meewerken, is de beste keuze voor optimale bewegingen van zitten naar staan. Het maakt niet uit of zorgvragers opgetild en verplaatst moeten worden vanaf een bed, stoel of toilet. Heel comfortabel is de tilarm die de gebruiker alle ruimte biedt.**

## Ergonomisch design

De Molift Quick Raiser wordt sinds de introductie vooral gewaardeerd om het inzicht in ergonomisch teamwork tussen zorgverlener en zorgvrager. Bovendien heeft deze geavanceerde tillift de Noorse Design Council prijs ontvangen

voor het design en de functionaliteit, die beide als baanbrekend te boek staan. De hoekige zuil helpt de gebruiker omhoog en naar voren te tillen, waarbij het natuurlijke bewegingspatroon van het lichaam wordt gekopieerd.

## Gebruikersvriendelijk

Het compacte design van de Molift Quick Raiser 1 maakt deze comfortabel en eenvoudig in het gebruik. Dankzij de wielen is de Molift Quick Raiser 1 goed te manoeuvreren en daardoor bij uitstek geschikt voor kleine ruimtes. Met het lage onderstel komt deze tillift eenvoudig onder meubels en bedden.

## Klein lichtgewicht

De Molift Quick Raiser 1 is klein, compact en licht van gewicht: slechts 32 kg. Deze tillift neemt weinig ruimte in beslag en is geschikt voor particuliere woningen, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

## Specificaties

- Hefvermogen: 160 kg
- Totaalgewicht: 32 kg
- Batterij NiMH, milieuvriendelijk
- Servicetool: aanwezig

# Molift Quick Raiser 2 en 2+

Al sinds de lancering is het de marktleider onder de actieve liften: de Molift Quickraiser 2 en 2+. De hellende zuil, ook bekend van de Quick Raiser 1, die het lichaam een natuurlijk bewegingspatroon biedt bij het tillen en voorover hellen, wordt bijzonder gewaardeerd door zowel zorgvrager als zorgverlener. Een snelle, veilige en comfortabele transfer is het resultaat. In de Molift Quick Raiser 2 zijn alle eerste klas details van de Quick Raiser 1 verwerkt en hebben we er nog een aantal aan toegevoegd.

## Elektrisch verstelbare poten

Door de verstelbare poten aan te passen, is er altijd een manier om langs het meubilair in de kamer te komen. Ingenieus ontworpen, functioneel in gebruik.

## Grote kniekussens

Veel gebruikers vinden grote kniekussens prettig aanvoelen. Daarom kunnen de kniekussens van dit type tillift ook worden omgedraaid indien gewenst. De Molift Quick Raiser 2+ is een nieuwe, zwaardere versie die tot 200 kg kan tillen. Ondanks de grote tilcapaciteit is het eigen gewicht laag en is de tillift gemakkelijk te manoeuvreren.

## Specificaties

- Hefvermogen: 160/200 kg
- Totaalgewicht: 36/37 kg
- Poothoogte: 100 mm
- Batterij NiMH, milieuvriendelijk
- Servicetool: aanwezig



*De handige afstandsbediening en het ergonomische handvat zorgen voor een eenvoudige bediening van de lift.*



- 1 De schuine kolom zorgt voor een natuurlijk verloop van de transfer, naar voren en omhoog.
- 2 De tildoek is zodanig ontworpen, dat er geen druk onder de oksels ontstaat tijdens het tillen. Het onderlichaam blijft vrij voor eenvoudig toiletbezoek.
- 3 De extra lage wielbasis zorgt ervoor dat de lift eenvoudig te plaatsen is onder lage bedden, stoelen en rolstoelen.



- 4 De Molift Quick Raiser 2+ is een zwaardere uitvoering en maakt comfortabele transfers mogelijk tot 200 kg.
- 5 Ideaal voor verplaatsingen van zit naar zit voor onder andere toiletbezoek of sta-op training.
- 6 Dankzij het elektrisch spreidbaar onderstel komt de lift zeer dicht bij de stoel of het toilet van de gebruiker.



# Molift Partner 205 en 255

## Molift Partner 205

De Molift Partner 205 is een intuïtieve en flexibele lift die geschikt is voor de meeste tilfuncties. Of er nu verplaatst of geholpen moet worden, zowel thuis als in instellingen. Tillen gebeurt zelfs vanaf de vloer zonder dat de hoogte van de zuil hoeft te worden ingesteld; zo wordt een uitstekende tilhoogte gerealiseerd. En dankzij het unieke snelkoppelingsysteem kunt u de ophanging snel en eenvoudig aan de individuele patiënt en situatie aanpassen.

Door het lage gewicht en de optimaal geplaatste wielen is de Molift Partner 205 gemakkelijk te verplaatsen. Het lage onderstel zorgt er bovendien voor dat deze tillift eenvoudig onder meubels en bedden komt. De Molift Partner 205 is eenvoudig te reinigen en te desinfecteren. De Molift Partner is verkrijgbaar met diverse accessoires, zoals de Molift weegschaal, steunarmen en stretcher. De Molift Partner 205 bezit alle standaard veiligheidsvoorzieningen.

### Specificaties 205

- Veilige werkbelasting: 205 kg
- Gewicht: 39 kg
- Tilbereik: 1.395 mm
- Poothoogte: 115 mm
- Uitwendige breedte: 700 mm
- Servicetool: aanwezig

## Molift Partner 255

De Molift Partner 255 heeft een verticaal tilpatroon, waarbij de tilarm recht omhoog gaat en de afstand tussen gebruiker en zuil gedurende de hele tilcyclus hetzelfde blijven. Heel veilig en comfortabel. Het 4-puntsjuk zorgt er samen met de tildoek voor dat het tilproces van liggen naar zitten en vice versa in de juiste houding verloopt. De tildoek vormt zich tijdens het hele tilproces in een natuurlijke positie. Kortom, de Molift Partner 255 is met zijn uitstekende tilhoogte de perfecte lift voor al het tilwerk: van de vloer, een bed of een stoel.

### Uw Partner tijdens het werk

De Molift Partner 255 is niet alleen zeer praktisch in thuisituaties, maar ook zeer geschikt voor ziekenhuizen en instellingen. Dankzij het lage gewicht en de optimaal geplaatste wielen, is de Molift 255 eenvoudig te manoeuvreren. Door het lage onderstel met de elektrisch verstelbare poten kan deze lift heel eenvoudig onder lage bedden en rondom stoelen en toiletten komen.

### Specificaties 255

- Veilige werkbelasting: 255 kg
- Gewicht: 44 kg
- Tilbereik: 1.275 mm
- Poothoogte: 110 mm
- Uitwendige breedte: 690 mm
- Servicetool: aanwezig

# Molift Smart 150

## Molift smart 150

is een knap staaltje vernuft dat wordt gezien als de nieuwe standaard voor patiëntentil-liften. Ondanks de smalle en compacte vormgeving is het nog altijd een volwaardige tillift in allerlei tilsituaties. De poten zijn handmatig in de breedte aan te passen voor het ultieme gebruikersgemak. De Molift Smart 150 heeft de 'Design Excellence' prijs van de Noorse Designraad ontvangen.

### Opvouwbaar

De Molift Smart 150 is ook heel eenvoudig in het gebruik; zonder demontage is de lift eenvoudig op te vouwen en gemakkelijk overal naar toe te rollen. Ideaal voor reizen en bezoek aan huis. De Molift Smart 150 is simpel en zonder gereedschappen klaar te maken voor gebruik. Als u het gewicht nog meer wilt verlagen, is de lift eenvoudig in tweeën te delen (zonder gereedschap). Bovendien neemt de lift een minimum aan ruimte in beslag, waardoor ook verplaatsen en opbergen een koud kunstje worden.

### Uitstekende tilhoogte

De uitstekende tilhoogte zorgt ervoor dat de Molift Smart 150 hetzelfde werk doet als veel traditionele, passieve tilliften, ook als er vanaf de vloer wordt getild. De Molift 4-puntsjuk zorgt er samen met de tildoek voor dat het tilproces van liggen naar zitten en vice versa comfortabel en in de juiste houding verloopt. De tildoek vormt zich tijdens heel het tilproces in een natuurlijke positie.

### Laag gewicht

Door het extra lage gewicht is de Molift Smart 150 bijzonder gebruikersvriendelijk. Hij is voorzien van een zachte start/stop, eenvoudige bediening en een servicetool. Optioneel is een koffer van harde kunststof te verkrijgen. Ideaal om de lift waar dan ook naar toe te vervoeren.

### Specificaties

- Maximale belasting: 150 kg
- Beveiligd tegen overbelasting
- Tilbereik: 1430 mm.
- Totale afmetingen: 1150 x 475 x 350 mm
- Afmetingen gemonteerd: 1150 x 1060 mm
- Poothoogte: 110 mm
- Totaal gewicht: 25 kg, exclusief accu
- Accu: NiMH, milieuvriendelijk
- Servicetool: aanwezig



1



2



3



4



5



**molift**  
designed for life



1 Molift Partner 205

2 De Molift stretcher kan direct worden bevestigd aan het 4-puntsjuk.

3 Molift Partner 255

4 Veilige transfer van liggen tot zitten.

5 De Molift weegunit is toepasbaar op de Molift Partner 205/255 en Molift Smart 150.



6



7



8

6 Dankzij het 4-puntsjuk in combinatie met de Molift tildoek, verloopt de transfer veilig en in de juiste houding met veel ruimte rondom uw hoofd.

7 Compact en licht in gewicht, ideaal om mee te nemen op reis of naar een huisbezoek.

8 Uitstekend tilbereik, ook vanaf de grond.



Spreidbaar onderstel,  
hoge toegankelijkheid

## Passive II



1

De Pronk ergo Passive II beschikt over een onderstel dat elke (rol)stoel vanaf de voorzijde tot maximaal achterin kan benaderen. Dankzij de parallelle, elektrische breedte-instelling hoeft het onderstel niet meer verbreed te worden dan nodig. Ook het zijwaarts aanrijden is een mogelijkheid. De basis wordt weer versmald tot een minimale breedte van slechts 70,5 cm (buitenwerks) en maakt elke standaard deuropening toegankelijk.



2

**Elektrisch 4-punts kanteljuk**  
Het unieke hightech, elektrische kanteljuk maakt verschillende transfers mogelijk. Tillen vanaf de grond, van liggen naar zitten en vice versa wordt op een veilige manier gedaan. Natillen is hiermee verleden tijd. Het juk helpt uitste-



3

kend bij het optimaal positioneren van de juiste zithoudig, diep achterin de (rol)stoel.

### Tildoeken

Afgezien van de brede basiscollectie tildoeken levert Pronk ergo ook voor de gebruiker aangepaste tildoeken op maat. Voor elke cliënt kan de juiste aanpassing worden gemaakt ten behoeve van de meest veilige en comfortabele transfer.

### Handgreep

De ergonomische handgreep van de lift, maakt deze handzaam en prettig in gebruik, ongeacht de lengte van de zorgverlener. Direct in het zicht van de handgreep bevinden zich tevens de indicator van de accu en de noodstop, altijd binnen handbereik.

### Specificaties

- Maximale belasting: 200 kg
- Tilarm: beveiligd tegen overbelasting
- Totale hoogte: 1935 mm
- Tiltraject: 1300 mm
- Breedteverstelling onderstel: 705 - 970 mm
- Poothoogte: 115 mm
- Totaal gewicht: 60,9
- Accu: 2x12 V, milieuvriendelijk

## Sta-Tafel



Voor de meeste mensen is staan iets vanzelfsprekends, maar voor rolstoelgebruikers is het iets wat bijna onmogelijk is. De groep die met behulp van de Pronk ergo Sta-Tafel geheel zelfstandig of met geringe begeleiding van een ander veilig kan gaan staan, is eindeloos groot. Minder mobiele mensen krijgen met deze Sta-Tafel hun autonomie weer terug.

De Sta-Tafel is bedoeld voor gebruik thuis, in ziekenhuizen en revalidatiecentra. De instellingen van de tafel zijn eenvoudig, stabiel, veilig en eenvoudig om mee te werken. De tafel is uitgevoerd met een veilig, elektrisch oprolsysteem dat op afstand bediend kan worden.

Recht staan heeft een positieve invloed op diverse lichaamsfuncties en sociale aspecten. Voor mensen die niet zelfstandig kunnen staan, zal de Pronk ergo Sta-Tafel hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Ook zijn bij de Sta-Tafel diverse accessoires leverbaar voor een nog betere individuele aanpassing.

### Uitvoeringen

De Sta-Tafel van Pronk ergo is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de senior- of junioruitvoering die op vaste hoogte instelbaar is en de senior- of juniorversie die elektrisch omhoog en omlaag gaat.

### Eigenschappen

De Sta-Tafel van Pronk ergo biedt veel voordelen waarvan gebruikers kunnen profiteren. Zo voorkomt en bestrijdt het gebruik van de tafel contracturen rond heup, knie en enkelgewrichten. Verder wordt de bloedcirculatie verbeterd en wordt osteoporose voorkomen en bestreden. Ook niet onbelangrijk is de positieve invloed op de spijsvertering.



2

### Specificaties

- Uitgevoerd met afknelbeveiliging
- Maximale belasting: 175 kg
- Breedte: 735 mm
- Gebruikersaanpassing senior: 1025-1325 mm
- Gebruikersaanpassing junior: 875-1075 mm



3



- 1 De ergonomische handgreep is geschikt voor iedereen.
- 2 De Passive II kan ook uitgevoerd worden met een weegunit klasse 3.


- 3 Elektrische en parallelle breedteverstelling van de basis.
- 4 Het unieke en elektrisch verstelbare 4-punts kanteljuk, maakt tillen in elke positie mogelijk. Natillen behoort tot het verleden.



1

- 1 De ergonomische zitbroek zorgt voor een veilig en ondersteund verloop van zitten naar staan.
- 2 Volledig ondersteund naar staande positie; de tafel is beveiligd tegen afknelling.
- 3 De bepolsterde buikuitsparing zorgt voor comfort.

# Roomer plafondtillift



— verschuifbaar deel van de rails  
— vast deel van de rails

## Voordelen van de Roomer plafondtillift


De vraag naar verbeterde, stabiele en veilige tiloplossingen voor zowel de particuliere markt als de zorgsector blijft groeien. Daarom is Pronk ergo continu bezig om de producten en accessoires verder te ontwikkelen. Pronk ergo wordt gedreven door de wens om tegemoet te komen aan de vragen uit de markt; het adviseren over en vinden van de best passende oplossing voor elke individuele cliënt, dat is onze persoonlijke motivatie.

### De voordelen

- geen aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig
- geen doorbraak van deurposten of bovenlichten nodig
- geen aanvullende elektrische voorzieningen nodig
- kostenbesparend
- ruimtebesparend
- een liftcassette toepasbaar voor diverse ruimtes
- de liftcassette is 360° draaibaar
- nauwelijks fysieke belasting voor verzorgende
- met een enkele verzorgende kan een transfer worden uitgevoerd
- het volledige systeem is geschikt voor hergebruik
- tillen ook vanaf de vloer mogelijk
- goed toepasbaar in kleine ruimtes
- standaard 2- of 3-puntsjuk, optioneel 4-puntsjuk
- gepatenteerde drie standen in breedte verstelbare balansarm



Vrijheid om te bewegen



**De basis van de Roomer plafondtillift bestaat uit een railsysteem, een liftcassette en tildoeken of tilaccessoires. De route die een railtraject aflegt, is afhankelijk van de vereiste transfers en de positie van de transferplaatsen in de ruimte. Maatwerk dus, wat Pronk ergo tot in de puntjes weet te verzorgen.**

Een X-Y traject bestaat uit twee vaste rails, waartussen een rail is opgehangen die heen en weer glijdt in de vaste rail. De liftcassette kan hierdoor horizontaal én verticaal heen en weer bewegen op iedere gewenste plaats in de ruimte. Een A-B traject bestaat uit een enkele rail, recht of gebogen. Uit te voeren transfers kunnen uitsluitend onder dit traject worden uitgevoerd.


Middels de aanhaakband wordt een overpak op ergonomisch verantwoorde wijze gemaakt en worden eventuele verschillen in plafondhoogte opgevangen.

### Diverse cassettes

De liftcassettes zijn verkrijgbaar in verschillende types. De 5100 en Hercules zijn bij uitstek geschikt voor verplaatsingen binnen één ruimte en hebben respectievelijk een tilvermogen van 210 en 300 kg. Voor een tiltraject over meerdere ruimtes is de 5200 een gangbare cassette.

### Specificaties

- Maximaal tilvermogen: 210 / 300 kg
- Gewicht cassette: 9,9 kg / 12,9 kg
- Accu: 2x 12V



Zonder het doorbreken van bovenlichten kunt u eenvoudig van de ene naar de andere ruimte

- 1 Draagbare compacte cassette voor optimale mobiliteit.
- 2 De banden kunnen eenvoudig aan de telescopische balansarm worden bevestigd.



- 3 Diversiteit aan rails, inbouw of opbouw, recht of gebogen. Voorzien van een neutrale witte coating.
- 4 De accu is oplaadbaar middels de afstandsbediening.



# Plafondtilliften voor maneges en zwembaden

## Molift plafondtilliften

### Molift Hi-Trac

De Molift Hi-Trac is klein, discreet, sterk en ontwikkeld voor twee gewichtsklassen.

De milieuvriendelijke accu wordt opgeladen via de ergonomische afstandsbediening. De lift kan worden voorzien van een weegunit, die ook als medische weegschaal gebruikt kan worden. De Molift Hi-Trac is op beide Molift railsystemen te gebruiken. Bovendien is er een ruim assortiment aan tildoeken beschikbaar.

### Service en veiligheid

De Molift Hi-Trac beschikt over ingebouwde elektronica die onder andere het aantal tilcyclussen telt en waarschuwt als er service is vereist. De lift heeft verder een overbelastingsbeveiliging en een nood-neerlaatfunctie. Dit geldt ook voor de Molift Nomad.

### Specificaties

- Tilcapaciteit:
- Molift Hi-Trac 2002 & 2004: 160 kg
- Molift Hi-Trac 2002+ & 2004+: 300 kg
- Servicetool: aanwezig

### Molift Nomad

De Molift Nomad, een unieke draagbare plafondtillift. Makkelijk te begrijpen én te gebruiken.

De moderne vormgeving van de Molift Nomad is ronduit innovatief te noemen. Zo biedt de lift voldoende ruimte voor het hoofd en is hij voorzien van geïntegreerde handgrepen en een 4-puntsophanging voor een maximaal gebruikskomfort. De milieuvriendelijke accu wordt opgeladen via de ergonomische afstandsbediening.

### Flexibel

De Molift Nomad is altijd beschikbaar en kan met zijn lage gewicht gemakkelijk van de ene kamer naar de andere verplaatst worden. De tillift kan als het ware tussen de rails 'klimmen'. De Molift Nomad is, net als de Molift Hi-Trac, op beide Molift railsystemen te gebruiken met dezelfde tildoeken als die voor andere passieve Molift tilliften gebruikt worden. De Nomad is verkrijgbaar in drie versies: tot 160, 205 en 255 kg.

### Specificaties

- Maximale belasting 255 kg
- Gewicht: 6,9 kg, inclusief accu
- Servicetool: aanwezig

**molift**  
designed for life



### Roomer voor sport en recreatie

Sommige mensen met een fysieke beperking maken gebruik van de aangepaste sportfaciliteiten van bijvoorbeeld revalidatiecentra en zorginstellingen. Toch ervaren deze mensen veelal nog een drempel om te gaan sporten. Vragen over hoe verplaatsing wordt geregeld in het zwembad, op het paard, het huifbed of in de boot worden hierbij veel gehoord.

Door de aanwezigheid van goede en veilige hulpmiddelen in sportaccommodaties wordt deze drempel aanzienlijk verlaagd. De Human Care plafondtilliften kunnen ook buiten toegepast worden. Wanneer de Roomer langere tijd niet gebruikt wordt, kan de compacte cassette eenvoudig losgekoppeld en opgeslagen worden. Heel praktisch en functioneel.



- 1 Moderne vormgeving met standaard 4-puntsophanging en geïntegreerde handgreep aan bovenzijde voor optimaal gebruikskomfort.
- 2 Nomad, toepasbaar op het Molift railsysteem. Discreet én veilig.

- 3 Hi-Trac, klein en discreet. Flexibel toepasbaar op rechte of gebogen rails, wissels, XY-systemen en overgangskoppelingen. Zowel verkrijgbaar met hoog/laag motor als met een horizontale motor. Optioneel uit te voeren met weegunit. Ook overpak mogelijk naar verschillende ruimtes.



*Sport zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor mensen met een fysieke beperking.*

## Plafondtilliften voor instellingen

Roomer plafondtilliften voorkomen dat bestaande gebouwen met drastische bouwkundige ingrepen moeten worden aangepast of beschadigd. Muren, bovenlichten en deurposten behoeven geen aanpassingen en er zijn ook geen extra elektrische voorzieningen nodig. Elke ruimte blijft bovendien volledig afsluitbaar door het unieke, gepatenteerde Roomer deurdoorgangstelsel.

De Roomer maakt het mogelijk om zonder dure voorzieningen te voldoen aan de strengste brandveiligheidseisen. Ook wordt de overdracht van vocht, tocht en geluid tussen de verschillende ruimtes voorkomen. Maar er is meer. Toepassing van de Roomer plafondtillift kan bovendien de fysieke belasting en dus ook het ziekteverzuim van verzorgend en/of verplegend personeel aanzienlijk verminderen. Daarbij komt dat één verzorgende met behulp van de Roomer plafondtillift snel, veilig en eenvoudig de transfers kan uitvoeren. Deze toepassing levert een aanzienlijke besparing op!

In het geval van nieuwbouw valt ook de aanschaf van de Hi-Trac te overwegen. Soms kan het handig zijn om de cassette van de Hi-Trac zelf te laten rijden over de rail. Dit levert een aanzienlijke lastenverlichting op voor de verzorgenden.



## Plafondtillift voor particulieren

De plafondtillift biedt ook particulieren voordelig en eenvoudig hulp bij alle situaties waarbij het tillen en verplaatsen van personen lichamelijke belasting geeft.

Alle dagelijkse transfers van en naar rolstoel, bed of toilet kunnen probleemloos uitgevoerd worden met een plafondtillift. Door het neutrale ontwerp maakt een plafondtillift nauwelijks inbreuk op de huiselijke omgeving. Bovendien blijft, door het behoud van deuren, de privacy van de bewoners gewaarborgd. In huurwoningen zijn bouwkundige wijzigingen vaak niet toegestaan, maar met de Human Care Plafondtillift zijn die meestal ook niet nodig.

De relatief lage kosten van het systeem, de geringe belasting van de verzorgende en de ruimtebesparing maken deze plafondtillift tot een voordelige en adequate oplossing voor in elke thuissituatie. Om die reden worden plafondtilliften vaak vergoed via de afdeling WMO van uw gemeente.



## Kiest u voor Pronk ergo dan kiest u voor:

- meer dan 25 jaar ervaring
- professioneel advies
- kwaliteit
- duurzame producten
- scherpe prijsstelling
- een eigen servicedienst
- eigen showrooms in Nederland en België
- servicecontracten mogelijk



# mogelijkheden zonder beperkingen

### Overige Pronk ergo producten



#### Keukens

Nastelbare, mechanisch en elektrisch verstelbare keukens, geschikt voor particulieren en zorginstellingen. Eindeloze mogelijkheden.



#### Meubilair

Aankleedtafels, in hoogte verstelbare tafels en bedden. Ruime keuze uit modellen en materialen.



#### Sanitair

Doucheföhn toiletzittingen, in hoogte verstelbare toiletten, baden en douchezitjes. En verder: aangepaste wastafels, douche-, toilet- en wascombinatie Sani-Unit.



*Voor eenvoudig en snel transport van de cassette. Voorzien van extra opbergruimte voor tildoecken en/of -accessoires en uitgevoerd met geremde wielen.*

**Pronk  
ergo**