

# NEEM DE CONTROLE DANKZIJ EEN SIMPELE AANRAKING VAN HET SCHERM


De REM400 bediening



LINX®



**VERSCHIEDENE JAREN IN WORDING,  
WELKOM TOT DE EVOLUTIE  
IN REVOLUTIE...**



# WIJ INTRODUCEREN U DE LINX REM400 VAN INVACARE



Gebaseerd op het succes van onze eerste Smart Technology, hebben we uitgebreide tests ondergaan om de technologie tot jouw rolstoel over te brengen. Dankzij zijn innovatieve bediening en indrukwekkend 3,5" kleuren touchscreen, herdefinieert de LiNX REM400 mobiliteit. Was een scherm en bediening ooit zo slim? Nope. Hoe dan ook, niet tot nu toe.




# DROOM JE VAN EEN TOUCHSCREEN WAARBIJ JE DE VOLLEDIGE CONTROLE NEEMT?

Het is zoveel meer dan een touchscreen. Met de REM400 kun je de helderheid van het scherm aanpassen, terwijl je toegang krijgt tot profielen en functies via touch, knop of joystick. Met de unieke "handschoenmodus" kun je handschoenen dragen en nog steeds over het scherm van het apparaat navigeren, terwijl de vergrendeling van het touchscreen het risico verlaagt op onbedoelde wijzigingen van profiel/functie.



PROFILES

Brightness




# DROOM JE ERVAN JE EIGEN ROLSTOEL TE PERSONALISEREN?




Met een reeks innovatieve aanpassingsmogelijkheden, kan de REM400 geconfigureerd worden op basis van jouw fysieke en cognitieve mogelijkheden. De bediening werkt met swipe of tap functie, afhankelijk van je motorische vaardigheden. Kies uit directe toegang of menu navigatie voor een optimale navigatie, met links- of rechtshandig gebruik waardoor je jouw rolstoel kunt bedienen op jouw manier.






Swipe functie -  
Linkshandig gebruik



Swipe functie -  
Rechtshandig gebruik




Tap functie -  
Linkshandig  
gebruiker



Tapfunctie -  
Rechtshandig gebruik



Directe toegang



Menu navigatie

# DROOM JE VAN DRAADLOZE CONNECTIE MET DE WERELD?




Met ingebouwde Bluetooth als standaard, kun je de REM400 en REM500 verbinden met jouw telefoon, computer, tablet of eender welk Bluetooth-apparaat. Deze bedieningen geven tevens de mogelijkheid om met 3 apparaten tegelijkertijd verbonden te zijn en kan gekoppeld worden aan een computermuis. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de controle te nemen.



Office

11:30

# Mouse Move



# DROOM JE VAN EEN JOYSTICK DIE SAMEN MET JOU BEWEEGT?

De REM400 joystick is speciaal ontworpen, met de eindgebruiker als uitgangspunt, om eenvoudig toegang te krijgen tot het scherm met zijn aanpasbare oriëntatie om een reeks bewegingen te schikken. De aan/uit knop is ideaal gepositioneerd op de bediening om ongewilde uitschakeling te voorkomen. De twee multifunctionele, directe toegangsknoppen en twee geconfigureerde stereo jacks verhogen het gebruiksgemak.



**WAS ER OOIT ZO'N SLIMME BEDIENING?  
SMART TECHNOLOGY: REDEFINING MOBILITY**

**[WWW.INVACARELINX.COM/BELGIE-NL](http://WWW.INVACARELINX.COM/BELGIE-NL)**





Invacare N.V.  
Autobaan 22 - 8210 Loppem  
Belgium  
Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10  
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11  
Email: [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

Het woord, het merk en het LiNX-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Dynamic Controls en worden onder licentie gebruikt door Invacare.

© 2017 Invacare International Sàrl. Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

TDXSP2 ULM LINX - BE - 09/2017