



WHERE YOU WANT TO BE.

S425





S425

Ontdek uw vrijheid met de betrouwbare en veelzijdige scootmobielen van STERLING. Met de goede rijprestaties en het uitstekende comfort heeft u genoeg reden om er op uit te gaan.

Heldere LED verlichting en uitstekende vering voor meer comfort met een maximale snelheid van 12 km/u. Obstakels kunnen eenvoudig genomen worden door de krachtige motor en de grote wielen. De S425 brengt u verder door de standaard 55 Ah accu's. Daarnaast heeft de S425 een unieke Urban Grey Metallic kleur, waarmee u gezien mag worden!

Veiligheid als standaard. De S-425 is rondom voorzien van LED-verlichting, niet alleen de koplamp maar ook richtingaanwijzers en achterlichten met geïntegreerde remlichten. Het waterdichte bedieningspaneel heeft soft-touch knoppen, een regelbare snelheidsknop, LED accu-indicator en een claxon. Met de wig-wag hand/duim bediening heeft u een goede controle en voelt rijden heel natuurlijk.



COMFORTABEL OP ELKE REIS



De S-425 biedt een geavanceerde zitoplossing, die comfort naar het hoogste niveau tilt. Van de verstelbare zithoogte, zitdiepte en rughoek tot opklapbare armsteunen die in breedte, in hoek en in diepte verstelbaar zijn ontworpen voor uw comfort.



Standaard meegeleverd:

- 55 A accu's
- 8 A acculader
- 2 achteruitkijkspiegels
- Positioneringsgordel
- Hoofdsteen
- Ruime boodschappenmand

TECHNISCHE SPECIFICATIES

S-425

Type:	4-wiel	Actieradius (ISO 7176-4):	25 km*
Kleur:	Urban Grey Metallic	Actieradius (maximale potentie):	42 km*
Totale lengte:	1350 mm	Accu's:	55 Ah (2x)
Totale breedte:	660 mm	Acculader	8 A
Zitdiepte stoel:	490 mm	Maximale hellingshoek:	8° bij 150 kg
Zitbreedte stoel:	490 mm	Draaicirkel:	2000 mm
Zithoogte vanaf plateau:	450 - 500 mm	Maximaal vermogen:	1200 Watt
Rughoekverstelling:	ja	Totale gewicht exclusief accu's:	81 kg
Stoelverstelling (horizontaal):	ja	Totale gewicht inclusief accu's:	117 kg
Maximale snelheid:	12 km/u	Maximale gebruikersgewicht:	150 kg

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij U naar het orderformulier.

Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

* De actieradius is berekend onder testcondities. Gebruikersgewicht, ondergronden, weersomstandigheden en type accu's kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.



www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be