



CARONY SYSTEEM VOOR ROLSTOELTRANSFER: in & uit een voertuig zonder tillen

CARONY | rolstoeltransfer: in & uit het voertuig zonder tillen

CARONY is dé oplossing om een rolstoelgebruiker zonder te tillen in en uit een voertuig te begeleiden. De combinatie rolstoelzetel + onderstel met draaizetelplatform maakt een transfer vanuit een rolstoel naar een autozetel overbodig. De persoon blijft simpelweg in zijn comfortabele CARONY rolstoelzetel zitten. Bij het instappen glijdt de rolstoelzetel van het CARONY onderstel op het draaizetelplatform en kan de passagier op de zetel via een afstandsbediening eenvoudig naar binnen gedraaid worden. Bij het uitstappen glijdt de zetel op het CARONY onderstel en wordt zo terug een rolstoel. In de hoofdsteun kunnen handvatten ontplooid worden om de rolstoelgebruiker te kunnen duwen.

Het systeem bestaat uit 3 onderdelen: de zetel, het onderstel en het draaizetelplatform. Omdat de persoon veel tijd in de **CARONY** zetel zal doorbrengen, werd bij het ontwerp speciale aandacht geschonken aan een maximaal comfort en gebruiksgemak. Samen met het onderstel wordt het een volwaardige rolstoel. Eenmaal in de wagen is het een geteste en goedgekeurde autozetel. Dit betekent dat iedereen - rolstoelgebruiker of niet - vooraan als passagier kan meerijden op een comfortabele en veilige manier.

KENMEREKN

- Geïntegreerde duwhandvatten met remmen (1) die weggeplooid zijn als de zetel zich in het voertuig bevindt. Beide achterwielen zijn voorzien van schijfremmen. Als je de handremmen moet loslaten maar toch de remmen geactiveerd wil houden, kan je een schakelaar gebruiken. Voor langere stops gebruik je best de parkeerrem aan de zijkant van de CARONY
- Bijna alles bij de CARONY is aanpasbaar: de hoogte van de hoofdsteun, de dikte van de lendensteun, de hoogte en hoek van elke individuele armsteun, de zithoogte- en diepte, het achteroverleunen van de rugleuning, ... en in optie de mogelijkheid om beensteun te verhogen
- De CARONY wielen hebben premium 16 inch banden met reflecterende strips voor een verhoogde veiligheid
- Achteraan de zetel bevindt zich een handig opbergvak



AFMETINGEN

- wielbasis: 710 x 640 x 430-570 mm (lengte x breedte x hoogte)
- draaggewicht: 120 kg
- totaalgewicht CARONY: 32,5 kg
- CE, EMC, EN 12183 en crashtest gekeurd



ANTI-KANTELHULP



Deze anti-kantelhulp wordt met de voet geactiveerd en gedesactiveerd.

Het helpt je bij het nemen van trappen of een hoger obstakel.

LEKVRIJE BANDEN



Zowel de binnenbanden voor- en achteraan zijn beschikbaar in een lekvrije versie. Zo kan je ook 'offroad' gaan.

ROMPSTEUN



ARMSTEUN



UNIVERSELE ELASTISCHE VEILIGHEIDSBAND



BEENVERHOGING



KUIT & HIELSTEUN



2-PUNTSHEUPGORDEL



HOOFDSTEUN



ELASTISCHE REKBAND



Wil je graag advies of een offerte?



info@trapmann.be



03 326 13 07



Satenrozen 3 2550 Kontich



www.trapmann.be