



Vind de vrijheid van bewegen terug met Gowling², de nieuwe generatie armondersteuning.

Dynamische armondersteuning Gowling²



• Gowing²



• Human interface



• EneaSwitch²

Gowing² is niet alleen effectief en elegant, ook geeft het de gebruiker de natuurlijke bewegingsvrijheid terug. De meest innovatieve hybride armondersteuning op de markt. Gowing² ondersteunt bij het uitvoeren van een groot aantal dagelijkse handelingen zoals eten, drinken, tandenpoetsen en het bedienen van een smartphone of computer.

Voor wie is Gowing² bedoeld?

De voornaamste gebruikersgroep van Gowing² betreft: personen met beperkte arm- en handfunctie die belangrijke handelingen inclusief eten, drinken, gezichtsverzorging, bediening van een telefoon en het besturen van een rolstoel niet meer kunnen uitvoeren.

Wat maakt Gowing² uniek?

Het belangrijkste voordeel van Gowing² is het teruggeven van zelfregie en bewegingsvrijheid. Maar Gowing² biedt meer voordelen:

- Gowing² is snel en eenvoudig aan te passen aan diverse situaties en omgevingen. Middels een compact en licht bedienbaar bedieningspaneel. Uitbreiding met ander type schakelaars behoort ook tot de mogelijkheden.
- Gowing² is een hybride armondersteuning wat inhoudt dat zowel opgeslagen kracht als externe energie gebruikt wordt ten behoeve van de ondersteuning.
- Het gebruik van Gowing² is eenvoudig en intuïtief.
- Gowing² is robuust, samen met onder andere een geïntegreerd dempingsysteem en zelfherstellend vermogen zorgt dit ervoor dat de armondersteuning zeer duurzaam en veilig is.

- Door het elegante design heeft Gowing² een moderne uitstraling.
- Gowing² biedt een hoog comfort door een uitgebreid assortiment van armschalen, elleboog- en polssteunen voorzien van zacht en huidvriendelijk materiaal.
- Gowing² kan op verschillende voorzieningen gemonteerd worden. Denk hierbij aan een elektrische rolstoel, maar ook aan een trippelstoel of een verrijdbaar onderstel.
- Gowing² is eenvoudig afneembaar van de voorziening en kan worden opgeborgen in de bijgeleverde op maat gemaakte koffer.

Voor wie is Gowing² niet inzetbaar?

Gowing² biedt helaas geen oplossing in volgende situaties:

- Personen met een hoge dwarslaesie (ca. C4 niveau).
- Volledige uitval van de armfunctie en/of handfunctie.
- Ernstige spasticiteit.
- Die wel zelfstandig uit kan voeren.

In dit geval willen wij u graag doorverwijzen naar uw leverancier om te bespreken welke andere mogelijkheden er zijn.