

Duurzaam, lichtgewicht en Opvouwbaar



De i-Go™ van Pride heeft een geavanceerde vouw-technologie, zodat hij snel en gemakkelijk kan worden vervoerd. De i-Go heeft vering aan de voorkant, een duurzaam zitsysteem, bergruimte onder de stoel en nog veel meer. Ontworpen om binnen om het even welke kleine ruimte te passen en met een gewicht van slechts 19,8 kilo is de i-Go de perfecte keus voor de actieve individu.




Opgevouwen formaat:
630mm x 355mm x 770mm

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



Specificaties

Maximum belasting	100 kg
Maximum snelheid ²	Tot 4,5 km/u
Draaicirkel ¹	900 mm
Formaat ¹	900 mm x 600 mm x 880 mm
Zithoogte	500 mm
Zitbreedte	400 mm
Zitdiepte	410 mm
Banden	Achter: 8,5" massief Voor: 5,7" massief
Besturingssysteem	VR2 controller
Max. bereik per laadbeurt	Tot 10 km
Gewicht	19,8 kg exclusief accu's
Accu's ¹	Aantal: 1 + 1 reserve Type: Lithium accu
Gewicht accu's ^{1,3}	1,4 kg
Kleur	 Silver

1. Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van +10%, -5%.
2. Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met(+ of -3%)
3. Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Kenmerken

- Groot opslagvak
- Snel op te vouwen in 5 simpele stappen
- Comfortabele zitting
- Voorvering
- Lichtgewicht lithium accu's
- VR2 controller

Opvouwen



1 Schakel uit en verwijder joystick



2 Plaats joystick in het vak aan de achterkant en verwijder zitkussen



3 Vouw rugleuning naar beneden en trek aan beide armleuningen naar achter



4 Trek de twee zwarte hendels naar elkaar (aan de achterzijde)



5 Druk het frame naar beneden tot de i-Go volledig plat is.



6 De i-Go is nu klaar voor transport!