

NAUSICAA

Médical

Fabricant de Matériel Médical

GEDEELTE van de catalogus

Voor de volledige catalogus
en andere informatie per product
verwijzen we naar de website van de firma

I N D E X

A

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA	p.37
ACCESSOIRES DE LIT	p.74
ACTIV'UP	p.52
AIDE AU CHOIX TRANSFERTS	p.11
AIDE AU CHOIX DU MATELAS	p.76
ATTACHES	p.83

B

BLUE WAYUP À ÉCARTEMENT	p.49
BLUE WAYUP COMPACT	p.48
BLUE WAYUP	p.46
BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL	p.66

C

CEINTURE ABDOMINALE LARGE	p.61
CEINTURE BIRDY	p.65
CEINTURE BIRDY INTÉGRALE	p.67
CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE	p.53
CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT	p.82
CEINTURE DE RELEVAGE	p.53
CEINTURE ÉCO	p.60
CEINTURE ÉCO MODULABLE	p.58
CEINTURE MINI-PELVIENNE	p.64
CEINTURE PELVIENNE CONFORT	p.64
CEINTURE SLIM	p.60
CEINTURE SLIM PELVIENNE	p.65
CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE	p.66
CEINTURE SLIM Y	p.62
CEINTURE YZA	p.59
CERTIFICATIONS	p.03
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI	p.91
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO	p.81
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT	p.78

C

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S	p.80
COMPRESSEURS NAUSIFLOW 2S PLUS	p.79
CONVERTISS 5 FONCTIONS	p.72
CONVERTISS 6 FONCTIONS	p.73
COUSSIN NAUSIFLOW	p.78

D

DÉPARTEMENT R&D	p.03
DIFFÉRENCE ENTRE MAINTIEN & CONTENTION	p.56
DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES	p.55
DRAPS DE GLISSE	p.54

E

EASYLEV 300	p.89
EASYLEV 5 À ÉCARTEMENT	p.41
EASYLEV 5 BASE FIXE	p.40
EASYLEV 5	p.38
ÉCHARPE DYNAMIQUE HOLST	p.69
ÉCHARPES DE BRAS	p.69
EXPOSITIONS	p.09

F

FLÉAUX COMPARATIF	p.36
FLYER 300	p.86
FLYER À ÉCARTEMENT	p.35
FLYER COMPACT	p.34
FLYER	p.32

G

GILET INTÉGRAL	p.63
GILET YZA	p.59

SANGLES DE LÈVE-PERSONNES



Aide au Choix

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange (page 87)
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
- SUR DEVIS, nos sangles peuvent être réalisées en taille XS

Pour sélectionner la taille d'une sangle, vous pouvez vous aider du tableau ci-contre en tenant compte des deux facteurs suivants :

- la taille du patient
- le poids du patient

Poids / Taille	1m50	1m55	1m60	1m65	1m70	1m75	1m80	1m85	1m90 + 1m90
40 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
45 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
50 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
55 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
60 kg	M	M	M	S	S	S	M	M	M
65 kg	M	M	M	S	S	S	M	M	M
70 kg	M	M	M	M	M	M	M	M	M
75 kg	L	L	M	M	M	M	M	M	M
80 kg	L	L	L	L	M	M	M	M	M
85 kg	L	L	L	L	M	M	M	M	M
90 kg	L	L	L	L	L	L	M	M	M
95 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	M	M	M
100 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L
110 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L
120 kg	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L
130 kg	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
160 kg	2 XL	2 XL	2 XL	2 XL	2 XL	2 XL	XL	XL	XL
190 kg	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	XL	XL	XL
220 kg	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	XL	XL
250 kg	4 XL	4 XL	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	2 XL
280 kg	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	3 XL	3 XL	3 XL
320 kg	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL	4 XL

	Sangle laissée sous le patient au fauteuil	Sangle retirée au fauteuil	Toilette et mise au WC
Perte de tonicité membres inférieurs et bon maintien de buste et de tête	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide sans têtère intégrée (SST-PF & SSTBA-PF) (page 17)	Sangle de toilette éco (page 13) Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette (page 21)
Perte de tonicité membres inférieurs et aucun maintien de buste avec bon maintien de tête	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide sans têtère intégrée (SST-PF & SSTBA-PF) (page 17)	Sangle de toilette (page 21)
Perte de tonicité membres inférieurs, aucun maintien de buste et sans un bon maintien de tête	Sangle hamac éco filet avec option têtère (page 15) Sangles hamac avec option têtère (page 18)	Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)
Patient amputé	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangles hamac sans croisement (page 19)
Patient agité	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossier (page 24)	Sangles hamac sans croisement (page 19)
Patient spastique	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)	Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette avec option têtère (page 21)
Patient dépendant physique et psychique	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)
Contre-indication de constrictions des hanches	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangle de transfert rapide (page 20)	Sangle de transfert rapide (page 20)

Choix conseillé Choix secondaire ~~Choix fortement déconseillé~~

La forme en U élargie de cette sangle dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.

Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE
LES JAMBES



CROISÉ SOUS
LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)


L'ajout de la tête amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



SANGLE DE TOILETTE ÉCO



- Sangle sans tête à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey uniquement



RÉFÉRENCES

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

STORP2-PF-TU
(jersey)

85,00 €

TABAL-PF
(tête amovible
et baleinée)

45,00 €


SANGLES EN U ÉCO



- Sangles sans têtière à attaches
 - Avec ou sans jambières en mousse
 - En Jersey, en Jersey Confort* ou en Filet Confort*
- (*Confort = jambières en mousse)



TU	A	74
	B	66
	C	88



La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières équipant les modèles Jersey Confort (SURPC2) et Filet Confort (SURP2) réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



~~DÉCROISÉ~~

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la têtière amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SURPC2-PF-TU (jersey confort)	60,00 €	SURP2-PF-TU (filet confort)	55,00 €
SUP2-PF-TU (jersey)	45,00 €	TAMOV-PF (têtière amovible)	35,00 €



SANGLE HAMAC ÉCO FILET



- Sangle sans têtère à attaches
- Sans jambières en mousse
- En Filet uniquement

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position semi-assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ




CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la têtère amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



TU	A	74
	B	121



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
HA2-RBA-PF-TU (filet)	51,00 €
TAMOV-PF (têtère amovible)	35,00 €


SANGLES EN U



- Sangles avec ou sans tête
 - Avec ou sans jambières en mousse
 - En Jersey, en Jersey Confort*, en Filet ou en Filet Confort*
- (*Confort = jambières en mousse)



S	A	58
	B	54
	C	75
M	A	63
	B	58
	C	81
L	A	70
	B	61
	C	91
XL	A	77
	B	66
	C	102



Cette sangle est disponible en version XXL page 87.



Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



~~DÉCROISÉ~~

TÊTIÈRES (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	SUCBAS2-PF- S M L XL (jersey confort)	100,00 €
SUBAS2-PF- S M L XL (jersey)	100,00 €	SUCBAI-PF- S M L XL (filet confort)	100,00 €
SUBAI-PF- S M L XL (filet)	100,00 €	TAAT-PF (tête à attaches)	25,00 €
		TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €



SANGLES À RÉGLAGE RAPIDE



- Sangles sans tête à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort*, en Filet Confort*
- (*Confort = jambières en mousse)

Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux non-écarteurs) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage à 2 suspentes permet de passer d'une position assise à une position allongée.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage rouge) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES




DÉCROISÉ

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



		SST	SML
S	A	59	58
	B	62	85
	C	60	65
M	A	67	67
	B	68	93
	C	64	76
L	A	65	74
	B	78	93
	C	71	83
XL	A	70	80
	B	72	100
	C	90	92



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	SSTBA-PF- S M L XL (filet confort)	105,00 €
SST-PF- S M L XL (jersey confort)	105,00 €	SMLBA-PF- S M L XL (filet confort avec tête intégrée)	155,00 €
SML-PF- S M L XL (jersey confort avec tête intégrée)	155,00 €	TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €


SANGLES HAMAC

Made in France

- Sangles avec ou sans tête
- Avec ou sans jambières en mousse
- En Jersey, en Jersey Confort*, en Filet ou en Filet Confort* (*Confort = jambières en mousse)



S	A	62
	B	96
M	A	66
	B	104
L	A	74
	B	113
XL	A	83
	B	121



Leurs coupes simples et échancrées sur les côtés font d'elles des sangles à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elles ne présentent pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mousse confort dans les jambières équipant les modèles Jersey Confort (SHAC2) et Filet Confort (SHAC2BA) réduit le cisaillement.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position semi-allongée nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire sur un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRES (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)	SHA2BA-PF- S M L XL (filet)	90,00 €
SHA2-PF- S M L XL (jersey)	90,00 €	SHAC2BA-PF- S M L XL (filet confort)	90,00 €
SHAC2-PF- S M L XL (jersey confort)	90,00 €	TAAT-PF (tête à attaches)	25,00 €
		TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €



SANGLES HAMAC SANS CROISEMENT



- Sangles avec ou sans tête
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort*, en Filet Confort* (*Confort = jambières en mousse)

Ce sont des sangles hamac hybrides en forme de U qui évitent le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse équipant les modèles Jersey Confort (SUCPEHA2) et Filet Confort (SUCBAHA2) réduisent les pressions exercées sur les cuisses.

Ces sangles évitent la constriction des hanches.

Elles font office de hamac percé.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage vert) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES




DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



S	A	41
	B	56
	C	61
M	A	48
	B	56
	C	68
L	A	51
	B	63
	C	76
XL	A	54
	B	65
	C	96



TÊTIÈRES (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCPEHA2-PF- S M L XL (jersey confort)	135,00 €
SUCBAHA2-PF- S M L XL (filet confort)	135,00 €

TAAT-PF (tête à attaches)	25,00 €
TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €


SANGLE DE TRANSFERT RAPIDE



- Sangle sans tête à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement (*Confort = jambières en mousse)



S	A	70
	B	26
	C	78
M	A	84
	B	26
	C	92
L	A	94
	B	26
	C	104
XL	A	105
	B	26
	C	120



Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Cette sangle dispose d'un bandeau large et d'une mousse dorsale.

Le passage des jambes se fait de l'intérieur vers l'extérieur.

Elle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

Cette sangle est déconseillée aux patients à faible tonicité.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SATL-PF- S M L XL (jersey confort)	220,00 €
TABAL-PF (tête amovible et baleinée)	45,00 €



SANGLE DE TOILETTE



- Sangle sans têtère à attaches
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement
- (*Confort = jambières en mousse)

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle.

Cette sangle dispose d'un bandeau étroit et n'a pas de mousse dorsale.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur.

Cette sangle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES




CROISÉ SOUS LES JAMBES

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la têtère amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



S	A	67
	B	26
	C	78
M	A	85
	B	26
	C	95
L	A	90
	B	26
	C	108
XL	A	100
	B	26
	C	122



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
STO-PF-S M L XL (jersey confort)	155,00 €
TABAL-PF (têtère amovible et baleinée)	45,00 €


SANGLE ERGONOMIQUE



- Sangle avec tête en mousse intégrée
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement



S	A	57
	B	90
	C	60
M	A	60
	B	93
	C	70
L	A	72
	B	96
	C	80
XL	A	75
	B	103
	C	90



Sa partie dos prolongée par la tête en mousse rigide, doublée d'un tissu 3D, augmente le confort et permet de prendre en charge la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage rouge) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



RÉFÉRENCES

SMB-PF- **S M L XL**
(jersey confort)

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

210,00 €



SANGLE EN U ENVELOPPANTE



- Sangle avec tête intégrée
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement (*Confort = jambières en mousse)

La tête intégrée baleinée et la forme enveloppante de cette sangle sont recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage rouge) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).


POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



DÉCROISÉ



S	A	60
	B	85
	C	97
M	A	73
	B	90
	C	110
L	A	74
	B	94
	C	124
XL	A	77
	B	102
	C	136



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SLK-PF- S M L XL (jersey confort)	180,00 €


SANGLE À DOSSERET



- Sangle avec tête en mousse rigide
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort* uniquement



S	A	58
	B	90
	C	66
M	A	65
	B	96
	C	76
L	A	69
	B	99
	C	80
XL	A	74
	B	104
	C	89



La partie dos prolongée par la tête en mousse rigide et le baleinage complet permet de prendre en charge la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

Sa forme en U, associée à la partie filet sous-fessière, permet une mise en place et un retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DÉCROISÉ



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES*

RÉFÉRENCES

SGLDOS-PF- **S M L XL**
(jersey confort)

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

190,00 €



S ANGLÉS SPÉCIALES

NAUSICAA Médical vous propose de refaire à l'unité une sangle ayant une ancienne référence (sauf SG-GL et SG-GLT) pour 250 € TTC (devis sur quantité à partir de 5 pièces identiques).

Nous vous proposons également d'élaborer une sangle spéciale en respectant votre cahier des charges.

Pour cela, il vous sera demandé des frais d'études payables d'avance de 300 € TTC qui donneront lieu à l'élaboration d'un devis et d'un patron pour la réalisation de cette sangle (SGLSPECIALE-SM-PF).

CONTACT : surmesure@nausicaa-medical.com



NAUSICAA Médical vous propose de faire une légère modification (SGLSPECIALE-LM-PF) sur un modèle dont la référence est disponible sur ce catalogue pour un surcoût de 50 € TTC par référence. Applicable une seule fois par référence et par commande, offert à partir de 15 fois la même référence.

RAMASSAGE AU SOL

Sangles compatibles

NAUSICAA Médical vous propose deux types de sangles pour pouvoir effectuer un ramassage au sol :

- Sangles hamac (pages 15, 18)
- Sangles en U (pages 14, 16)



- Lors d'un ramassage au sol, il convient :
- De sécuriser la nuque du patient à l'aide d'une têtère rigide ou d'une têtère à attaches.
 - Si la sangle ne dispose pas de têtère, il faut accompagner la nuque du patient.
 - La tête du patient doit être à l'opposé du mât évitant ainsi les chocs lors du levage.
 - Pour faciliter le passage des pieds de lève-personnes mobiles, ils doivent être écartés, le premier le long du corps et le second sous la plicature des deux genoux.



SANGLES DE LÈVE-PERSONNES

Position du patient

Lors du choix de la sangle, il est important de prendre en compte les différentes positions de transfert possible afin de s'adapter à la pathologie du patient.

On distingue 3 positions possibles :

- Position semi-allongée
- Position semi-assise
- Position assise (90°)

	 <p>POSITION ASSISE (90°)</p>	 <p>POSITION SEMI-ASSISE</p>	 <p>POSITION SEMI-ALLONGÉE</p>
Type de Patient	Patient peu dépendant avec un tonus correct	Patient plus dépendant avec tendance au basculement vers l'avant	Patient très dépendant à très faible tonus
Cadre d'Utilisation	Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil à dossier fixe à 90° 	Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil inclinable 	Idéal pour un transfert à partir d'un fauteuil coquille incliné ou d'un lit 
Sangles Recommandées	Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide (page 17) Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette (page 21) Sangle ergonomique (page 22) Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossieret (page 24)	Sangle de toilette éco (page 13) Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangles hamac (page 18)




Guide d'Utilisation

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire

Pour sélectionner la taille d'une sangle, il faut faire correspondre le tour de poitrine (Sangle Sous-Axillaire) ou de taille (Sangle Dorsale) avec les cotes présentes sur les documentations.

Guide de Tailles



TAILLES	TU	S	M	L	XL
TOUR DE POITRINE	/	70/90	90/115	115/140	140/165
ENTRE LA TAILLE ET LES HANCHES	/	70/90	90/115	115/140	140/165

Compatibilités

	EASYLEV 5 (page 40)	EASYLEV 5 avec écartement (page 41)	WAYUP 5 (page 44)	WAYUP 5 avec écartement (page 45)	BLUE WAYUP (page 48)	BLUE WAYUP avec écartement (page 49)
SANGLE ÉCO (page 50)	★	★	★	★	★	★
SANGLE SOUS-AXILLAIRE (page 51)	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★
SANGLE DORSALE (page 51)	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★



Avant d'utiliser un releveur-moblie, sont à prendre en compte : le handicap physique, la pathologie et la morphologie du patient.

TU	A	107
	B	29



POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

Cette sangle est en taille unique.

RÉFÉRENCE

SXPECO-PF-TU

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

75,00 €

SANGLE SOUS-AXILLAIRE



S	A	81	L	A	107
	B	21		B	29
M	A	94	XL	A	123
	B	25		B	33



POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi le buste.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.


RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SAPVR-PF- S ou M ou L ou XL	140,00 €



SANGLE DORSALE



S	A	81	L	A	107
	B	21		B	29
M	A	94	XL	A	123
	B	25		B	33



Sangle sous-fessière confort (SFC, en option)



Aide à la déambulation

POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière donne une position assise.

Ses sangles lui permettent de sécuriser le patient pendant la déambulation.

La sangle dorsale est également disponible en XXL (page 90).

RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)		
SWYP3-PF- S ou M ou L ou XL	140,00 €	SFC-PF (sangle sous-fessière confort)	25,00 €

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES



CROISÉ SOUS LES JAMBES



DÉCROISÉ

TÊTIÈRES (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en options.




SANGLE EN U XXL



- Sangle avec ou sans tête
- Avec jambières en mousse
- En Jersey Confort uniquement* (*Confort = jambières en mousse)

2XL	A	78
	B	65
	C	104
3XL	A	85
	B	67
	C	114
4XL	A	88
	B	67
	C	126




RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SUCBAS-PF-2XL 3XL 4XL (jersey confort)	200,00 €
TAAT-PF (tête à attaches)	25,00 €
TAMOV-PF (tête amovible)	35,00 €

SANGLE DORSALE XXL



2XL	A	145	4XL	A	196
	B	33		B	33
3XL	A	172			
	B	33			



POSITIONNEMENT DE LA SANGLE

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

OPTION

Sangle sous-fessière confort (SFC-PF) avec boucles de 50 mm.



RÉFÉRENCES	Prix public T.T.C. (TVA 5,5%)
SWYP3-PF- 2XL ou 3XL ou 4XL	350,00 €
SFC-PF (sangle sous-fessière confort)	25,00 €

I N D E X

A

ACCESSOIRE D'INDICATION DE POIDS NAUSICAA	p.37
ACCESSOIRES DE LIT	p.74
ACTIV'UP	p.52
AIDE AU CHOIX TRANSFERTS	p.11
AIDE AU CHOIX DU MATELAS	p.76
ATTACHES	p.83

B

BLUE WAYUP À ÉCARTEMENT	p.49
BLUE WAYUP COMPACT	p.48
BLUE WAYUP	p.46
BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL	p.66

C

CEINTURE ABDOMINALE LARGE	p.61
CEINTURE BIRDY	p.65
CEINTURE BIRDY INTÉGRALE	p.67
CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ ET DE RELEVAGE	p.53
CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT	p.82
CEINTURE DE RELEVAGE	p.53
CEINTURE ÉCO	p.60
CEINTURE ÉCO MODULABLE	p.58
CEINTURE MINI-PELVIENNE	p.64
CEINTURE PELVIENNE CONFORT	p.64
CEINTURE SLIM	p.60
CEINTURE SLIM PELVIENNE	p.65
CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE	p.66
CEINTURE SLIM Y	p.62
CEINTURE YZA	p.59
CERTIFICATIONS	p.03
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI	p.91
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO	p.81
COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2 COMPACT	p.78

C

COMPRESSEUR NAUSIFLOW 2S	p.80
COMPRESSEURS NAUSIFLOW 2S PLUS	p.79
CONVERTISS 5 FONCTIONS	p.72
CONVERTISS 6 FONCTIONS	p.73
COUSSIN NAUSIFLOW	p.78

D

DÉPARTEMENT R&D	p.03
DIFFÉRENCE ENTRE MAINTIEN & CONTENTION	p.56
DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES	p.55
DRAPS DE GLISSE	p.54

E

EASYLEV 300	p.89
EASYLEV 5 À ÉCARTEMENT	p.41
EASYLEV 5 BASE FIXE	p.40
EASYLEV 5	p.38
ÉCHARPE DYNAMIQUE HOLST	p.69
ÉCHARPES DE BRAS	p.69
EXPOSITIONS	p.09

F

FLÉAUX COMPARATIF	p.36
FLYER 300	p.86
FLYER À ÉCARTEMENT	p.35
FLYER COMPACT	p.34
FLYER	p.32

G

GILET INTÉGRAL	p.63
GILET YZA	p.59