

Ook verkrijgbaar bij Oostwoud:

Zuigelingenbedje - Artikel 3165

Zuigelingenbedje met *mechanische hoogteverstelling* d.m.v. soepel draaiende slinger, ca. 70 - 90 cm. Met ligvlakverstelling van 12°. Ligvlak ca. 93 x 52 cm. *Neerschuihbare zijhekken* (spijlen of plexiglas). Uitneembare eindstukken (spijlen en/of plexiglas). Metaaldelen geëpoxeerd in nader te bepalen kleuren.



Meer informatie vindt u op onze website www.oostwoud.com. Zoek op artikelnummer.

oostwoud

Sinne-bêdsje

Gebruikscomfort van hoog tot laag



oostwoud

Oostwoud International B.V. (NL)

Harlingerweg 49b, 8801 PA Franeker
Postbus 502, 8800 AM Franeker
Telefoon: +31 (0)517 - 39 92 00
Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

Oostwoud België N.V. (BE)

Antwerpsesteenweg 124
B-2630 Aartselaar
Telefoon: +32 (0)3 - 877 91 62
Fax: +32 (0)3 - 877 91 60

E-mail: info@oostwoud.com
Internet: www.oostwoud.com

Sinne-bêdsje

3144/3145 (NEN 716-1/2, DIN 32623)

Het kindvriendelijke kinderbed

Moderne technieken, slim toegepast, maken het mogelijk om aan de wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en patiëntveiligheid te voldoen. Zo ook het Sinne-bêdsje: **innovatief, veilig en zijheken die in de laagste stand onder het ligvlak wegdraaien.**

Ouders kunnen hierdoor meer ontspannen en dichterbij hun kind zitten en de verpleging heeft meer bewegingsruimte.

De hoog/laag-verstelling kan eenvoudig traploos worden aangepast aan de lengte van de verpleegkundige of de soort werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Optimale ruimte voor behandeling ontstaat door het uitnemen van de eindstukken.

Het Sinne-bêdsje is uitgebreid in de praktijk getest en voldoet aan de **internationaal gestelde normen**. De ligvlakhoogte kan met behulp van een slinger of elektrisch worden versteld van circa 96 tot 76 cm, terwijl de effectieve, veilige hoogte van het zijhek altijd gelijk blijft.

Talrijke mogelijkheden

Het Sinne-bêdsje is standaard al zeer compleet. Voor nóg meer functionaliteit kunt u kiezen uit legio extra's.

Standaard:

- Mechanische hoog/laag-verstelling (ligvlak hoogte 96-76 cm)
- AT-verstelling met gasveerondersteuning
- Centrale wielvergrendeling inclusief loodswiel
- Zwenkwielen Ø 150 mm, waarvan 1 anti-statisch
- Uitneembare en uitwisselbare eindstukken (spijlen of plexiglas) aan hoofd- en voeteneinde
- **Onder het ligvlak wegdraaibare zijheken met gasveerondersteunde hoog/laag-verstelling**
- Kinderveilige zijhekebediening
- Zijhekeverstelling met 3 standen: hoog, halfhoog en laag
- **Hoogste stand zijhek 800 mm**
- **Tussenafstand spijlen 60 mm**
- Keuze uit ligvlaklengte van 120 of 150 cm
- Bevestigingspunten t.b.v. fixatiemateriaal

Optioneel:

- Elektrische hoog/laag-verstelling
- Zijhekeverstelling met 2 standen: hoog en laag
- Urinezakhouder
- Accessoireshouder
- Infuushouder
- Opbergmand
- Matrassen
- Tweedelig ligvlak
- Duw-/trekbeugel aan hoofd- en voeteneinde
- Bevestigingsbuizen voor elektrische infuuspompen
- T-/AT-verstelling met gasveerondersteuning
- Vaste hoogte (geen hoog/laag-verstelling mogelijk)
- DIN-rail



Voetbediening zijhek
Wielen Ø 150 mm



Voetbeugel centrale wiel-
vergrendeling/loodswielfunctie



Zijhekeverstellig met 3 standen:
hoog, halfhoog en laag



T-/AT-verstelling met
gasveerondersteuning



Stootwiel



Mechanische hoog/laag-
verstelling. Optioneel: elektrisch



Onder het ligvlak wegdraaibare
zijheken met gasveeronder-
steunende hoog/laagverstelling



Uitneembare en uitwisselbare
eindstukken (spijlen of plexiglas)
aan hoofd- en voeteneinde



oostwoud

Ook verkrijgbaar bij Oostwoud:

Wiegkorfonderstel - Artikel 3181

- Met bevestiging voor aanbrengen hemeltje
- Metaaldelen geëpoxeerd in nader te bepalen kleuren
- Voorzien van 4 zwenkwielen Ø 75 mm, waarvan 2 geremd
- Eenvoudige T-/AT-verstelling van de wiegkorf mogelijk (Exclusief perspex wiegkorf)

Losse wiegkorf - Art.nr. 0163.0355

De bodem van de perspex wiegkorf is voorzien van 10 ventilatiegaten. De randen aan de bovenzijde zijn rondom omgezet om het optillen en dragen te vergemakkelijken. Bodem wiegkorf binnenwerks: circa 35 x 65 cm. Hoogte hoofdeinde 30 cm.



Meer informatie vindt u op onze website
www.oostwoud.com. Zoek op artikelnummer.