

Maxi Sky® 440



Ons complete assortiment Maxi Sky-plafondliften is zo ontworpen dat ze in uw zorgomgeving kunnen worden geïntegreerd om een comfortabele en waardige ervaring voor alle betrokkenen mogelijk te maken. Met de plafondliften van Arjo kunnen zorgverleners zorgvragers verplaatsen zonder hen handmatig te moeten tillen. Dit helpt het risico op letsels voor de zorgvrager en de zorgverlener zelf te beperken.

MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



D



E

© Arjo 2019

D. Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen.
Kan zitten met goede ondersteuning.

E. Heeft het moeilijk om te blijven zitten en blijft dus soms in bed liggen (volledig of half liggend), kan soms alleen zitten in een speciale ondersteunende stoel.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Gebruiksgemak voor de zorgverlener**
De Maxi Sky 440 is een gemakkelijk te bedienen, draagbaar plafondliftsysteem waarmee een enkele zorgverlener zorgvragers kan verplaatsen, zonder de stress en de belasting die gepaard gaan met handmatig tillen.
- **Flexibel af te stemmen op de behoeften van uw zorgomgeving**
Deze draagbare plafondlift is eenvoudig te verplaatsen en kan snel worden bevestigd aan een vrijstaand systeem of railsysteem. Ze kan overal worden opgesteld waar een zorgvrager moet worden verplaatst. De Maxi Sky 440 en het geïntegreerde, inklapbare tweepuntstijlk zijn ook compatibel met het grote assortiment tilbanden met lusbevestiging van Arjo.

PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting (SWL)	200 kg
Gewicht van het toestel (inclusief batterijen)	6,5 kg
Tilsnelheid	4,3 cm/s
Inklapbare tilbandhaken	Minder ruimte nodig voor opslag/transport
Elektronische microprocessor	Soft start- en stopfuncties van de motor
Onderhoudsindicator	Visuele led
Plafondlift - beschermingsklasse - schokpreventie	Intern gevoede apparatuur
Lengte van de riem	2200 mm
Optionele weegunit	Externe weegunit beschikbaar
Geluidsniveau bij omhoog-/omlaagbrengen, met of zonder belasting	Max. 54 dBA

Batterijen

Batterij	2 x 2,3 Ah voor een gemiddelde gebruiksduur van 2 tot 4 uur bij volledige oplading
Batterijcapaciteit	Capaciteit voor maximaal 30 transfers bij een belasting van 80 kg
Batterij-indicator	Hoorbaar
Visuele led-indicatoren	Geel knipperen (opladen). Constant geel (opgeladen).

Afstandsbediening

Activeringsknoppen die weinig kracht vereisen, polyester membraan	IPX7
ABS brandwerend	V0

Batterijlader

Oplader met aan/uit-indicator	
100-240 VAC/50-60 Hz/24 VA	
Beveiliging batterijlader	Klasse 2, dubbel geïsoleerd

Veiligheidsfuncties


Elektrische knoppen voor omhoog- en omlaagbrengen in noodgevallen	Op de motorbehuizing
Noodstopfunctie (drukknop) bereikbaar onder het toestel	Stopt de functies
Noodrem	Bij een mechanisch defect
Functie voor handmatige nooddaling	Bereikbaar vanaf de motorbehuizing
ABS brandwerende behuizing	V0

BENODIGDE RUIMTE

- Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met het hulpmiddel te werken.
- Het lichtblauwe gebied markeert de extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met het hulpmiddel om de zorgvrager goed te kunnen bereiken.

De tilbanden en tiljukken van Arjo zijn een essentieel onderdeel van onze tilsystemen voor zorgvragers. Door de diverse tilbanden en tiljukken is er veel keuze wanneer zorgvragers moeten worden getild en verplaatst.

Neem voor meer informatie over onze accessoires contact op met uw lokale Arjo-vertegenwoordiger of ga naar www.arjo.com.



November 2019. Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling en we behouden daarmee het recht om ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Belgium nv · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · België · +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A00240.1.0.BE.NL

arjo