



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



Transportstoelen

Introductie

Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vormen van het leven voor alle gebruikers.

Human Care is in 1993 opgericht en heeft sindsdien een eervolle reputatie op het gebied van patiëntenzorg opgebouwd. Onze 20 jaar ervaring komt tot uiting in een breed assortiment van eersteklas producten, waarmee we hoge klantwaarde bieden en tegemoet kunnen komen aan alle wensen van onze klanten. Onze belangrijkste productgebieden zijn: Mobiliteitshulpmiddelen, liftoplossingen, medische bedden, multifunctionele behandel- en transportstoelen en veiligheidsproducten voor de badkamer voor mensen met verminderde mobiliteit.

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden, en onze dochterbedrijven bevinden zich in de VS, Canada, Groot Brittannië en Australië. Daarnaast werken we samen met distributeurs in meer dan 20 andere landen. Veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid komen bij ons vóór alles. Onze inspanningen zijn permanent gericht op de bewaking en verbetering van de hoogste kwaliteit in al onze producten. Met onze producten leveren wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.

Welkom bij Human Care.



Inhoud

	Pagina
H250	7
I400	8
I700	9
Patient Transfer System	10

Systeem voor het verplaatsen van patiënten – Eenvoudige verplaatsing door één enkele verzorger

Het hedendaagse takenpakket van verzorgers is steeds gevaarlijker geworden als gevolg van de continue noodzaak om patiënten te verplaatsen en verleggen. Dit geldt vooral wanneer gewerkt wordt met bariatrische patiënten.


Dankzij ons PTS-systeem (Patient Transfer System) worden onnodig tillen en risico op letsel voor verzorgers tot het minimum beperkt. Ons systeem voor het verplaatsen van patiënten, oftewel Patient Transfer System (PTS), en onze multifunctionele behandel- en transportstoelen bieden vele uiteenlopende positiemogelijkheden binnen één enkel product. Onze stoelen zijn zo ontworpen dat één verzorger een patiënt eenvoudig en veilig kan verplaatsen of van houding kan laten veranderen. Ze dienen als brancard, mobiele stoel en op maat afgestemde zitmogelijkheid.

De voordelen voor het patiënt verplaatsingssysteem

Het werk van verzorgers is steeds gevaarlijker geworden als gevolg van de continue noodzaak om afhankelijke patiënten te verplaatsen en verleggen. Dus zijn wij vastbesloten om:

- Dit werk lichter te maken
- Vermijdbare ongelukken te verminderen
- Verplaatsing zo veilig mogelijk te maken
- De kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren
- De beleving van de patiënt positiever te maken


1 Plaats de stoel bij het bed in brancard-stand.




2 Maak het bedlaken vast aan verplaatsingsstang.



3 Verplaats de patiënt door aan de hendel te draaien.



4 Breng de stoel in de zitstand en u bent klaar om te gaan!





*” We zetten ons in voor betere zorg-
kwaliteit en meer bewegingsvrijheid
voor mensen met specifieke behoeften.
Dat is onze missie. ”*

Zorg en kwaliteit

Een gebruiker van een product van Human Care kan rekenen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Altijd. En overall. De reden hierachter is ons vergaande streven naar kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid. Ten eerste zijn onze producten ontworpen en vervaardigd volgens de vereisten van alle relevante ISO- en EN-normen.

Ten tweede krijgt elk afzonderlijk product alle benodigde aandacht in elk stadium van de ontwerpfase. Ten derde werkt ons ontwerpteam tijdens de ontwikkeling van onze producten samen met internationaal leidende fysiotherapeuten, om de allernieuwste producten te creëren die allemaal uiteindelijk hetzelfde gemeenschappelijke doel dienen: voordeel en plezier voor hun gebruikers. Zodat ze hun leven kunnen leiden op een zo prettig mogelijke manier. Op hun manier.

*” Dankzij de multifunctionele behandel- en
transportstoel kan één enkele verzorger
een patiënt veilig verplaatsen. De kans op
letsel voor zowel de patiënt als de
verzorger wordt daarbij verlaagd. ”*





Transportstoelen

Ons systeem voor het verplaatsen van patiënten en onze multifunctionele behandel- en transportstoelen bieden vele uiteenlopende mogelijkheden. Onze stoelen zijn zo ontworpen dat één verzorger een patiënt eenvoudig en veilig kan verplaatsen of van houding kan laten veranderen. Ze dienen als brancard, mobiele stoel en op maat afgestemde zitmogelijkheid.

H-250

Transportstoel voor het vervoeren, verplaatsen en van houding veranderen van patiënten

- Biedt veilige verplaatsing in en uit bed
- Oneindig veel standen
- Ideaal voor thuisgebruik



De multifunctionele behandel- en transportstoel H-250 is een uniek hulpmiddel dat eenvoudig en in enkele seconden is te transformeren van brancard tot een mobiele stoel in zitstand. De tilt-in-space-functie bevordert de circulatie, wat afbraak van de huid en andere complicaties van immobiliteit helpt voorkomen.

Met zijn draagvermogen van **113 kg** biedt de H-250 een oplossing om patiënten zo veilig mogelijk te vervoeren, te verplaatsen en van houding te veranderen, zonder tillen. In combinatie met een systeem voor het verplaatsen van patiënten (Patient Transfer System - PTS) biedt de H-250 de mogelijkheid om gemakkelijk tussen een bed en een stoel te wisselen, en wordt het voor een enkele verzorger eenvoudig om een patiënt te verplaatsen. Lees meer over ons PTS op pagina 10.



Omschrijving	Artikel nr.	Breedte van de zitting	Totale breedte	In hoogte verstelbare hoofdsteun	Maximaal gebruikersgewicht	Is geschikt voor gebruikers met uiteenlopende lichaamslengtes
H-250 Chair	B1002-BL	431 mm	610 mm	178 mm	113 kg	1270 - 1980 mm

I-400

Transportstoel voor het vervoeren, verplaatsen en van houding veranderen van patiënten

- Oneindig veel standen
- Eenvoudig te draaien en manoeuvreren
- Geschikt om langdurig op te blijven zitten



De I-400 is een multifunctionele behandel- en transportstoel voor het veilig en comfortabel vervoeren en verplaatsen van patiënten. De stoel kan in oneindig veel lig- of kantelstanden worden gezet. De mogelijkheid om de houding van een gebruiker vaak te veranderen vermindert de kans op doorligwonden aanzienlijk en draagt ertoe bij dat langdurig zitten door gebruikers beter wordt verdragen.

In combinatie met een systeem voor het verplaatsen van patiënten (Patient Transfer System - PTS) biedt de I-400 de mogelijkheid om gemakkelijk tussen een bed en een stoel te wisselen, en wordt het voor een enkele verzorger eenvoudig om een patiënt te verplaatsen. Lees meer over ons systeem voor het verplaatsen van patiënten op pagina 10.



Zwenkwielen met centrale vergrendeling/besturing, veilig voor patiënt en verzorger.



Kan worden voorzien van een systeem voor het verplaatsen van patiënten. Zie pagina 10.



Omschrijving	Artikel nr.	Breedte van de zitting	Totale breedte	Totale lengte	Maximaal gebruikersgewicht
I-400 Chair	B1041-TS-GEL	546 mm	749 mm	1880 mm	181 kg

I-700

Transportstoel voor het vervoeren, verplaatsen en van houding veranderen van patiënten

- Tilt-in-space-functie
- Vermindert het risico op letsel
- Volledig verstelbare hoofdsteun



De I-700 kan in oneindig veel lig- of kantelstanden worden gezet. Door de houding van een gebruiker vaak te veranderen vermindert de kans op doorligwonden en wordt langdurig zitten door gebruikers beter verdragen.

De I-700 kan worden voorzien van een systeem voor het verplaatsen van patiënten zodat één enkele verzorger de patiënt veilig zijwaarts in en uit bed kan verplaatsen. Lees meer over ons systeem voor het verplaatsen van patiënten op pagina 10.



Volledig verstelbare hoofdsteun.



Kan worden voorzien van een systeem voor het verplaatsen van patiënten. Zie pagina 10.



Product omschrijving	Artikel nr.	Breedte van de zitting	Totale breedte	Totale lengte	Maximaal gebruikersgewicht
I-700 Chair	B1071-TS-GEL	686 mm	889 mm	1880 mm	318 kg

PTS

Patient Transfer System (systeem voor het verplaatsen van patiënten)

- Zodat één enkele verzorger de patiënt veilig kan verplaatsen
- Verplaatsing zo veilig mogelijk maken
- De beleving van de patiënt positiever maken




Het vervoeren van een patiënt kan moeilijk en onveilig zijn, vooral in geval van zwaardere patiënten. Al onze stoelen kunnen worden voorzien van ons unieke, eenvoudig aanpasbare Patient Transfer System (PTS).

Ons Patient Transfer System werkt met de meeste bedden en brancards en maakt het voor één enkele verzorger mogelijk om een afhankelijke patiënt veilig en eenvoudig te verplaatsen, vaker, gemakkelijker, met meer waardigheid en zonder het ongemak en de medische beperkingen van traditionele verplaatsingsmethoden.



Omschrijving	Standaard inbegrepen	Artikel nr.
Patient Transfer System set voor H-250	2 stoelsteunen, 5 verplaatsingsriemen, 2 bedstijlen, 1 matrasovertrek (antislip), 1 verplaatsingsstang, 5 lakenclips, 5 plastic pluggen en 2 bedklemmen.	b2004e
Patient Transfer System set voor I-400 (ziekenhuis)	2 bedsteunen, 1 verplaatsingsstang, 5 verplaatsingsriemen en 2 glijzeilen.	b2011a
Patient Transfer System set voor I-400 (thuiszorg)	2 bedstijlen, 1 verplaatsingsstang, 5 verplaatsingsriemen, 1 matrasovertrek (antislip), 5 plastic pluggen, 5 lakenclips en 2 bedklemmen.	b2001c
Patient Transfer System set voor I-700	2 bedsteunen, 1 verplaatsingsstang, 5 verplaatsingsriemen en 2 glijzeilen.	b2013a



“Ik ben niet anders dan u. Ik ben misschien wat ouder, minder soepel. Mijn benen zijn langzaam maar mijn hoofd is snel. Ik heb een carrière. Of die heb ik misschien gehad. Hoe dan ook, ik zit niet bij de pakken neer. Ik kan alles nog bijhouden. Maar sommige dingen kosten me meer moeite. Kleine dingen, en ook een paar grote. Uiterlijk is belangrijk, ik ben nog steeds ijdel. Ik ben nog steeds gelukkig. Ik weet dat ik een beetje hulp nodig heb, eigenlijk wel wat meer dan een beetje. Dat vind ik niet erg als het maar werkt. Maar ja, het is wat het is.”



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.

AUSTRALIA

Unit 9, 271 Wells Road
Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone: +61 3 8773 1111
Fax: +61 3 9773 4008
info.au@humancaregroup.com

CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: 613.723.6734
Fax: 613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN

Årstaängsvägen 21C
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HOLLAND (Tilcentrum)

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171
Fax: 0577-412170
info@tilcentrum.nl

UNITED STATES

4210 S. Industrial Drive, Suite 160
Austin, TX 78744
Phone: 512.476.7199
Fax: 512.476.7190
info.us@humancaregroup.com