



Om een apparaat veilig van op de rolwagen, aan tafel of van in het bed te gebruiken



2-lengtes verstelbaar statief



3-lengtes verstelbaar statief



Vaste klem



Verstelbare klem

2 of 3-lengtes verstelbaar statief

Dit statief bestaat uit 2 of 3 buizen. Een of twee buizen worden (bijna) verticaal gemonteerd. De derde buis die (bijna) horizontaal gemonteerd wordt, zorgt er voor dat de spraakcomputer voor de gebruiker komt te staan.

De Frame Clamp (de klem die op het chassis van de rolstoel vastgemaakt wordt) bestaat uit een inwendig deel dat aan het rolstoelframe bevestigd wordt en een uitwendig deel dat de verticale buis van het statief vasthoudt. Het inwendige en uitwendige deel kunnen heel eenvoudig uit elkaar gehaald worden. Het inwendige deel dat een klein stuk is blijft op de rolwagen staan. De rest van het statief inclusief het uitwendige deel van de frame clamp kan dan weggeborgen worden. Dit is heel handig als men een plooibare rolstoel heeft en het regelmatig in de koffer van de auto moet steken.

De meeste communicatietoestellen zijn tegenwoordig al voorzien van een Quick Release Plate. Deze plaat klikt snel en eenvoudig op de Quick Release Base die op de horizontale buis van het statief gemonteerd wordt. Dit handige systeem maakt het mogelijk om het communicatietoestel snel op het statief te monteren en opnieuw te demonteren.

Er is een vaste en een verstelbare Quick Release Base. De vaste versie wordt meestal voor de manueel te bedienen toestellen zoals LightWriter of Touch Pad gebruikt.

Voor de oogsturing wordt meestal de verstelbare versie gebruikt om het toestel perfect voor de ogen van de gebruiker te kunnen positioneren. Als men in zijn rolwagen goed gepositioneerd zit, kan ook een vaste klem voor de oogsturing gebruikt worden.

DAESSY Statieven



Push-Pull-statief

De horizontale buis van het Push-Pull-statief kan eventueel door de gebruiker zelf gedraaid worden. Zo wordt het communicatietoestel zeer snel en eenvoudig opzij geschoven om uit de rolwagen te stappen of de gebruiker te verzorgen.

Een Push-Pull-statief wordt met de handige klemmen van DAESSY op de rolwagen gemonteerd en kan daarom heel eenvoudig van de rolwagen afgenomen worden.



Push-Pull-statief



Ploibaar statief

Het Ploibaar statief kan in twee eenvoudige bewegingen zijwaarts gevouwen worden. Het communicatieapparaat is dan uit de weg om de verzorging van de gebruiker toe te laten.

Een Ploibaar statief wordt met de handige klemmen van DAESSY op de rolwagen gemonteerd en kan daarom heel eenvoudig van de rolwagen afgenomen worden.



Ploibaar statief



Standaard bedstatieven

Deze statieven staan op wieltjes. De voet heeft een U-vorm en is breed. Het is daarom zeer stabiel en laat de gebruiker toe dicht bij het communicatietoestel te komen.

De verticale buis is telescopisch en in hoogte verstelbaar. De wielen hebben een laag profiel en kunnen onder de meeste bedden geschoven worden. Met behulp van deze statieven kan de gebruiker het communicatietoestel ook liggend in bed gebruiken.



De verticale buis kan in 3 lengtes geleverd worden:

- Lang: 97cm - 147cm
- Medium: 85cm - 135cm
- Kort: 71cm - 114cm



Bedstatieven met kleine voet

Het onderstel van dit statief is 51cm lang bij 38cm breed met een hoogte van 8cm en is ontworpen om onder de voetsteunen en tussen de wielen van de meeste rolstoelen te passen. Dit compacte basisformaat neemt niet alleen minder vloeroppervlak in dan traditionele bedstatieven, maar is ook gemakkelijker op te bergen, met een ingebouwde handgreep. Dit statief heeft naast een telescopische buis ook een in hoogte verstelbare arm. De hoogte kan van 80cm tot 137cm versteld worden. De arm kan toestellen tot maximum 4,0kg dragen.



Tafelstatieven

Deze statieven zijn bedoeld om een communicatietoestel of een ander apparaat veilig op een tafel te plaatsen. De brede voet van deze statieven maakt ze zeer stabiel.

De **standaard** versie heeft een U-buis. Door die buis te kantelen, kan de hoogte in beperkte mate aangepast worden.



Standaard



Hoog

Het **Hoog** tafelstatief heeft een lange verticale buis met een verstelbare klem. Daarom is het ideaal voor een communicatieapparaat met oogsturing.



Groot

Het **Groot** tafelstatief heeft een extra brede voet en daarom nog stabielere dan de andere versies. De hoek van de buis is verstelbaar. Zo kan men de hoogte van het statief veranderen.