



JAY  
POSITIONERINGS-  
ELEMENTEN



ROMP

BEKKEN

VOET



## POSITIONERING

Een goede positionering draagt bij aan het beter functioneren van het lichaam, het energieniveau wordt verhoogd en het biedt de rolstoelgebruiker ondersteuning bij zijn dagelijkse activiteiten.

JAY „positioneringselementen“ is onderdeel van JAY „zitten en positioneren“, welke bestaat uit een ruim assortiment kussens, rugleuningen, hoofddeunen, positioneringselementen en accessoires voor volwassenen en kinderen. Juist de combinatie van de verschillende elementen zorgt voor een optimale positionering en voor een goede zithouding.

## ROMPPOSITIONERING

Ondersteuning van de romp kan het rechtop zitten in een (rol)stoel vergemakkelijken. Een positioneringsvest kan zorgen voor een verbeterde hoofdpositie, een betere ademhaling en slikfunctie en meer controle over de volledige bovenste extremiteit. Bij de romppositioneringselementen wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen, voor elke gebruiker een passende keuze.

DYNAMISCH	STATISCH	VINYL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Flexibel               <ul style="list-style-type: none"> <li>Bij activiteiten rekt dit mee</li> <li>Kan hoge tonus inhiberen</li> </ul> </li> <li>Neopreen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet flexibel</li> <li>Rekt niet uit, beste positionering</li> <li>Sterk materiaal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet flexibel</li> <li>Uiterlijk van leer</li> <li>Eenvoudig schoon te maken</li> <li>Qua sterkte tussen dynamisch en statisch in</li> </ul>

### Romppositionering 'klassiek'



#### 4-punts romppositionering 'klassiek'

De 4-punts romppositionering 'klassiek' zorgt voor een optimale drukverdeling en maximale stabiliteit.

	DYNAMISCH	STATISCH	VINYL	A [mm]	B [mm]
EI*	ATS8107	–	–	165	250
XS	ATS8100	ATS8300	ATS8500	190	320
S	ATS8101	ATS8301	ATS8501	215	380
M	ATS8102	ATS8302	ATS8502	240	485
L	ATS8103	ATS8303	ATS8503	265	570
XL	ATS8104	ATS8304	ATS8504	290	650

\*Early Intervention - voor kleine kinderen

## Rompositionering 'contour'



### 4-punts rompositionering 'contour'

De 4-punts rompositionering 'contour' heeft een vormgeving welke is geoptimaliseerd voor het vrouwelijke lichaam en kan ook gebruikt worden door mannen die zo min mogelijk contact willen tussen de rompositionering en het lichaam.

	DYNAMISCH	STATISCH	VINYL	A [mm]	B [mm]
EI*	ATS9107	–	–	165	250
XS	ATS9100	ATS9300	ATS9500	190	320
S	ATS9101	ATS9301	ATS9501	215	380
M	ATS9102	ATS9302	ATS9502	240	470
L	ATS9103	ATS9303	ATS9503	270	570
XL	ATS9104	ATS9304	ATS9504	290	650

## Rompositionering met rits




### 4-punts rompositionering met rits

De 4-punts rompositionering met rits is gemakkelijk in gebruik wanneer er veelvuldig een transfer gedaan moet worden. Door de rits is de rompositionering eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

	DYNAMISCH	A [mm]	B [mm]
S	ATS8701	215	380
M	ATS8702	240	485
L	ATS8703	270	570
XL	ATS8704	290	650

## H-rompositionering




### H-rompositionering met zijknopsluiting

De H-rompositionering met zijknopsluiting heeft een opening aan de voorzijde waardoor deze eenvoudig te gebruiken is tijdens transfers. Door de instelbare riem in het midden is de aansluiting op het lichaam precies af te stellen.

	DYNAMISCH	STATISCH	A [mm]	B [mm]
EI*	ATS8807	ATS9407	130	250
XS	ATS8800	ATS9400	145	280
S	ATS8801	ATS9401	165	310
M	ATS8802	ATS9402	250	360
L	ATS8804	ATS9403	250	395
XL	ATS8804	ATS9404	250	440



## Y-Style romppositionering



### Y-Style romppositionering

De Y-Style romppositionering zorgt voor een beperkte bewegingsmogelijkheid voor één arm terwijl de andere zijn bewegingsvrijheid grotendeels behoudt. Ideaal bij een asymmetrische houding.

	DYNAMISCH	STATISCH	A [mm]	B [mm]
EI	ATS9167	ATS9367	380	180
S	ATS9161	ATS9361	485	200
M	ATS9162	ATS9362	560	230
L	ATS9163	ATS9363	635	280

## Borstgordel



### Gepolsterde borstgordel

Een gepolsterde borstgordel zorgt voor een beperking van de bewegingen van de romp, maar geeft nog wel vrijheid aan de schoudergordel en daarmee de bewegingsmogelijkheid van de armen.

	STANDAARD	A [mm]	B [mm]
XS	ATS4050	205	75
S	ATS4000	255	75
M	ATS4100	305	75
L	ATS4200	355	100
XL	ATS4300	405	100

## Polspositionering



### Polspositionering

Deze zacht gepolsterde polspositionering zorgt ervoor dat de polsen en handen op de juiste positie blijven, wat kan helpen voor een gehele verbetering van de houding van het lichaam en controle over het hoofd.

		POLSOMTREK
S	ATS7510	140 mm tot 180 mm
M	ATS7520	190 mm tot 230 mm
L	ATS7530	240 mm tot 280 mm



ROMP

BEKKEN

VOET



## BEKKENPOSITIONERING

Een positioneringsgordel bevordert en zorgt voor behoud van een stabiele en goede houding van het bekken.

De positionering van het bekken vormt de basis van de positionering van het gehele lichaam, daarom is de keuze van de juiste positioneringselementen heel belangrijk. Omdat ieder lichaam verschilt, is er keuze uit vele verschillende typen, materiaal en sluitingen.

### Een 2-punts of 4-punts gordel?

De 2-punts gordel is voldoende voor rolstoelgebruikers met weinig kracht en lage spierspanning. De 4-punts gordel biedt extra stevigheid en minder flexibiliteit, ideaal voor gebruikers met een hoge spierspanning en die veel in hun stoel naar voren schuiven. Daarnaast kan met een 4-punts gordel het beoogde doel beter worden gerealiseerd omdat de richting van de krachten beter te sturen is.


### Plaatsing van de gordel

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van de bekkengordel, de krachtrichting t.o.v. het draaipunt speelt hierbij een belangrijke rol.



60 - 70° bekkengordel

### 2-punts gepolsterde bekkengordel met druksluiting



Maat gordel 25 mm, gepolsterd

Deze positioneringsgordel biedt eenvoudige maar zeker ondersteuning van het bekken over een zo minimaal mogelijk oppervlakte. Keuze uit diverse maten gordels en polstering. Daarnaast kan er gekozen worden of de gordel enkelzijdig of dubbelzijdig strak getrokken kan worden.

25 MM MAAT GORDEL	115 MM POLSTERING	140 MM POLSTERING	190 MM POLSTERING
Enkel verstelbaar	APB5115	APB5116	APB5117
Dubbel verstelbaar	APB5125	APB5126	APB5127

40 MM MAAT GORDEL	140 MM POLSTERING	190 MM POLSTERING	240 MM POLSTERING
Enkel verstelbaar	–	APB7212	APB7213
Dubbel verstelbaar	APB7221	APB7222	APB7223

50 MM MAAT GORDEL	240 MM POLSTERING	290 MM POLSTERING
Enkel verstelbaar	APB7313	APB7314

## 2-punts gepolsterde bekkengordel met zijkliksluiting



25 MM MAAT	140 MM POLSTERING	190 MM POLSTERING
Enkel verstelbaar	APB6111	APB6112
Dubbel verstelbaar	APB6121	APB6122
40 MM MAAT	190 MM POLSTERING	240 MM POLSTERING
Enkel verstelbaar	APB6212	APB6213
Dubbel verstelbaar	APB6222	APB6223
50 MM MAAT	240 MM POLSTERING	290 MM POLSTERING
Enkel verstelbaar	APB6313	APB6314

## 2-punts gepolsterde bekkengordel met vliegtuigsluiting



50 MM MAAT GORDEL	1220 MM GORDELLENGTE	1520 GORDELLENGTE
Enkel verstelbaar	APB1448	APB1460

## 4-punts gepolsterde bekkengordel "Type Y"



Een 4-punts positioneringsgordel zorgt ervoor dat de kracht die de gordel uitoefent heel precies gericht kan worden. Hierdoor kan de bewegelijkheid van het bekken geminimaliseerd worden.

	90 MM POLSTERING	115 MM POLSTERING	140 MM POLSTERING	165 MM POLSTERING
25 MM MAAT GORDEL	APB5145	APB5146	–	–
40 MM MAAT GORDEL	–	APB7242	APB7243	APB7244

## 4-punts bekkengordel "Type V-contour"



De werking van deze 4-punts gordel is bijna gelijk aan de 4-punts gordel Type Y, enkel doordat deze over een veel groter oppervlakte polstering heeft voorkomt hij piekdrukken en is deze veel comfortabeler.

	25 MM ZIJKLIKSUITING	40 MM ZIJKLIKSUITING	50 MM ZIJKLIKSUITING
POLSTERING			
KLEIN	APB3616	–	–
MEDIUM	–	APB3627	–
GROOT	–	–	APB3638
	25 MM GESP MET DRUKKNOOP	40 MM GESP MET DRUKKNOOP	50 MM GESP MET DRUKKNOOP
POLSTERING			
KLEIN	APB3717	–	–
MEDIUM	–	APB3727	–
GROOT	–	–	APB3738

## Bekkenpolstering

Polstering kan een comfortabele laag toevoegen aan de gordel.

De lengte van de gordel zelf is ongeveer 85 cm per zijde.

	MAAT GORDEL [mm]	BREEDTE [mm]	LENGTE [mm]
APB1801	250	40	140
APB1802	250	40	190
APB1803	400	50	190
APB1804	400	60	240
APB1805	500	70	240
APB1806	500	70	290



ROMP

BEKKEN

VOET



## VOETPOSITIONERING

Het positioneren van de voeten zorgt voor het behouden van de juiste positie van de voeten en enkels wat een positief effect heeft op de gehele lichaamshouding.

### Voetenbak (per stuk)



	ZONDER BANDEN	INCL. GEPOLSTERDE BANDEN	A [mm]	B [mm]
S	TST6000	TST6001	145	75
M	TST6100	TST6101	200	85
L	TST6200	TST6201	250	100
XL	TST6300	TST6301	325	135

### Voetenbak met achillespees uitsparing (per stuk)



	INCL. 2 GEPOLSTERDE BANDEN	A [mm]	B [mm]
S	TST6061	145	75
M	TST6161	200	85
L	TST6261	250	100
XL	TST6361	325	135

### Voet- en enkelpositionering (per stuk)



	ENKELPOSITIONERING INCL. MONTAGEPLAAT	ENKELPOSITIONERING EX. MONTAGEPLAAT	A [mm]	B [mm]
XS	–	TST6501R TST6501L	150	115
S	TST6510R TST6510L	TST6511R TST6511L	200	130
M	TST6520R TST6520L	TST6521R TST6521L	200	130
L	TST6540R TST6540L	TST6541R TST6541L	250	130
XL	TST6560R TST6560L	TST6561R TST6561L	270	165



Bekijk ook onze andere documentatie over positionering, ten behoeve van **zitkussens, rugleuningen en hoofdsteunen.**

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij u naar het orderformulier.  
Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.