




# Aqtor!

Unlimited Freedom



**2KERR**  
MOBILITY



**VOOR IEDEREEN  
EEN PASSENDE  
BALANSROLSTOEL**

## 2KERR is dé specialist in hulpmiddelen met balanstechniek

Waarschijnlijk heb je al een beeld bij onze producten, maar in deze brochure willen we je graag verder informeren. Wat is een balansrolstoel, hoe werkt de techniek en wat kan dit voor mij betekenen?

We hechten er veel waarde aan om je breed te informeren en onafhankelijk te kunnen adviseren. Daarom brengen wij alle producten, kennis en ervaring bij elkaar in ons Experience Center zodat jij als klant een goede keuze kunt maken. Een keuze waar je vele jaren plezier aan kunt beleven en belangrijker nog; een stuk kwaliteit van leven.

Hoe fijn is het om de vrijheid te hebben om zelfstandig op pad te kunnen gaan? Bij 2KERR staan we voor je klaar om die vrijheid in mobiliteit mogelijk te maken; hierbij sta jij als gebruiker centraal!

### Wat is een balansrolstoel?

De balansrolstoel kan je in het kort omschrijven als een rolstoel met (Segway) balanstechniek. De techniek bewaart de balans en maakt het mogelijk om op 2 wielen te rijden. De balansrolstoel is daarom zeer compact en wendbaar. Geen zorgen, je hoeft hiervoor niet zelf te balanceren, dat doet de machine voor je. De techniek zorgt er 100 keer per seconde voor dat je perfect in balans blijft en dus niet omvalt.

## Is een balansrolstoel geschikt voor mij?

Een balansrolstoel is een innovatief hulpmiddel waar nog veel onbekendheid over bestaat. Wij noemen het een balansrolstoel omdat het is bedoeld als mobiliteitsproduct voor mensen die niet of slecht kunnen lopen. Een balansrolstoel kan een uitkomst bieden bij allerlei beperkingen waaronder: dwarslaesie, MS, spierziekten, Spina Bifida, ALS, amputatie en artrose.

We maken onderscheid tussen 2 soorten balansrolstoelen:

### Actieve balansrolstoel:

Deze balansrolstoel betreft de gebruiker actief bij het rijden. Door het gewicht van je bovenlichaam naar voren/achteren te bewegen kan je rijden/remmen. Voor het gebruik van een actieve balansrolstoel is dus wel enige rompstabiliteit nodig.

### Passieve balansrolstoel:

Deze balansrolstoel is gemakkelijk te besturen door middel van een joystick. Je hoeft zelf dus eigenlijk helemaal niets te doen. Een goede rompstabiliteit is dus geen vereiste om in dit type balansrolstoel te kunnen rijden.



### Probeer verschillende ondergronden in ons Experience Center:



## Wat zijn de voordelen van balanstechniek?

Doordat de balansrolstoel op 2 brede wielen rijdt, is hij zeer compact en wendbaar en kan hij dus gemakkelijk om zijn as draaien. Een balansrolstoel rijdt met het grootste gemak over zand, grind, gras en bospaden. Zo worden 'onbereikbare' plekken weer bereikbaar.

Door de specifieke balanstechniek kun je om je as draaien, ideaal dus in kleine ruimten zoals bijvoorbeeld een lift. De afmetingen zijn vergelijkbaar met een lichtgewicht actieve rolstoel waardoor je gemakkelijk door deuropeningen of smalle gangpaden van de supermarkt rijdt. Tegelijkertijd bieden de sterke elektromotoren de mogelijkheid om op het fietspad met maximaal 20km/u naar huis te rijden.

De balansrolstoel is makkelijk mee te nemen in de auto doordat het stuur, de rugleuning en de voetsteun zijn weg te klappen of weg te nemen. Naast de functionaliteit is een balansrolstoel ook gewoon leuk om mee te rijden. Ze zien er modern en 'cool' uit waardoor ze niet stigmatiserend zijn!





## Bi-Go actieve balansrolstoel

Een nuchter Nederlands ontwerp met mechanische parkeersteunen en een sterk stalen frame. De Bi-Go balansrolstoel is het no nonsens instapmodel voor de ultieme controle! Bedacht en gemaakt voor een goede prijs/kwaliteit combinatie, met veel opties voor aanpassingen.

De no nonsens Bi-Go geeft jou de handvatten voor een mobieler leven. Het rechthoekige rechtaan frame geeft veel mogelijkheden, maar vraagt wel meer aandacht en betrokkenheid van de gebruiker. Je kunt met een Bi-Go bijvoorbeeld niet op een ongelijke ondergrond parkeren. Het instapmodel geeft je de vrijheid van de balansrolstoel tegen een voordelige prijs. Door de manuele bediening, geeft de Bi-Go jou het gevoel van controle. Makkelijk wegrijden of snel parkeren is een pluspunt hiervan.



### De kracht van eenvoud

- Erg compact
- Lage instap
- No nonsens opbouw
- Manuele bediening

### Specificaties Bi-Go

- Afmetingen: 60 x 64 x 68 cm
- Gewicht: 60 kg
- Max. snelheid: 20 km/uur
- Actieradius: 30 km



**BI-GO**



Het stalen frame geeft de Bi-Go een stoere look en kan tegen een stootje. De Bi-Go is volledig aan te passen aan de persoonlijke smaak, waardoor jij in een unieke balansrolstoel kan rijden. In combinatie met het krachtige Segway platform, brengt de Bi-Go jou van A naar B.



[www.2kerr.com/bi-go/](http://www.2kerr.com/bi-go/)

### Tip: heb je zelf al een Segway?

Wist je dat een Bi-Go frame ook op een gebruikte Segway gemonteerd kan worden. Hierdoor is er van alles mogelijk in verschillende prijsklassen. Beschik je dus al over een eigen Segway? Dan is het mogelijk om jouw Segway om te laten bouwen naar een Bi-Go.



## Genny **actieve** balansrolstoel

Denk je aan de Genny, dan denk je aan het Italiaanse design. De Genny balansrolstoel heeft een uniek gestroomlijnde vorm met extra aandacht voor details. Hierbij zet de Genny net dat extra stapje. Een Segway platform met een fraai Italiaans design wat zorgt voor de perfecte combinatie.

Als grondlegger van balansrolstoelen en de jarenlange ervaring weet Genny precies hoe een balansrolstoel moet werken. Het heeft zich al 10 jaar bewezen als een betrouwbaar product. De Genny is niet alleen een technisch doorontwikkelde machine, maar ook voorzien van een strak design. Genny werkt samen met grote merken zoals Tarta. Daardoor biedt de Genny balansrolstoel niet alleen een complete designervaring, maar ook optimaal comfort en de ideale houding tijdens het rijden.



### Integratie door **design**

- Italiaans design
- Grondlegger van de balansrolstoelen
- Standaard Tarta rugleuning
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren

### Specificaties Genny

- Afmetingen: 70 x 65 x 70 cm
- Gewicht: 85 kg
- Max. snelheid: 12 km/uur
- Actieradius: 30 km



De Genny balansrolstoel bestuurt je eenvoudig met je bovenlichaam. De balansrolstoel kan om zijn as draaien, dus is het mogelijk om je in een kleine ruimte nog steeds goed verplaatsen. De Genny is voorzien van een uitstekend veiligheidssysteem, zodat je altijd zorgeloos op pad kan.



[www.2kerr.com/genny/](http://www.2kerr.com/genny/)



**GENNY**  
MOBILITY

### Tip: liever een tweedehands Genny?

Wist je dat we ook altijd een aantal verschillende tweedehands balansrolstoelen in onze showroom hebben staan? Omdat Genny al het langst in gebruik is, is er relatief veel tweedehands aanbod. Neem gerust even contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.

## “Dit zijn mijn benen!”

**“3 jaar geleden werd ik wakker met spierpijn en dacht dat ik een goede griep te pakken had. Twaalf dagen later stond m’n leven opeens op z’n kop ... Ik bleek geen griep te hebben maar de spierpijn bleek een spierziekte te zijn.” Zo begint Ilse haar verhaal.**

“Sindsdien loop ik nooit meer zonder pijn, ben ik vaak moe en heb ik m’n leven aan moeten passen. Ik had een scootmobiel, en ja die bracht me waar ik wilde. Maar het voelde voor mij niet echt prettig om daarin te zitten....”



Ilse vervolgt: “Toen kwam mijn vader een balansrolstoel tegen en liet mij dit zien: de tranen rolden letterlijk over mijn wangen! Ik zag dat je ermee door het bos kon, op het strand en zelfs door het weiland! Ik zag vrijheid!!! We hebben een hond en ik zag mogelijkheden die er nu niet voor me waren!”

“Diezelfde week zijn we naar 2KERR geweest en zodra ik op de Bi-Go balansrolstoel ging zitten voelde dat als een stuk verlenging van mijzelf. Ik zei letterlijk; “Dit zijn mijn benen!”. Even naar de stad, speuren in het bos met de hond, op vakantie ... waar ik ben, is mijn Bi-Go.”

## “Mijn vrijheid terug, dankzij de Freee!”



**Chiel vertelt over zijn balansrolstoel: “Ik heb door botontkalking stenoses (vernauwingen) in de rug en de nek. Hierdoor kan ik niet meer lang lopen (max. 50 meter). Door toeval kwam ik Ayla tegen op een Freee. Zij vertelde mij dat het bedrijf 2KERR deze balansrolstoelen verkoopt en ook een goede begeleiding verzorgt.”**

“Direct heb ik naar 2KERR gebeld voor een afspraak; zeer vriendelijke en behulpzame mensen. Ik werd verrast door de wendbaarheid en het bedieningsgemak.”

“De wereld ging voor mij open” vertelt Chiel. “Je kan op de weg, in het zand, door het gras enz. rijden. Het kon niet op. De Freee heeft mij weer tot een vrije vogel gemaakt. Met mijn Freee kom ik weer overal. Ik ga met mijn vrouw mee als zij gaat fietsen; ik ga een boswandeling maken; naar winkels en musea. Kortom, ik kan dankzij de Freee alles weer wat normale 70ers ook doen.”

## “Zowat iedere rit wel een opgestoken duim!”



**“Ik rijd een Genny en ik kan het iedereen aanraden.” vertelt Maarten enthousiast. “Het is een snelle en compacte klimgeit. We wonen aan een geluidswal en daar tiggert de Genny probleemloos en vlot naar boven. Daarbij vind ik het fijn dat ik, heuvel op en heuvel af, altijd keurig rechtop blijf.”**

“Ik rijd er ook regelmatig mee naar kantoor. Ideaal bij een beetje lekker weer, dan kan de auto thuisblijven en geniet ik van de frisse lucht” aldus Maarten.

“Verder gebruik ik de Genny veel in mijn vrije tijd. Ik doe aan handboogschieten en normaal gesproken is het dan lastig om met je rolstoel de pijlen te halen. Met mijn Genny kan ik zelf mijn pijlen claimen, ook in het veld. De Genny walst met gemak over de oneffenheden, hij is al mee geweest naar Frankrijk, Bulgarije en zelfs op de middenstip in het PSV-stadion.”

“Ook leuk is de aanspraak die ik onderweg heb. Mensen zijn positief nieuwsgierig en de jeugd ziet het niet als een “scootmobiel” maar als een nieuwe vorm van persoonlijk transport. Dat geeft zowat iedere rit wel een opgestoken duim of een leuk gesprekje.”

## “Wat is mijn leven veranderd!”

**Suus: “Wat is mijn leven veranderd sinds de komst van de Bi-Go. Terwijl we zoekende waren naar een passend loophulpmiddel kwam in de EDS Facebookgroep de balansrolstoel voorbij. Mijn eerste reactie was een hele grote WOW.”**

“Mijn handbewogen rolstoel was al ingeruild voor een rolstoel met Wheeldrive, maar ook daar kon ik slechts zo’n twee tot drie km mee rijden. Andere opties boden, vanwege de statische houding, geen soelaas” vervolgt Suus.



“Na een gedegen test was ik overtuigd: de Bi-Go was voor mij de oplossing. De actieve zithouding en het voortdurend in beweging zijn is voor mij ideaal. Ik vertoef het liefst in de natuur; voor het eerst in jaren kan ik weer echte wandelingen maken door het bos. Voor mij is de Bi-Go de aanschaf van de eeuw!” Suus heeft een tweedehands Bi-Go balansrolstoel aangeschaft. Ze heeft het bedrag gedeeltelijk via een PGB van de gemeente gekregen, dat heeft ze zelf verder aan kunnen vullen door middel van crowdfunding.



## Freee actieve balansrolstoel

De Freee staat voor Duitse degelijkheid in combinatie met vooruitlopende veiligheids-technieken. De Freee straalt klasse uit waar je trots op kan zijn. De Freee balansrolstoel is een compleet afgewerkte machine die van binnen als van buiten klopt. Bospaden, stranden en zandwegen blijven niet langer een droom, maar worden werkelijkheid met de Freee F2.

De Freee kenmerkt zich door de slimme veiligheidstechnieken. Door onafhankelijke parkeersteunen kan je de Freee op elke gewenste ondergrond parkeren. Zowel op een vlakke ondergrond als op een kleine schuine helling zorgt de Freee balansrolstoel ervoor dat je altijd veilige kunt parkeren. Daarnaast parkeert de balansrolstoel automatisch wanneer er een storing wordt opgemerkt.



### All-round kwaliteit

- Meest doorontwikkelde techniek
- Onafhankelijke parkeersteunen
- Neerklapbare transfersteunen
- Storingsherkenning

### Specificaties Freee

- Afmetingen: 81 x 66 x 60 cm
- Gewicht: 75 kg
- Max. snelheid: 20 km/uur
- Actieradius: 30 km



De standaard multifunctionele rugleuning van de Freee is met één druk op de knop gemakkelijk in te stellen. Ondersteund door het krachtige Segway platform is er geen uitdaging te groot voor de Freee balansrolstoel.



[www.2kerr.com/freee/](http://www.2kerr.com/freee/)

### Meer ondersteuning nodig?

Het is goed om te weten dat de Freee balansrolstoel veel mogelijkheden biedt voor extra ondersteuning. Bijvoorbeeld voor lange mensen is een extra hoog frame verkrijgbaar. Vraag ernaar bij een van onze medewerkers, wij helpen je graag met al je vragen.



## Hoss **passieve** balansrolstoel

Dankzij de eenvoudige bediening is de Hoss de meest toegankelijke balansrolstoel voor iedereen. De Hoss is makkelijk te bedienen door middel van een joystick, dus je rijdt er zo mee weg. Deze balansrolstoel is nieuw ontwikkeld en maakt gebruik van de laatste stand der techniek.

Je hoeft in de Hoss zelf niets te doen, je hebt de volledige controle doordat je gebruik maakt van de joystick. Een goede rompstabiliteit is daarom dus geen vereiste om in de Hoss te kunnen rijden. Op het moment dat de Hoss in balans komt, analyseren de sensoren honderden keren per seconde het gedrag van zowel de bestuurder als de grond. Daarmee balanceert de Hoss de bestuurder alsof hij op twee benen staat.



### Volledige **controle**

- Wendbaar, zowel binnen als buiten
- Modern design; duurzame materialen
- Uniek veiligheidssysteem
- Verschillende rugleuningen mogelijk

### Specificaties Hoss

- Afmetingen: 84 x 67 x 90 cm
- Gewicht: 100 kg
- Max. snelheid: 15 km/uur
- Actieradius: 30 of 60 km (afhankelijk van gekozen model)



**hoss**  
MOBILITY



De Hoss balansrolstoel is voorzien van een uniek veiligheidssysteem. Dit systeem is volledig onafhankelijk van de hoofdaandrijving en reageert adequaat in elke situatie. Op deze manier kan jij je concentreren op de belangrijke dingen en zorgeloos rijden.



[www.2kerr.com/hoss/](http://www.2kerr.com/hoss/)

### Veiligheid voorop!

De conditie van het balanssysteem wordt permanent bewaakt door het gepatenteerde ondersteuningssysteem. Hierdoor kan de Hoss in een fractie van een seconde parkeren en veilig tot stilstand komen.

## Omeo actieve balansrolstoel

Omeo is een innovatieve balansrolstoel uit Nieuw-Zeeland. Eigenwijs op een goede manier: de Omeo heeft namelijk zowel een joystick als een unieke dynamische stoelbesturing. Voor het besturen is wel een goede fysieke controle vereist. Meerdere kleuren en een off-road kit zijn leverbaar.



Meer weten? Ga naar:  
[www.2kerr.com/omeo](http://www.2kerr.com/omeo)



## iBOT elektrische rolstoel

De iBOT biedt meer mogelijkheden dan een gewone elektrische rolstoel en net zoveel comfort. De iBOT is een multifunctioneel persoonlijk mobiliteitshulpmiddel en maakt het mogelijk om weer mee te doen, waar je ook bent. Binnen/buiten, on/off-road, hoog/laag zitten en zelfs de trap op en af.



Ontmoet de iBOT:  
[www.meetibot.com](http://www.meetibot.com)

## Ervaar zelf de vrijheid en het plezier!

In het 2KERR Experience Center hebben we veel verschillende balansrolstoelen, dus er is voor iedereen wel een goede match. Of je nu een off-road rolstoel zoekt, een modern hulpmiddel waarmee je vooral hip door de binnenstad wilt rijden of een handig hulpmiddel om de hond uit te laten. Bij ons vind je altijd de balansrolstoel die het beste bij je past.

### Hoe werkt een proefrit bij 2KERR?

In onze showroom spreken we dagelijks actieve rolstoelgebruikers, scootmobielrijders of mensen die gebruik maken van een wandelstok of rollator. Hierdoor hebben we veel ervaring met rolstoelgebruik en het passen van hulpmiddelen. Kom je bij ons voor een proefrit, dan bespreken we eerst met je welk gebruik je voor ogen hebt en wat je fysieke mogelijkheden zijn. Vervolgens starten we de proefrit en gaan we rijden over het unieke testparcours.



Afspraak maken? [www.2kerr.com/proefrit/](http://www.2kerr.com/proefrit/)

## Ontdek alle specificaties en vergelijk:

	Bi-Go	Genny	Freee	Hoss	Omeo	iBOT
Parkeersteunen	Mechanisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	n.v.t.
Afneembaar stuur	Ja	Ja	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Verstelbaar stuur	Ja	Ja	Ja	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Zithoogte zonder kussen	49-54 cm	56-58 cm	54-60/70 cm	56-60 cm	63 cm	46 cm
Instelbare voetsteun	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Op maat
Opklapbare voetsteun	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Op maat
Verlichting	Losse set	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Optioneel
Transfersteunen	Nee	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
Verstelbare rugleuning	Optioneel	Ja	Ja	Ja	Nee	Op maat
Rugleuning bij vervoer	Omklapbaar	Omklapbaar	Afneembaar	Omklapbaar	Afneembaar	Omklapbaar
Zitkussen	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Vast	Op maat
Afmetingen (lxbxh)	60x64x68 cm	70x64x70 cm	81x66x60 cm	84x67x90 cm	77x64x61 cm	84x64x96 cm
Hoogte ingeklapt	66 cm	71 cm	68 cm	68 cm	63 cm	74 cm
Gewicht	60 kg	75 kg	75 kg	110 kg	75 kg	122 kg
Max. toelaatbaar gewicht	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg	100 kg	23-136 kg
Max. snelheid	20 km/u	12 km/u	20 km/u	15 km/u	20 km/u	12 km/u
Actieradius	30 km	30 km	30 km	30 of 60 km*	30 km	35 km
Laadtijd	6 uur	6 uur	6 uur	5-6 uur	6 uur	6 uur

## Kan ik een balansrolstoel huren?

2KERR heeft enkele modellen beschikbaar voor verhuur waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld een weekend of een week gebruik te maken van een balansrolstoel. Huur je voor de eerste keer? Dan is het noodzakelijk om een training te volgen. Neem contact met ons op voor de voorwaarden, we helpen je graag op weg.





## Connect Carrier e-bike

Met je eigen rolstoel boodschappen doen en ook je kindje er nog bij? Of wil je gewoon veel meenemen? Dan is de Connect Carrier aankoppelbare bakfiets dé oplossing.




## Opvouwbare oprijplaten

Deze set opvouwbare oprijplaten is de meest eenvoudige manier om je (balans) rolstoel mee te nemen. Met deze lichtgewicht aluminium platen rijd je met gemak je machine in auto, caravan, camper of boot. Voorzien van een opstaande rand en uitstekende grip op het rijvlak. Lengte: 200 cm.



## Enduro off-road wielset

De enduro wielset is perfect voor terrein rijden. Een kleinere velg gecombineerd met bredere banden zorgt voor meer grip. De brede band heeft meer luchtdemping voor extra comfort.



## Tarta rugleuning

Een goede positionering en zitpositie is cruciaal bij onze producten en hierbij kan een Tarta rugleuning fantastisch helpen. Ook wanneer je bijvoorbeeld een wat mindere rompstabiliteit hebt.

### Tarta Original

Het originele Tarta model is zeer veelzijdig en maximaal instelbaar. Er is keuze uit een standaard model of een contour model met meer zijdelingse ondersteuning.

Hoogte: 4, 5 of 6 lagen  
Maten: S, M, L en XL



### Tarta Emys

Het nieuwste design product van Tarta biedt een modern design met veel personalisatiemogelijkheden.

Hoogte: 3, 4 of 5 lagen  
Maten: S, M, L, XL



## V-Trak rugleuning

De V-Trak rugleuning biedt op verschillende manieren ondersteuning. Zo kan de rugleuning zacht of hard worden ingesteld, om de juiste druk te geven op verschillende plekken in de rug. Ook biedt deze rugleuning zijdelingse steun, wat ervoor zorgt dat je goed rechtop blijft zitten.

Verkrijgbaar in verschillende maten.



## Design velgen

Een stoere design velg laat elke voorbijganger twee keer kijken. Deze velgen zijn in elke gewenste kleur te verkrijgen. De design velg is niet alleen erg mooi, maar ook sterker dan de originele Segway velg.



## Contour Comfort zitkussen

Comfortabel zitkussen met voorgevormde ondersteuning voor bovenbenen. Het anatomische ontwerp zorgt voor een goede drukverdeling, stabiliteit en voorkomt onderuitzakken. Ook in leder.

Materiaal: polyurethaan koudschuim afgewerkt met ventilerend lusdoek.



## NXT Biofit zitkussen

Dit schuimkussen is opgedeeld in verschillende lagen, die zo nodig weer afzonderlijk aan te passen zijn. Hierdoor kan je zitproblemen zoals decubitus voorkomen. Deze kussens zijn zo aan te passen dat je altijd in een goede, comfortabele houding zit. De vorm van het zitvlak zorgt ervoor dat je benen goed bij elkaar blijven.



## Kinetic Balance kleding

De kleding van Kinetic Balance houdt je droog en warm en past perfect bij je actieve levensstijl, ondanks je beperking.



## Quokka tassen

Quokka's tassen zijn speciaal ontwikkeld voor rolstoelgebruik en zijn daarom ook ideaal voor onze producten.



## Occasions

Wij hebben ook altijd diverse tweedehands modellen op voorraad. Neem even contact met ons op en we helpen je graag verder!






## Medische aspecten van een balansrolstoel

Een balansrolstoel is een geheel nieuw segment in de mobiliteitshulpmiddelen. Veel mensen weten nog niet van het bestaan van een balansrolstoel af. Daarnaast is er een aantal misverstanden ten aanzien van deze rolstoelen die gebruik maken van (Segway) balanstechiek.

Het gebruik van een balansrolstoel is gemakkelijker dan men vaak denkt, maar vereist wel enige rompstabiliteit en een zelfstandige transfermogelijkheid van de gebruiker. Een balansrolstoel maakt van de gebruiker een soort van bedieningshendel. De techniek van de stoel bewaart de balans, dat hoeft je natuurlijk niet zelf te doen. De balansrolstoel volgt de bewegingen van de gebruiker, zowel om vooruit als om achteruit te bewegen. Zo ontstaat een naadloze samenwerking tussen mens en machine.

### Ergonomie

De bewegingen van het bovenlichaam zorgen ervoor dat de balansrolstoel gaat rijden of weer stopt, daardoor wordt een rechte en actieve zithouding afgedwongen. In tegenstelling tot een reguliere rolstoel, waarin een statische en gebogen houding gebruikelijk is, wordt het lichaam gestimuleerd om actief de spieren in de romp te gebruiken. De romp wordt hierbij uitgestrekt naar boven en is tijdens het rijden actief in beweging.



### Actieve beweging bovenlichaam

Door de actieve bewegingen worden spieren continue aangesproken en getraind, zelfs spieren waarvan de zenuwen niet actief zijn. Dat zorgt voor een betere doorbloeding en activering van de spijsvertering. Tijdens het gebruik van de balansrolstoel varieert ook de drukverdeling op het zitvlak waardoor ook hier een betere doorbloeding plaatsvindt. Dat heeft als voordeel dat zelfs decubitus kan worden voorkomen.

### Blessure preventie

Doordat bij een balansrolstoel gewichtsverplaatsing van het bovenlichaam wordt gebruikt als aandrijving, worden de armen alleen gebruikt om het stuur te bedienen. Hierdoor is er geen belasting voor de armen en schouders en worden bekende structurele blessures voorkomen. Vooral schouderklachten zijn een groot probleem onder rolstoelgebruikers, met veel pijn en soms zelf operatieve ingrepen als gevolg. Het gebruik van een balansrolstoel kan deze problemen voorkomen. Daarnaast is een balansrolstoel een ideaal hulpmiddel om in te zetten bij revalidatie of herstel.

## Een product van 2KERR via WMO aanvragen?

Voor de aanschaf van een balansrolstoel is het mogelijk om gebruik te maken van de WMO of PGB.

### Wat is WMO?

De gemeente voert de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uit. Deze wet is er voor iedereen met een beperking die hulp nodig heeft om bijvoorbeeld thuis te kunnen blijven wonen of om meer zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als je dus hulp nodig hebt, dan is de gemeente verplicht om je daarbij te ondersteunen.

Ten aanzien van hulpmiddelen stelt de gemeente een kernassortiment op waarmee de meest gangbare hulpmiddelen kunnen worden verstrekt. Een balansrolstoel van 2KERR valt niet in het kernassortiment, daardoor wordt deze dus niet standaard verstrekt. Als je goed kan onderhouden dat er specifieke behoeftes zijn die je niet kan bereiken met een standaard hulpmiddel maar wel met een balansrolstoel, is het wel degelijk mogelijk om aanspraak te maken op de WMO.

### WMO aanvragen voor een balansrolstoel

Is een balansrolstoel voor jou de beste oplossing? Dan dien je een maatwerk aanvraag te doen bij je gemeente en zal er een onderzoek worden gestart. Samen met de gemeente bekijk je welke hulp nodig is en hoe de gemeente daarin kan bijspringen.

### Een balansrolstoel via het PGB

Een tweede manier voor ondersteuning vanuit de gemeente is het persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB is het mogelijk om een balansrolstoel (gedeeltelijk) vergoed te krijgen via de gemeente. Hiervoor kan je bij je eigen gemeente ook terecht bij het WMO loket.

### Mogelijkheden via het UWV

In Nederland willen we iedereen een kans geven op de arbeidsmarkt, ook mensen met een fysieke beperking. Er is zelfs een participatie verplichting voor bedrijven om werkplekken aan te bieden voor mensen met een beperking. Het UWV bemiddelt en ondersteunt hierbij. Het UWV kan bijvoorbeeld voorzieningen verstrekken, zodat je ondanks je fysieke beperking je werk gewoon kunt uitvoeren of überhaupt op je werk kunt komen. Een balansrolstoel van 2KERR kan hierbij een uitkomst bieden.

**Vragen of heb je hulp nodig?  
Bel 0412 488 705 en we helpen je graag verder!**

### Hoe doe ik een aanvraag bij de WMO?



Veel van onze klanten hebben dit traject doorlopen en door hun ervaringen hebben we veel kennis opgebouwd om jou te helpen bij je aanvraag. Daarnaast zien we de laatste jaren een duidelijke trend dat steeds meer gemeenten de voordelen gaan inzien van de 2KERR producten en overgaan tot een WMO verstrekking of PGB toekenning. Wij kunnen je uitgebreid adviseren over een WMO aanvraag via je gemeente en we kunnen je ondersteunen bij de noodzakelijke procedure.





Kom kennismaken en ervaar zelf de vrijheid! Onder professionele begeleiding kan je op ons testparcours verschillende producten testen en vergelijken. Je krijgt van ons een eerlijk advies wat voor jou de beste oplossing is.

#### Contactgegevens:



+ 32 9 221 46 22



[mobiliteit@aqtor.be](mailto:mobiliteit@aqtor.be)



[www.aqtor.be](http://www.aqtor.be)

#### Mobility Center:



Herman Teirlinckstraat 15  
9041 Oostakker