



- Zeer compacte motor
- Verbeterd vrijloop systeem, makkelijke anti-tip en krachtige motoren
- Makkelijk aan- en af te koppelen, zelfs met 1 hand
- Krachtige 130W motoren
- Betrouwbare PG nVR2 besturing
- Lithium accupakket 12Ah (297Wh, voldoet aan IATA regels voor vlieg reizen)



'DANKZIJ DE LIGHT DRIVE IS HET GEEN VRAAG MEER OF IK EROP UIT ZAL GAAN. IK KAN NIET MEER ZONDER!'

Light Drive. De voordelen van een handbewogen rolstoel combineren met de kracht van een elektrische rolstoel. Snel en eenvoudig te monteren. De Light Drive transformeert uw handbewogen rolstoel in een volledige elektrische rolstoel, in minder dan 20 seconden.

De lichtgewicht Light Drive kan gemonteerd worden op bijna alle typen handbewogen rolstoelen, zonder beperkingen voor wat betreft opvouwbaarheid of wendbaarheid.

Light Drive 2.1 in gebruik

De rolstoel wordt op beide wielen apart aangedreven; de wendbaarheid van uw rolstoel blijft daardoor behouden.


Door het omzetten van de hendels is het gemakkelijk te wisselen tussen elektrisch rijden of de vrijloopstand. Dit kan eventueel zittend vanuit de stoel gedaan worden (indien lichamelijk mogelijk).

Vanwege de hogere snelheid en kracht van de aandrijving, zit er standaard een afneembaar antiekiewiel achterom om maximale stabiliteit te waarborgen.

Met de Light Drive kunt u in de achteruitstand gemakkelijk drempels oprijden. Hellingen tot 20 procent vormen geen belemmering (persoon van ong. 70 kg). De snelheid is naar wens van de berijder in te stellen.



Enkele voordelen

-  Met de Light Drive heeft de berijder de elektrische rolstoel altijd bij de hand, de motor kan perfect meegenomen worden in de auto en wanneer nodig is de aandrijving in 20 seconden geplaatst!
-  Wielen wisselen is niet nodig, de aandrijving koppelt u eenvoudig in de voorgesmonteerde beugels. (De afmetingen of opvouwmogelijkheden van de rolstoel veranderen door deze beugels niet.)
-  De Light Drive maakt de rolstoel niet breder, en past op nagenoeg alle handbewogen rolstoelen met wielen vanaf 22" en groter. Dus ook wanneer er een nieuwe rolstoel verstrekt wordt, kan de Light Drive weer gemonteerd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS LIGHT DRIVE 2.1

Actieradius (afhankelijk van omstandigheden)	15 km
Snelheid; afstelbaar op joystick	tot 10 km/u
Maximale hellingshoek	11%
Max. gebruikersgewicht	120 kg
Gewicht aandrijving	8,8 kg
Gewicht Lithium batterij pakket (12Ah)	3,9 kg
Vermogen van de motoren	2x 130W 24V
Oplaadtijd 12Ah accu	max 6 uur
Leverbare kleuren. Standaard: zwart	optioneel: zie hieronder

De Light Drive is een product van Benoit Systemes uit Frankrijk, en wordt op de Nederlandse markt gebracht door Mobility & you BV

© 2022 JUNI

Aqtor!

Herman Teirlinckstraat 15, 9041 Oostakker

053/430232

mobiliteit@aqtor.be

