

Lightning



De **Lightning** elektrische rolstoel is uitgerust met vering die het rijden buiten en over oneffen terrein soepeler maakt en op deze manier voor een comfortabele rit zorgt. De Lightning is optioneel met 12,8 km/h motoren verkrijgbaar. Het volledig instelbare zitsysteem biedt iedere gebruiker een comfortabele zitpositie.



QUANTUM[®]

#1 FOR REHAB POWER



| quantumrehab.nl

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" luchtbanden of massief
ZWENKWIELEN	10" luchtbanden
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 10,6 km/h
BODEMVRIJHEID	102 mm
DRAAICIRKEL ²	756 mm
LENGTE ^{2,5}	1100 mm met beensteunen 910 mm zonder beensteunen
BREEDTE ^{2,5}	635 mm
VERING	Active-Trac ATX met Long Trail arm
MATEN ZITSTYSTEEM	
TRU-BALANCE FLEX ¹¹	Width: 380 - 560 mm Depth: 380 - 510 mm
TRU-BALANCE 3 ¹¹	Width: 305 - 610 mm Depth: 305 - 610 mm
ZIT TOT GROND HOOGTE ^{8,9,10}	420 mm (Low) 445 mm (Middle) 470 mm (High)
ACCU'S ³	Twee 12 volt, deep-cycle 62 of 75 Ah
GEWICHT ACCU'S	62 Ah: 18,7 kg 75 Ah: 24,4 kg
ACCULADER	8 Amp, extern
BESTURINGSSYSTEEM	TRU-Balance Flex: VR2 of Q-Logic 3 TRU-Balance 3: Q-Logic 3
AANDRIJVING	2 motoren, achterwielaandrijving
MAXIMAAL BEREIK PER LAADBEURT	Tot 26,5 km
REMSYSTEEM	Intelligent remsysteem (elektronisch aangedreven schijf parkeerrem)
MAX BELASTINGSGEWICHT ⁴	136 kg
BASIS GEWICHT ZONDER ACCU'S	58,5 kg


1. Snelheid hangt af van gebruikersgewicht, ondergrond, acculading, accuconditie en bandenspanning
2. Zonder beensteunen
3. AGM of Gel-Cell type vereist. Zie VI. "Accu's en opladen".
4. De accucapaciteit kan veranderen door de gekozen positioneringssystemen en/of accessoires.
5. De gewichtscapaciteit wordt bepaald door de keuze van de stoel
6. Het gewicht van de batterij kan variëren met +/- 1,3 kg, afhankelijk van de fabrikant
7. Het gewichtscapaciteit wordt verlaagd tot 181 kg met de iLevel elektrisch verstelbare zithoogte
8. De hoogte van de zitting tot de vloer wordt gemeten met het toestel onbelast
9. Kantelen of lift voegt 35 mm toe
10. Maten zonder zitkussen
11. Zitplaatsen groter dan 635 mm zijn niet compatibel met iLevel

OPMERKING: Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kenmerken

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid
- 641 mm breed en 883 mm lang
- Volledig verlichtingspakket
- Swing-away joystick
- Uitschuifbare accuhouder voor eenvoudige bereikbaarheid
- Geschikt voor het volledige assortiment aan Quantum zitsystemen en accessoires

Kleuren



De informatie in dit document is correct op het moment van publicatie; wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Snelheid en bereik variëren afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het terreintype, de lading van de batterij, de toestand van de batterij en de bandenspanning. Als gevolg van fabricagetoleranties en voortdurende productverbetering kunnen lengte, breedte, draaicirkel en bodemvrijheid onderhevig zijn aan afwijkingen van + of - 3%. De vermelde afmetingen gelden alleen voor de power base. De totale afmetingen kunnen variëren naargelang de gekozen zitplaats en accessoires.

Theoretische actieradius is berekend onder testomstandigheden in overeenstemming met Europese normen. De werkelijke actieradius bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de staat van de rolstoel en de accu's, het beladingsgewicht, de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur en de helling en het wegdek.



Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 · Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.nl · info@prideeurope.nl

PRIDE[®]
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]



NL_SSQ0010/REVC/04APR22