

# EDGE 3



De **Q6 EDGE 3** is het resultaat van jaren van productverbetering en innovatie. De geavanceerde Smooth Ride Suspension zorgt voor een soepele, comfortabele rit en hoogstaande stabiliteit. De Edge 3 komt standaard met 10 km/h 2-pole motor en is ook beschikbaar met optionele 11,3 km/h 4-pole motor.

Met de optionele iLevel is het mogelijk om in verhoogde positie een snelheid van maar liefst 7,2 km/h te halen.



Nu verkrijgbaar  
met 11,3 km/h  
4-pole motor



**QUANTUM**<sup>®</sup>

#1 FOR REHAB POWER



| [quantumrehab.nl](http://quantumrehab.nl)

## Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" luchtbanden of flat free banden
ZWENKWIELEN	9" flat free banden
MAXIMUM SNELHEID <sup>1</sup>	Tot 10 km/h (standaard) Tot 11,3 km/h (optioneel)
BODEMVRIJHEID	69 mm
DRAAICIRKEL <sup>2</sup>	521 mm
LENGTE <sup>2</sup>	820 mm
BREEDTE	622 mm
<b>AFMETINGEN STOEL</b>	
TB-Flex	Breedte: 406 - 508 mm Diepte: 406 - 508 mm
ZITHOOGTE <sup>6,7,8</sup>	420 mm (Laag) 445 mm (Middel) 470 mm (Hoog)
HANDMATIGE RUGVERSTELLING	Ja
ACCU'S <sup>3</sup>	Twee 12 volt, deep-cycle NF-22, 62 Ah, AGM
GEWICHT ACCU'S <sup>6</sup>	18,7 kg per stuk
ACCULADER <sup>7</sup>	8 Amp, extern
BESCHIKBAAR BESTURINGSSYSTEEM	Q-Logic
AANDRIJVING	Mid-Wheel 6 2-Pole of Mid-Wheel 6 4-Pole
MAXIMUM GEBRUIKERSGEWICHT <sup>4</sup>	136 kg
GEWICHT BASIS	63 kg

- De snelheid is afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het type terrein, de acculading, de staat van de accu en de bandenspanning
- Zonder beensteunen
- De accucapaciteit kan veranderen bij het toevoegen van positioneringssystemen
- Het draagvermogen wordt bepaald door de keuze van de stoelen
- Het gewicht van de batterij kan +/- 1,4 kg variëren, afhankelijk van de fabrikant
- De hoogte van de zitting tot de vloer wordt gemeten terwijl de rolstoel onbeladen is
- Kantelen of lift voegt 35 mm toe
- Afmetingen zonder zitkussen

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu's en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden in overeenstemming met Europese normen. De werkelijke actieradius bij normaal gebruik is afhankelijk van vele factoren, waaronder de staat van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, de omgevingstemperatuur en de helling en het oppervlak van de weg of stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor het basisstation. De totale afmetingen zijn afhankelijk van de keuze voor stoelen en accessoires.

## Kenmerken

- Met Smooth Ride Suspension (SRS)
- Standaard met spatbordverlichting en USB lader
- Gekleurde wioldoppen
- Met de optionele iLevel elektrisch verstelbare zithoogte is het mogelijk om de zithoogte te verhogen naar maar liefst 305 mm. Met geactiveerde iLevel kan 7,2 km/h worden gereden.
- Maximum belastingscapaciteit van 136 kg



## Kleuren



Pride Mobility Products BV  
De Zwaan 3  
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 · Fax: +31 (0)85-0430039  
quantumrehab.nl · info@prideeurope.nl



**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

NL-SSQ0004/REVC/01APR22