



# Lekker samen spetteren

Instelbare  
douche- en  
toiletstoel



## HTS

Veilig douchen, baden en naar het toilet gaan. Dat kan met het Hygiëne en Toilet Systeem. De HTS is eenvoudig op verschillende manieren in te zetten: op het toilet, met een po, in de douche en in bad. De HTS is veilig, comfortabel en gemakkelijk in gebruik voor verzorgers. Zonder gereedschap stel je de stoel in een handomdraai in. Kan ook goed mee op reis of op vakantie.



# HTS



Het is belangrijk om je lichaam goed te verzorgen. Een goede verzorging is niet alleen belangrijk voor de hygiëne en gezondheid maar kan ook bijdragen aan de ontwikkeling.

Bij het verzorgen komt heel wat kijken, zeker wanneer iemand speciale verzorging nodig heeft. De ideale werkhogte tijdens de verzorging is voor ouders of verzorgers erg belangrijk.

## HTS

Het Hygiëne en Toilet Systeem is veilig, comfortabel en gemakkelijk in gebruik voor verzorgers. Zonder gereedschap stel je de douche- en toiletstoel in een handomdraai naar wens in.

### Ruime keuze onderstellen

De HTS is naar diverse omstandigheden aan te passen met een ruime keuze aan onderstellen.



#### Toilet montagebeugel

Met de toilet montagebeugel kan de HTS direct op een WC-pot worden gemonteerd.



#### Badonderstel

De basis uitvoering kan in combinatie met het badonderstel gebruikt worden als badstoel. Het badonderstel is alleen geschikt voor gebruik zonder voetenplank en niet beschikbaar voor maat 3.



#### Vast of verrijdbaar onderstel

In combinatie met het vaste of verrijdbare onderstel kan het HTS worden gebruikt als douche- en toiletstoel. Het vaste onderstel is in hoogte verstelbaar en verkrijgbaar met een in hoogte verstelbare voetenplank. Het verrijdbare onderstel is in hoogte en hoek verstelbaar, voorzien van 4 wielen en een in hoogte verstelbare voetenplank.



#### Transfer- en verzorgingsonderstel

Het hydraulische hoog-laag onderstel voldoet aan de behoeften van de gebruikers en begeleiders op het gebied van verzorging en transfers. In combinatie met dit onderstel is de HTS in hoogte verstelbaar met behulp van een voetpedaal aan beide zijden van het onderstel. De zitting kan gemakkelijk naar voren en naar achter worden gekanteld.



#### Reisonderstel

Dit lichtgewicht en ruimtebesparend onderstel kan samen met de gehele basis uitvoering worden opgeslagen en vervoerd in de reistas. Hierdoor is de HTS ideaal om mee te nemen voor een weekend logeren of een vakantie met het hele gezin.

### De HTS is standaard voorzien van:

- afneembare armsteunen
- verstelbare zitdiepte
- verstelbare rughoek
- heupgordel

### Opties:

- hoofdsteun
- rompelotten
- abductieklos
- dijbeenondersteuning
- werkblad / armondersteuning
- spatscherm
- toiletemmer
- voetenplank
- positioneringsmateriaal
- diverse onderstellen
- toilet montagebeugel
- zwenkwielen
- duwbeugels
- verschillende rug- en zitkussens



## TECHNISCHE GEGEVENS

HTS	Maat 1	Maat 2	Maat 3
Geschikt voor lichaamslengte	80 - 105 cm	105 - 140 cm	140 - 175 cm
Maximale belasting	34 kg	68 kg	102 kg
Zitbreedte	20 / 25 / 30 cm	25 / 30 / 35 cm	33 / 38 / 43 cm
Zitdiepte	20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	38 / 41 / 43 / 46 cm
Rughogte	39 cm	48 cm	51 cm
Rughoek	-6° - +6° - +18°	-6° - +6° - +18°	-6° - +6° - +18°
Hoogte armsteunen	14,5 - 18 cm	14,5 - 18 - 22 cm	18 - 22 cm
Zithoogte verrijdbaar onderstel	38 - 55 cm	38 - 55 cm	41 - 57 cm
Zithoek verrijdbaar onderstel	-15° - +15°	-15° - +15°	-15° - +15°
Onderbeenlengte verrijdbaar onderstel	20 - 33 cm	25 - 38 cm	36 - 48 cm
Max. hoogte boven toilet verrijdbaar onderstel	48 cm	48 cm	51 cm

Productinformatie onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen

Versie: 04-01-2024.10