



Ergonomisch
Gebruikersgewicht tot
150 kg
Compact



Ideaal voor actieve transfers

De seBastian I is een elektrisch bedienbare sta-op-lift met een compacte vormgeving, zodat personen tot 150 kg veilig ondersteund worden bij het opstaan vanuit zittende positie. Deze compacte, lichte en wendbare tillift is uitstekend in kleinere ruimtes te manoeuvreren, dankzij de grote wielen en is daardoor uitermate geschikt in de thuissituatie.



Multifunctioneel en duurzaam

Deze volledig elektrische tillift biedt de cliënt ondersteuning tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten, zoals opstaan, positioneren in een stoel, toiletbezoek, aan-/uitkleden, maar ook bij revalidatieoefeningen.

Naast de compacte vormgeving kenmerkt onze seBastian I zich door een comfortabele onderbeensteun, die in hoogte en diepte verstelbaar is. Tevens is deze zachte onderbeensteun extra prettig door het doorlopende steunvlak. Het tilbereik voldoet voor het merendeel van de cliënten.



Deze uiterst compacte tillift is zeer gemakkelijk verplaats- en manoeuvreerbaar dankzij het formaat en de grote dubbele zwenkwielen van hoge kwaliteit.

Door de mechanisch bedienbare poetspreiding kan de seBastian I eenvoudig

om een stoel of toilet geplaatst worden. Hierdoor is het mogelijk om dichtbij een cliënt te komen en de transfer op een ergonomische wijze te laten verlopen.

Optimale ondersteuning

De seBastian I kan worden uitgebreid met onze unieke Back Belt tilband met E-clips. De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor de tilband aan een tillift, die de kans op fouten door menselijk handelen aanzienlijk vermindert.

Onze tilband biedt optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers. Een natuurlijke beweging wordt gestimuleerd doordat de gepolsterde rug een prettige ondersteuning in de cliënt's rug geeft tijdens de opwaartse bewegingsrichting. De Back Belt E-clip geeft tevens een veilig gevoel en voorkomt achterwaarts vallen. Gebruik van de Back Belt E-clip biedt de verzorger extra handen tijdens het transfer proces.



Accessoires



Back Belt E-clip

Biedt ondersteuning aan de rug voor meer comfort en veiligheid. Bevestiging middels veilige E-clip. **Artikelnummer 25130C-(X)**

Gebruik



Tillen in/uit een bed

Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren op bed.



Van en naar de stoel

Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Toiletbezoek

Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen

2 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 100 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 100 mm, voor).



Handbediening

Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.



Voetenplaat

Stevige antislip horizontale voetenplaat om voeten op te plaatsen tijdens opstaan en transfer.



Onderbeensteun

In hoogte en diepte verstelbare onderbeensteun uit één geheel. Komvormig en zacht voor optimale steun en comfort.

Technische specificaties seBastian I, artikelnummer: 100300

Lengte onderstel	1100 mm	Diameter wiel	100 mm (achter geremd), 100 mm (voor)
Breedte onderstel	560 mm	Eigen gewicht	49 kg
Breedte tillift (inclusief handgrepen)	700 mm	Maximale tilcapaciteit	150 kg
Hoogte mast	870 mm	Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	450-810 mm	Materiaal frame	Poedergecoat staal
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	550-910 mm	Noodstop	Ja
Tilbereik	890-1600 mm	Nooddaalfunctie	Ja
Draaicirkel	1114 mm	Handbediening functies	Hoog/laag, batterij status, service indicator
Hoogte onderstel	119 mm	Certificering	MD & CE



We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com