

MEER DAN 100 JAAR MADE IN GERMANY.
TEN BEHOEVE VAN MENSWAARDIGE ZORG.

VÖLKER

Zorgbedden





De perfecte combinatie van veelzijdigheid, design en functionaliteit.

Völker-bedden voor langdurige zorg zijn in verschillende designs en kleuren verkrijgbaar. De bedden combineren de vereiste functies voor de medische techniek met een hoogwaardig ontwerp en zorgen er zo voor dat de kamers in zorginstellingen nog huiselijker en comfortabeler aanvoelen.

Met name mensen die zorg nodig hebben, moeten met respect en waardigheid worden behandeld. Met dat doel in ons achterhoofd bedenken, ontwikkelen en vervaardigen wij onze producten.

Comfortabel. Het MiS®-microstimulatiesysteem van Völker.



Het gepatenteerde MiS®-microstimulatiesysteem van Völker is gebaseerd op neurowetenschappelijke principes. Het systeem neemt zelfs de meest minimale bewegingen van de bewoner waar en geeft ze als tactiele prikkels vanaf het ligoppervlak door de matras weer aan het lichaam terug. Deze constante terugkoppeling zorgt voor een beter lichaamsbewustzijn, ondersteunt de bewegingen van de bewoner en verbetert de doorbloeding van de huid. Het slaap- en ligcomfort worden verbeterd, de mobiliteit van de bewoner wordt vergroot en het risico op decubitus wordt verkleind.



Menswaardige zorg dankzij meer mobiliteit – het Vis-a-Vis-bed.

Dankzij een betere mobilisatie worden de zelfstandigheid en het woongenot van bewoners in zorginstellingen verbeterd en wordt hun deelname aan dagelijkse bezigheden gestimuleerd. Met de Völker Vis-a-

Vis kunnen bewoners rechtop zitten. Vanuit deze positie kan één zorgkracht de bewoner veilig en eenvoudig naar voren verplaatsen tot deze de voeten stevig op de grond kan plaatsen.

Gepatenteerd. Het bedhekkensysteem van Völker.



Het gepatenteerde bedhekkensysteem van Völker onderscheidt zich door een uitstekende variabiliteit. Het systeem bestaat uit afzonderlijke elementen aan beide zijden van het bed die onafhankelijk van elkaar en op twee verschillende standen kunnen worden ingesteld. Zo voelen bewoners zich goed beschermd en vallen ze minder snel uit bed. Dankzij de grote variabiliteit en hoge stabiliteit geven de bedhekkens ondersteuning bij het mobiliseren.

De zijelementen zijn direct in het ligoppervlak geïntegreerd. Bij het verstellen komen ze automatisch met het hoofd- en voeteneinde mee.



Verbeterde veiligheid dankzij een lager valrisico – Extra laag bed 5384 Kepler.

Het bed 5384 Kepler biedt maximale bescherming voor zeer valgevoelige bewoners. Een val uit bed kan verlies van zelfstandigheid en andere negatieve effecten voor zowel de bewoner als voor de zorginstelling tot gevolg hebben.

Dit veelzijdige extra lage bed kan tot 23 cm* zakken en worden verhoogd tot

een stabiele werkhoogte van 80 cm*. Zo wordt een veilige en ergonomische werkhouding van de zorgkracht gegarandeerd. In de laagste stand kan de geringe afstand tussen het bed en de vloer valgevoelige bewoners een groter gevoel van veiligheid geven en de frequentie en ernst van valpartijen verlagen.

* afhankelijk van de configuratie



→ Het ergonomische design van het zeer lage bed combineert een laag gewicht met een hoge stabiliteit en een veilige werklust van 230 kg.



→ De verlichting onder het bed zorgt voor een betere oriëntatie in de nacht. In-/uitschakelen via de handschakelaar. (Optioneel verkrijgbaar)



Het extra lage bed 5384 Kepler in het kort:

- Het gepatenteerde ›Bed Height Memorisation‹ (bedhoogtegeheugen) zorgt ervoor dat bewoners en zorgkrachten eenvoudig de gewenste hoogte en positie kunnen instellen.
- Met de functie ›EasyChair‹ kunnen bewoners moeiteloos in een zittende positie worden gebracht.
- Veilige mobiliteit dankzij automatisch instellen van de instappositie.
- Bedverlenging en beddengoedlade (optioneel verkrijgbaar).
- Een discreet nachtlampje onder het bed zorgt voor een verbeterde veiligheid voor zowel bewoners als zorgkrachten (optioneel verkrijgbaar).
- Optionele dubbele zwenkwielen zorgen voor makkelijker manoeuvreren en bieden meer veiligheid dankzij automatische remmen als het bed zich in de laagste positie bevindt.

Overzicht van alle Völker-zorgbedden.



Model 5384 Kepler



Model 3080



Model 2080



Model Vis-a-Vis



→ De wielen van de modellen 2080 en 3080 kunnen worden opgeklapt in het frame.

Designs van de hoofd- en voeteneindes.

Voor modellen 2080, 3080 en 5384 Kepler



Design S



Design FS

Voor model 3080



Design MA



Design MAH
(laagste voeten-/hoofdeinde
in Design MA)



Design MB

Voor model Vis-a-Vis



Design S

Kies voor zekerheid. Kies voor Völker Service.

Met Völker Service haalt u het meeste uit uw Völker-product. De service neemt een groot deel van de werkzaamheden en plichten over die de wetten en voorschriften op het gebied van medische hulpmiddelen met zich meebrengen.

Al onze servicetechnici zijn gekwalificeerde en ervaren

controleurs die goed bekend zijn met de te controleren medische hulpmiddelen. Ze controleren en onderhouden uw bedden zorgvuldig en met inachtneming van de wettelijke richtlijnen.

Als een mankement wordt vastgesteld, wordt het onmiddellijk en zodoende kostenefficiënt hersteld.

Daarnaast documenteert Völker Service op gedetailleerde en rechtsgeldige wijze, en wordt tevens gecontroleerd of de documentatie volledig is.

Wij gaan graag met u in gesprek om te ontdekken welk Völker Service-pakket het best bij uw situatie past. Neem contact met ons op.

VÖLKER

MEER DAN 100 JAAR MADE IN GERMANY.
TEN BEHOEVE VAN MENSWAARDIGE ZORG.

Völker behoudt zich het recht voor om zonder nadere aankondiging wijzigingen aan het ontwerp, de specificaties en de modellen door te voeren. De kleuren van de producten kunnen enigszins afwijken van de hier weergegeven kleuren. Drukfouten voorbehouden. De informatie is niet-bindend.

Niet alle producten/opties zijn in alle landen verkrijgbaar. Meer informatie over onze producten en services is verkrijgbaar via uw plaatselijke contactpersoon van Völker of via onze website.

©2018 Völker | Alle rechten voorbehouden

VÖLKER

www.voelker.de