

HOYER Aufrichtpodest mit Fußplattform und Knieabstützung zum nachträglichen Anbau an mobile HOYER-Lifter

Das HOYER Aufrichtpodest ist speziell für Patienten gedacht, die noch über eine Restmobilität verfügen. Ihnen bietet es einen sicheren Halt für kurze Transporte vom Stuhl zur Toilette, vom Bett zum Stuhl etc.



In der täglichen Verwendung ist eine Pflegeperson alleine in der Lage, den Patienten aufzurichten und zur Toilette zu überführen. Mit dem Aufrichtpodest ist ein einfacher und schneller Zugang zu den Beinkleidern des Patienten möglich. Das Wechseln von Windeln oder Einlagen inkontinenter Patienten kann problemlos erfolgen.

Mit dem entsprechenden HOYER Aufrichtpodest können Sie Ihren HOYER-Bodenlifter schnell, ohne Werkzeug und ohne bauliche Veränderungen nachrüsten.

Als Rückenstütze für den Patienten lassen sich mit dem HOYER-Aufrichtpodest die **Polsterrolle 40-Po** sowie die **Aufrichtgurte 44-P/A, 52-Sa und 60-Sa** (je nach Brustumfang in verschiedenen Größen erhältlich) einsetzen. Diese Gurttypen passen für alle angegebenen Liftermodelle.

Maximale Belastbarkeit 130 kg.

Abb.: Anwendung mit Polsterrolle 40-Po



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.
Aufrichtpodest für HOYER Bodenlifter HCL-7/E	90264
Aufrichtpodest für HOYER Bodenlifter HLU-3/E-O	90257
Aufrichtpodest für HOYER Bodenlifter HLU-4/E-O	90259
Aufrichtpodest für HOYER Bodenlifter HOVL-100 und HOVL-200	90254
Polsterrolle 40-Po mit Brusthaltegurt, mit Dreifach-Gurtschlaufen	91340
Aufrichtgurt 44-P/A (Polyestermaterial), gepolstert, Brusthalterung (verstellbar) mit Kunststoff-Clips, Fellüberzug abnehmbar durch Klettverschluss.	91342
Aufricht- u. Ankleidegurt 52-Sa einteilig (Netz), mit selbst nachspannendem Brustteil	91474
Aufrichtgurt 60-Sa (Netzmaterial), gepolstert mit Aero-Tex Weichschaum, hohes Rückenteil, Brusthalterung (verstellbar) mit Kunststoff-Clips	92013

HOYER GmbH • Reha-Lift & Transfer

Industriepark HOYER • Elsa-Brandström-Str. 7 • D-35510 Butzbach
Tel. 06033 / 9652-0 • Fax 965252 • www.hoyer-lifter.com • info@hoyer-lifter.com